



介護保険対応

福祉用具レンタルカタログ

care link

GREEN CARE CATALOG



Hug

移乗サポートロボット ハグ

2人介助から1人介助へ。

スリムになったHugと

スマートなハグを。

▼商品紹介動画



▼商品紹介動画



※アプリ操作は販売品
(Model C2) のみの機能です。



もっと自由に移動すれば、

もっと人生は豊かになる。



WHILL

WHILL Model CK2

ウィル モデル シーケー ツー

1 洗 浄 ・ 消 毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒



2 検 品 ・ 修 理

安全性もしっかり確認



3 保 管

梱包し、清潔な場所で保管・管理



4 出 荷

安心・安全な福祉用具をお届け



清潔感・安心感・信頼感商品をお届けするために…。



ベッド・ベッド付属品



床ずれ防止用具



体位変換器



認知症老人徘徊感知機器



手すり



歩行補助杖



歩行器



車椅子・車椅子付属品



スロープ



移動用リフト・つり具



介護保険購入対象品



販売品



情報



ベッド・ベッド付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

モーターの機能




1 背上げ機能




- 起き上がりを補助
- 食事を摂る時に便利
- 呼吸を楽にする
- 円背の方の寝る姿勢を楽にする

2 高さ調節機能




- 立上がりや車椅子への移乗を補助
- 端座位姿勢を安定させる
- 介助者の負担軽減
- 転落時の危険軽減

3 膝上げ機能



- 背上げ機能を使用した時に
身体のずれを防止
- むくみ防止
- かかとへの部分圧軽減

4 背上げ・膝上げ運動



- 膝上げ、背上げを自動連動し、
身体のずれ、摩擦圧迫感を
軽減

モーター数で
機能が異なります。

1
モーター

- 1 背上げ機能
4 背上げ・膝上げ連動
または
2 高さ調節機能

2
モーター

- 1 背上げ機能
2 高さ調節機能
4 背上げ・膝上げ連動

3
モーター

- 1 背上げ機能 3 膝上げ機能
2 高さ調節機能 4 背上げ・膝上げ連動

ベッド [特殊寝台] の名称



ヘッドボード/フットボード
お部屋の雰囲気に合わせて選べます

マットレス

ご利用者の症状に適した
ものを選ぶことが大切です

ボトム

背上げ、膝上げの際にこ
の部分が曲がります

ベッドサイドレール

ベッドからの転落や寝具
の落下を防ぎます



介助バー

ベッドから乗り降りす
るときの支えに使い
ます



オーバーテーブル

お食事や読書に便利
ベッドサイドレールに
のせて使います

ボードの種類



樹脂 樹脂製ボード



樹脂木 樹脂製木目調ボード



木製 木製ボード

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**


サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド・
ベッド
付属品**ケア優** ビーチ/ダークウォールナット


フランスベッド

グリーン
ケア 2
モーター 3
モーター ヒューマン
ケアライン 木製 低床 非課税


リモコン



2 モーター 3 モーター



ボード色: ビーチカラー




ボード色: ダークウォールナット

● ノンサイドフレーム+格納式オプション受け



かかとが当たりません。



オプション受けが格納できるので、車椅子をベッドへ隙間なく付けることができます。また、サイドフレーム・ベースフレームの突出がなく、端座位が安定しやすくなります。

● 緊急対応スイッチ



背上げ・脚上げ電動時に万が一停電が起きた場合でも、スイッチの切り替えで手動で背上げと脚上げを水平状態に戻すことができます。



※背上げ・脚上げ電動時のスイッチ位置。



● リモコン



手元ロック機能で誤作動防止。


| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2モーターレギュラーHF (2R-HF-B) | 87 | 11-5745-0 | 00200-000166 | 850 円 | 1,700 円 | 2,550 円 | 8,500 円 |
| 2モーターレギュラーHF (2R-HF-DW) | 87 | 11-5734-0 | 00200-000166 | 850 円 | 1,700 円 | 2,550 円 | 8,500 円 |
| 3モーターレギュラーHF (3R-HF-B) | 88 | 11-5749-0 | 00200-000641 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | 10,000 円 |
| 3モーターレギュラーHF (3R-HF-DW) | 88 | 11-5741-0 | 00200-000641 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | 10,000 円 |

フロアーベッド

フランスベッド

垂直昇降 3
モーター 木製 超低床

リモコン



3 モーター



高さ18cmでいったん停止。安全確認後足元にあるスイッチで操作することで足の挟まりなど思わぬ事故を防ぎます。

低床のため、ベッドの高さに不安を感じる方に、布団になれた方におすすめです。ボトムの高さを24cmから11cmまで下げるには、足元側にある安全スイッチを操作してください。目視による安全確認をしながらベッドを下げ、挟み込みを予防します。

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| FLB-03J91J-CP | 62 | 11-6090-1 | 00200-000480 | 1,466 円 | 2,932 円 | 4,398 円 | 14,660 円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

サイドレール SR-100JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー



| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------|--------------|
| SR-100JJ CSIV 2本 | | 00200-000171 |
| SR-100JJ CSBR 2本 | | 00200-000171 |
| SR-100JJ CSGY 2本 | | 00200-000171 |

サイズ：全幅 96.5×ボトム面からの高さ41.6cm

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 46円 | (2割) 92円 (3割) 138円 | 月額レンタル料金 460円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|

サイドレール SR-100JJS CSBR

フランスベッド

ケア優 ショート




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|------|--------------|
| SR-100JJS CSBR 2本 | | 00200-000381 |

サイズ：全幅 90.2×ボトム面からの高さ41.6cm

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 46円 | (2割) 92円 (3割) 138円 | 月額レンタル料金 460円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|

サイドレール SR-350JJ CS

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| SR-350JJ CS 1本 | 19-5542-1 | 00200-000471 |

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 46円 | (2割) 92円 (3割) 138円 | 月額レンタル料金 460円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|

カバー付サイドレール

フランスベッド


サイドレールとカバーのセットです。

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| SR-100JJ CSIV(1本) | 19-5616-1 | 00200-000928 |
| SR-100JJ CSBR(1本) | 19-5617-1 | 00200-000928 |

| | | | |
|------------------|------|------------------------|-------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 100円 | (2割) 200円 (3割) 300円 | 月額レンタル料金 1000円 |
|------------------|------|------------------------|-------------------|

サイドレール SR-300JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------|--------------|
| SR-300JJ CSIV 2本 | | 00200-000172 |
| SR-300JJ CSBR 2本 | | 00200-000172 |
| SR-300JJ CSGY 2本 | | 00200-000172 |


サイズ：全幅 76×ボトム面からの高さ41.6cm

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 46円 | (2割) 92円 (3割) 138円 | 月額レンタル料金 460円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|

サイドレール SR-800JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー




| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| SR-800JJ CSIV 1本 | 19-5531-1 | 00200-000173 |
| SR-800JJ CSGY 1本 | 19-6744-1 | 00200-000173 |

サイズ：全幅 116×ボトム面からの高さ41.6cm

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 38円 | (2割) 76円 (3割) 114円 | 月額レンタル料金 380円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|

サイドレール SR-351JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー
ショート兼用

| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| SR-351JJ CS 1本 | 19-6133-1 | 00200-000583 |
| SR-351JJ CSGY 1本 | 19-6745-1 | 00200-000583 |

サイズ：全幅 59×ボトム面からの高さ41.6cm

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 46円 | (2割) 92円 (3割) 138円 | 月額レンタル料金 460円 |
|------------------|-----|-----------------------|------------------|



ケア優 レギュラー


| 商品名／数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| SR-100JJ CSIV(2本) | 19-5618-1 | 00200-000927 |
| SR-100JJ CSBR(2本) | 19-5619-1 | 00200-000927 |

| | | | |
|------------------|----|--------------------|----------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | -円 | (2割) -円 (3割) -円 | 月額レンタル料金 -円 |
|------------------|----|--------------------|----------------|

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド

ケア優

レギュラー
ショート兼用

※開閉角度：±135°(45°刻み)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------|--------------|------------------------|
| ベッド用グリップ GR-510 | 19-5430-1 | 00200-000428 |
| サイズ：全幅 117.3×ボトム面からの高さ41.6cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208円 (3割) 312円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040円 |

イルリガートル棒 FF-522

フランスベッド

ケア優



※地域によっては介護保険を
適用できない場合があります。
サイズ：全幅25×全高：98～165cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-------------|------------------------|
| イルリガートル棒FF-522 | 19-5532-1 | 00200-000131 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100円 (3割) 150円 |
| | | 月額レンタル料金 500円 |

キャスター 50CAJW

フランスベッド

ケア優



※ベッドの高さは変わりません。
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------|
| キャスター50CAJW | 19-5243-1 | 00200-000660 |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| | | 月額レンタル料金 - 円 |

ケア優サイドレール・介助バー組み合わせ表

| ケア優 レギュラーサイズ 全長 210.5cm | | ケア優 ショートサイズ 全長 198cm | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1本で使用 | 2本セットで使用 | 1本で使用 | 2本セットで使用 |
| SR-100JJ | SR-100JJ + SR-100JJ | SR-100JJS | SR-100JJS + SR-100JJS |
| SR-300JJ | SR-300JJ + SR-300JJ | SR-300JJ | SR-300JJ + SR-300JJ |
| SR-800JJ | SR-350JJ + SR-350JJ | SR-350JJ | SR-350JJ + SR-350JJ |
| SR-350JJ | GR-510 / SE-07JJ + SR-300JJ | GR-510 / SE-07JJ | SR-300JJ + SR-300JJ |
| GR-510 / SE-07JJ | GR-510 / SE-07JJ + SR-350JJ | GR-510 / SE-07JJ | SR-350JJ + SR-350JJ |
| FF-522 | FF-522 + SR-100JJ / SR-300JJ | FF-522 | FF-522 + SR-100JJS / SR-300JJ |

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。



ベッド・ベッド付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品


販売品

情報



楽匠プラス Hタイプ多機能ボード (キャメル)

パラマウントベッド



楽匠+
らくしょう+プラスシリーズ

リモコン



背上げをさらに進化させるために生まれた
プラス ライン ボトム



背サポート

背あげする時に背中をしっかりとし、より姿勢を安定させやすくなりました。

腰サポート

骨盤をしっかりとし、起こし身体が動かしやすい背あけ姿勢に移行できます。また、床ずれリスクの軽減にもつながります。

腰ボトム

新しいボトム分割により背上げをする時の身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなりました。

膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてフィットしやすくなりました。

<ラクリアマーション>

傾斜後の姿勢でも利用者の足がつきやすく、離床しやすくなりました



背あげ16°からベッド全体を傾斜させる

膝が2°まで下がり離床しやすい姿勢に

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2モーション91cm幅 (KQ-A5322) | 86.5 | 11-6823-0 | 00170-001300 | 950 円 | 1,900 円 | 2,850 円 | 9,500 円 |
| 2モーション83cm幅 (KQ-A5122) | 84.5 | 11-6830-0 | 00170-001300 | 950 円 | 1,900 円 | 2,850 円 | 9,500 円 |
| 3モーション91cm幅 (KQ-A6322) | 86.5 | 11-6797-0 | 00170-001328 | 1,150 円 | 2,300 円 | 3,450 円 | 11,500 円 |
| 3モーション83cm幅 (KQ-A6122) | 84.5 | 11-6826-0 | 00170-001328 | 1,150 円 | 2,300 円 | 3,450 円 | 11,500 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**


サービスコード／特殊寝台 介護給付：171003 予防給付：671003／特殊寝台付属品 介護給付：171004 予防給付：671004

ベッド・
ベッド
付属品

楽匠プラス Xタイプ多機能ボード (キャメル)

パラマウントベッド

表示パネル
リモコン 垂直昇降 2・3
モーター 低床 超低床 非課税



楽匠プラス
らくしゅうプラスシリーズ

リモコン



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。
背上げをさらに進化させるために生まれた

プラス ライン ボトム



4つの新しいアイデアを取り入れたプラスラインボトムが新登場。より身体の動きに合った起きあがり動作で骨盤の立った動きやすい起きあがり姿勢を実現しています。すべての背あげ機構で効果を発揮します。

背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかりと支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかりと起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかりと起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

腰ボトム

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背あげするときの身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、連動機能など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きに身体がフィットしやすくなりました。また、膝裏の接触面が増えることで当たりも良く馴染みやすくなっています。

■最低床高 15cm の超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高 21cm と低く抑えた設計です。さらに X タイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高 15cm の超低床ベッドに切り替えられます。初めてふとんからベッドに移行される方や、ベッドから転落する心配のある方にも導入しやすいように配慮しています。



最低床高 15cm



最低床高 21cm

| 商品名 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2モーター91cm幅 (KQ-A2322) | 80.0 | 11-6798-0 | 00170-001251 | 950 円 | 1,900 円 | 2,850 円 | 9,500 円 |
| 2モーター83cm幅 (KQ-A2122) | 78.0 | 11-6804-0 | 00170-001251 | 950 円 | 1,900 円 | 2,850 円 | 9,500 円 |
| 3モーター91cm幅 (KQ-A3322) | 81.0 | 11-6812-0 | 00170-001265 | 1,150 円 | 2,300 円 | 3,450 円 | 11,500 円 |
| 3モーター83cm幅 (KQ-A3122) | 79.0 | 11-6809-0 | 00170-001265 | 1,150 円 | 2,300 円 | 3,450 円 | 11,500 円 |



ベッド・ベッド付属品


サイドレール

楽匠
プラス 楽匠 Z

パラマウントベッド

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| KS-191Q 1本 | 19-5653-1 | 00170-000752 |

サイズ：全幅 82.7 × ボトム面からの高さ 37.5 cm

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 34 円 | (2割) 68 円 | (3割) 102 円 | 月額レンタル料金 | 340 円 |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| KS-161Q 1本 | 19-5236-1 | 00170-Z00019 |

サイズ：全幅 96.4 × ボトム面からの高さ 37.5 cm

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 34 円 | (2割) 68 円 | (3割) 102 円 | 月額レンタル料金 | 340 円 |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| KS-171Q 1本 | 19-5257-1 | 00170-Z00197 |

サイズ：全幅 96.4 × ボトム面からの高さ 43.5 cm

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 34 円 | (2割) 68 円 | (3割) 102 円 | 月額レンタル料金 | 340 円 |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|--------------|

| 商品名/数量 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| KS-151Q 1本 | 19-5256-1 | 00170-000537 |

サイズ：全幅 59 × ボトム面からの高さ 37.5 cm

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 30 円 | (2割) 60 円 | (3割) 90 円 | 月額レンタル料金 | 300 円 |
|------------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------------|

サイドグリップ KS-030A


レント 楽匠
FeeZ 楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

- ベッドまわりのさまざまな動作をサポート
- 背あげ姿勢に合わせたコンパクトサイズ
- 開放部が大きく、視界が広いデザイン
- 固定ハンドルで、取り付け・取り外しが簡単

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| KS-030A | 19-6047-1 | 00170-000897 |

サイズ：幅 80.9 × ボトム面からの高さ 41 cm 重さ 6.8 kg

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 | (3割) 312 円 | 月額レンタル料金 | 1,040 円 |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|

スイングアーム介助バー


楽匠
プラス

パラマウントベッド

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



KS-099A

KS-098A

※画像はKS-098A

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| KS-099A | 19-6584-1 | 00170-001205 |

サイズ：幅110.9×ボトム面からの高さ41cm アーム開閉角度：±120°(30°刻み)

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 184 円 | (2割) 368 円 | (3割) 552 円 | 月額レンタル料金 | 1,840 円 |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| KS-098A | 19-6007-1 | 00170-000898 |

サイズ：幅110.9×ボトム面からの高さ41cm アーム開閉角度：±120°(30°刻み)

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 | (3割) 312 円 | 月額レンタル料金 | 1,040 円 |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード／特殊寝台 介護給付：171003 予防給付：671003／特殊寝台付属品 介護給付：171004 予防給付：671004

ベッド・
ベッド
付属品**楽匠プラス**

パラマウントベッド

楽匠⁺プラス
らくしょう⁺プラスシリーズ家庭内呼び出し機能を搭載。
手元スイッチで、ご家族のスマートフォンに通知できます**ベッド操作アプリ****■手元スイッチからの家庭内呼び出しを受信**


手元スイッチは無線通信の Bluetooth (ブルートゥース) でスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetooth の無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン* に通知できます。

*事前に専用アプリ「ベッド操作アプリ」のインストールが必要です。

*受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。

*スマートフォンの設定やアプリの状況によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。

*呼び出し通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。

**■スマートフォンによるベッド操作**

スマートフォン専用アプリで、お使いの介護用ベッドを登録すると、ベッドを操作できるようになります。一人ひとりの使いやすさに考慮し、操作画面はボタンの大きさなどが異なる3種類が選べます。

※使用する前にベッドの事前登録が必要です。スマートフォンはベッド1台に対して3台まで登録できます。

選べる操作画面

コントローラー画面

手元スイッチと同じ内容のボタンを、スマートフォンの画面上で選択できます。
↑↓を長押しすると、手元スイッチと同様のベッド操作ができます。イラストの姿勢は実際のポジションに合わせて動き、スイッチの長押し中はパイブレーションが作動します。

メモリー画面

ボタンを選択すると、あらかじめ設定したポジションに向かってベッドを動かします。例えば介護の方が代わっても、良く使うポジションを正確に再現できます。




セレクト画面

連動、頭、足、高さのアイコンをタッチすると操作したい部位が選択され、↑↓を長押しすると操作できます。

ダウンロードはこちらから

パラマウントベッドの「ベッド操作アプリ」は、右のQRコードを読み取るとダウンロードできます。

※アプリのダウンロードおよびご利用時には別途通信料がかかります。お客様のご負担となります。Apple ID や Google アカウントは、ご自身でご確認ください。

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ベッド・ベッド付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ
楽匠プラス 楽匠Z




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------------|
| KF-1920 | 19-5659-1 | 00170-000716 |
| ご利用者負担額 (1割) | 208円 | (2割) 416円 (3割) 624円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080円 |

ベッドサイドテーブル ST-136N LO

フランスベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ
楽匠プラス 楽匠Z



※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------------|
| ST-136N LO | 19-5399-1 | 00200-000410 |
| ご利用者負担額 (1割) | 208円 | (2割) 416円 (3割) 624円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080円 |

ベッドサイドテーブル KF-2923

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス レント 楽匠FeeZ 楽匠S



移動ロックとコの字型の脚フレームを採用、
さまざまなシーンで活用できるベッドサイドテーブルです。



※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠FeeZ、楽匠Sと組み合わせる場合、ハイトスパーサーが必要です。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|-----------------------|
| KF-2923 | 19-7144-1 | 00170-001651 |
| ご利用者負担額 (1割) | 364円 | (2割) 728円 (3割) 1,092円 |
| | | 月額レンタル料金 3,640円 |

ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ
楽匠プラス 楽匠Z




※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------------|
| KF-840BS | 19-5234-1 | 00170-000826 |
| ご利用者負担額 (1割) | 208円 | (2割) 416円 (3割) 624円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080円 |

オーバーベッドテーブル KF-833LA

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ
楽匠プラス 楽匠Z



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|---------------------|
| KF-833LA | 19-0168-1 | 00170-000315 |
| ご利用者負担額 (1割) | 208円 | (2割) 416円 (3割) 624円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003 / 特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

オーバーテーブル PT01-A1

ラフィオ ミオレットⅢ

ブラッ



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| PT01-A1 | 19-6575-1 | 00631-000590 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 (3割) 150円 |
| | | 月額レンタル料金 500円 |

オーバーテーブル KQ-060L

楽匠プラス 楽匠FeeZ 楽匠S・Z

パラマウントベッド

楽匠Z・ラクリアモーションは
楽匠プラスHタイプ・お使いになれません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| KQ-060L | 19-0167-1 | 00170-000374 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50円 | (2割) 100円 (3割) 150円 |
| | | 月額レンタル料金 500円 |

ティコブ移乗用介助ベルト AB31

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。
安全に介助者の負担を軽減します。
適応胴囲サイズが約60～130cmと
小柄な方から大柄な方まで対応できます。
保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。
ベルト裏面に滑り止め付き。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| AB31 | 19-5519-1 | 00030-000142 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104円 | (2割) 208円 (3割) 312円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040円 |

昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB

ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス

ブラッ



※ラフィオ超低床仕様ではご使用になれません。
※楽匠プラスHタイプは床高が24cm未満、Xタイプは超低床仕様ではご使用になれません。


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| PT03-840MB | 19-6711-1 | 00631-000618 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 208円 | (2割) 416円 (3割) 624円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080円 |

ケアスライダー (MEMS)

グリーンケア ケア優 ラフィオ ミオレットⅢ 楽匠プラス 楽匠Z

モルデン

より安全でスムーズな移乗をサポートします。



全高0.5cm/耐荷重 130kg



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| MEMS | 19-1301-1 | 00054-000033 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104円 | (2割) 208円 (3割) 312円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品




情報

マットレス




マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。

特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮（臀部が痩せている）がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶ必要があります。




やわらかめ

テルサ
(やわらか面)テルサCC
(やわらか面)


ケアデュオ

ケアブリーズ
(やわらか面)アルファプラ
すくっと防水アルファプラ
すくっとRe通気

ストレッチフィット

ケアブリーズ
(しっかり面)テルサ
(しっかり面)テルサCC
(しっかり面)

ストレッチスリム



ケアさらり



プレグラ

しっかり

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ケアブリーズ

東洋クオリティワン

通気性の良いムレにくいマットレスです。
やわらかめの層とかための層が一体になった
リバーシブル仕様です。

グリーン
ケア 厚さ
8
cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5846-1 | 00523-000019 |
| 90cm幅 ショート | 12-5847-1 | 00523-000019 |

サイズ: 幅 90 × 全長 191 (ショート 181) × 厚さ 8cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 12-5848-1 | 00523-000019 |
| 83cm幅 ショート | 12-5849-1 | 00523-000019 |

サイズ: 幅 83 × 全長 191 (ショート 181) × 厚さ 8cm

材質/カバー: ポリエステル100%、マット: ウレタンフォーム

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 190円 | (2割) (3割) | 380円 570円 | 月額レンタル料金 | 1,900円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

ケアデュオ

日本ケアサプライ

お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。
やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも
姿勢が安定します。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 12-5642-1 | 00614-000007 |
| 90cm幅 ショート | 12-5715-1 | 00614-000007 |

サイズ: 幅 90 × 全長 191 (ショート 181) × 厚さ 8cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 12-5643-1 | 00614-000007 |
| 83cm幅 ショート | 12-5915-1 | 00614-000007 |

サイズ: 幅 83 × 全長 191 (ショート 181) × 厚さ 8cm


材質/カバー: 表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット: ウレタンフォーム

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 190円 | (2割) (3割) | 380円 570円 | 月額レンタル料金 | 1,900円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

アルファプラすくっとRe 通気

タイカ

寝返りから立ち上がりまでの一連の動作が安定して行えます。
動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスです。



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保

厚さ
8
cm

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 12-5986-1 | 00563-000108 |

サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ショート | 12-5987-1 | 00563-000109 |

サイズ: 幅 91 × 長さ 180 × 厚さ 8cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 12-5984-1 | 00563-000106 |

サイズ: 幅 83 × 長さ 191 × 厚さ 8cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 ショート | 12-5985-1 | 00563-000107 |


サイズ: 幅 83 × 長さ 180 × 厚さ 8cm 材質/カバー: ポリエステル マット: ポリウレタンフォーム

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|


エバーフィットC3マットレス 通気

パラマウントベッド

快適性と利便性を両立させたマットレス。



背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン



端座位姿勢を、さらに安定させやすとしたサイドエッジ

厚さ
10
cm

材質/中身: ポリエステル・ポリウレタン (難燃)
側地: (ソフトフィット面) ポリエステル 100% (抗菌・防カビ・難燃・消臭)
(ハードフィット面) ポリエステル 100% (抗菌・防カビ・難燃)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 12-6105-1 | 00170-001042 |

サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ミニ | 12-6106-1 | 00170-001043 |

サイズ: 幅 91 × 全長 180 × 厚さ 10cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 12-6107-1 | 00170-001044 |

サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| 83cm幅 ミニ | 12-6108-1 | 00170-001045 |

サイズ: 幅 83 × 全長 180 × 厚さ 10cm

| | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 284円 | (2割) (3割) | 568円 852円 | 月額レンタル料金 | 2,840円 |
|------------------|------|--------------|--------------|----------|--------|



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報

床ずれってなに？


寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。
また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

圧迫

① 細胞は血から栄養をもらっています。



② 血の流れが悪いと栄養がもらえません。



③ とうとう細胞が死んでしまいました。



ずれ力


①
筋肉 骨
皮下脂肪
皮膚
硬い床
体重

ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じ
ような力がかかります。

②
筋肉 骨
皮下脂肪
皮膚
硬い床
体重

床ずれ

発生しやすい部位




まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？

A1 ・できる 0点
・どちらでもない 1.5点
・できない 3点

Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？



A2 ・正常 0点
・軽度・中等度 1.5点
・高度 3点

Q3 むくみはありますか？

A3 ・いいえ 0点
・はい 3点

Q4 関節が硬くなって手足を
伸ばしにくいですか？

A4 ・いいえ 0点
・はい 1点

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついた人は、
床ずれになりやすい
人です。また、点数が
高い人ほど床ずれに
なりやすい人です。

合計 点

OHスケールとリスクレベル

| 合計点数 | リスク | 床ずれ発症率(目安) | 治療期間(目安) |
|-------|----------|------------|----------|
| 0点 | リスクなし・予防 | — | — |
| 1～3点 | 軽度リスク | 約25%以下 | 40日 |
| 4～6点 | 中等度リスク | 約26～65% | 57日 |
| 7～10点 | 高度リスク | 約66%以上 | 173日 |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

| 合計点数 | 介護力あり | 介護力なし | 静止型 | ハイブリッド型 | 圧切替型 | ＜リスク＞ | ＜種類＞ |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 0点 | 布団、ベッドマットレス | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散性能と、安索性や安定性の バランスに優れています。 | | | 予防～軽度 | |
| 1～3点 | | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど | | ウレタンフォームとエアを組み合わせた マットレスです。 | | 軽度～中度 | |
| 4～6点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満) | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) | | | | 中度～ リスク保有者 | |
| 7～10点 | 体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など | コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など | | | エアを自動的に入れ出し、圧がかかる 場所を移動させるマットレスです。 | 軽度～ リスク保有者 | |
| | | | | | | | ＜種類＞ 圧切替型 静止型 ハイブリッド |

床ずれ対応マットレス一覧表



よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

観察ポイント例

動作

背上げの頻度

床上移動の仕方

起き上がりの仕方

移乗の仕方

かかとのずれ力

必要なケア

○質の高い動作介助



○用具の利用



観察ポイント例

身体状況・体位

こうしゅく
関節拘縮のレベルえんばい
円背のレベル

麻痺の箇所

側臥位の頻度

好意体位の有無

必要なケア

○質の高い動作介助



○ポジショニング



※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

アルファプラ FII 撥水・防水

タイカ



厚さ
13
cm


重さ
7.8~9.0
kg

材質/マット: ポリウレタンフォーム・シリコンゲル
カバー: (表地) ポリエステル、(裏地) ポリウレタン

アルファプラ L 撥水・防水

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせて、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。




厚さ
10
cm

重さ
6.9~7.6
kg

材質/マット: シリコンゲル、ポリウレタンフォーム
カバー: (表地) ポリエステル (裏地) ポリウレタン

ディンプルマットレス

ケープ



厚さ
12
cm

重さ
6~6.6
kg

被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC

材質/マット: (1、2層目面) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム、カバー: (上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス

床ずれ防止と快適な睡眠。

自分で動く意欲を支える、寝返りサポートマットレス。

軽度～中度

静止型

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5737-1 | 00563-000129 |
| サイズ: 幅91×全長195×厚さ13cm 重さ: 9.0kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 628 円 | 1,256 円 | 1,884 円 | 6,280 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ショート | 13-5739-1 | 00563-000130 |
| サイズ: 幅91×全長181×厚さ13cm 重さ: 8.5kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 628 円 | 1,256 円 | 1,884 円 | 6,280 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5736-1 | 00563-000126 |
| サイズ: 幅83×全長195×厚さ13cm 重さ: 8.3kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 628 円 | 1,256 円 | 1,884 円 | 6,280 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 ショート | 13-5738-1 | 00563-000127 |
| サイズ: 幅83×全長181×厚さ13cm 重さ: 7.8kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 628 円 | 1,256 円 | 1,884 円 | 6,280 円 |

●熱の放散性能が30%以上向上。(撥水・防水カバータイプでの比較)

●3層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



マットレスが押し返すような感覚で、立ち上がりをサポート。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5570-1 | 00563-000103 |
| サイズ: 幅91×全長195×厚さ10cm マット重さ: 7.6kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|-------|---------|----------|
| 484 円 | 968 円 | 1,452 円 | 4,840 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 91cm幅 ショート | 13-5572-1 | 00563-000104 |
| サイズ: 幅91×全長181×厚さ10cm マット重さ: 7.1kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|-------|---------|----------|
| 484 円 | 968 円 | 1,452 円 | 4,840 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5571-1 | 00563-000101 |
| サイズ: 幅83×全長195×厚さ10cm マット重さ: 6.9kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|-------|---------|----------|
| 484 円 | 968 円 | 1,452 円 | 4,840 円 |

軽度～中度

静止型



圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。

かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。

沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| 90cm幅 レギュラー | 13-5422-1 | 00206-000070 |
| サイズ: 幅90×全長191×厚さ12cm 重さ: 6.6kg | | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| 83cm幅 レギュラー | 13-5435-1 | 00206-000070 |
| サイズ: 幅83×全長191×厚さ12cm 重さ: 6kg | | |

| ご利用者負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|--------------|-------|---------|----------|
| 484 円 | 968 円 | 1,452 円 | 4,840 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**


サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005

ベッド・
ベッド
付属品

エバープロウドマットレス (ドライタイプ)

パラマウントベッド

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート



厚さ
13
cm

重さ
9.5~11
kg

材質/エクストラソフト面: ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20%
ソフト面: ポリエステル70%、ポリウレタン30%
内カバー: ポリエステル100% クッション材: ポリウレタン・ポリエステル

エクストラソフト面 軽度~中度 静止型 ソフト面 予防~軽度 静止型

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5665-1 | 00170-000966 |
| サイズ: 幅91×全長191×厚さ13cm マット重さ: 11kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ミニ | 13-5666-1 | 00170-000967 |
| サイズ: 幅91×全長180×厚さ13cm マット重さ: 10.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5667-1 | 00170-000968 |
| サイズ: 幅83×全長191×厚さ13cm マット重さ: 10kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ミニ | 13-5668-1 | 00170-000969 |
| サイズ: 幅83×全長180×厚さ13cm マット重さ: 9.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策



厚さ
13
cm

重さ
9.5~11
kg

材質/マット: 〈マイクロエアセル〉ウレタンフィルム〈フィッティング層・底着き防止層〉高耐久ウレタンフォーム、カバー: 伸縮性ウレタン合皮
消費電力: 54W、1日約5.3円

●ステージアが備えている7つの特性

軽度~
リスク保有者 ハイブリッド

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|-----|-----------|------|------|
| 体圧分散 性能 | 除圧性能 | ずれ力 対策 | 寝心地 | 座位 安定性 | むれ対策 | ひえ対策 |
|------------|------|-----------|-----|-----------|------|------|

●簡単なりモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全: 心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)
(安心: リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5410-1 | 00054-000115 |
| サイズ: 幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ: 11kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 13-5412-1 | 00054-000115 |
| サイズ: 幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ: 10.5kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5409-1 | 00054-000115 |
| サイズ: 幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ: 10kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 13-5411-1 | 00054-000115 |
| サイズ: 幅83×全長182×厚さ13cm マット重さ: 9.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 734 円 | (2割) 1,468 円 (3割) 2,202 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,340 円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

マイクロクライメイト ネクスアイビー

ケーブ

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの
看護・介護ケアに役立つ機能を搭載



厚さ
12
cm

重さ
8.1
kg

材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)、ベースシート: ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布 ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット(ケース部): ABS樹脂、消費電力: 8W

床ずれ防止の新技術

「マイクロクライメイト対応のシステム」を搭載

皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて

床ずれ防止機能をバージョンアップ



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 900タイプ CR-773 | 13-5881-1 | 00206-000162 |
| サイズ: 幅90×全長192×厚さ12cm マット重さ: 8.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 826 円 | (2割) 1,652 円 (3割) 2,478 円 |
| | | 月額レンタル料金 8,260 円 |

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

スコープライト

モルテン

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、
さまざまな身体状態の利用者様に適応でき、
身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応。



リモコン

軽度～
リスク保有者 ハイブリッド 非課税

体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

厚さ
17
cm 重さ
9.5～11
kg

手すり

臥床時の圧対策


- さまざまな身体状態の
利用者様への適応
- 悪化時や回復時への適応

歩行
補助杖

歩行器

寝床内のむれ対策

室内の温度・湿度を判定し、寝床内への空気の挿入～入れ替え
により、むれを対策します。



材質/マット：エアセル＝ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・底着
き防止フォーム＝高耐久ウレタンフォーム、
インナー保護フィルム：ウレタン、マットカバー：ウレタン合皮（制菌加工）

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

オスカー

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



●自動体位変換機能



厚さ
17
cm 重さ
11.5～13.5
kg

材質/マット：ウレタンフィルム（フィッティング層・底着き
防止層＝高耐久ウレタンフォーム）、カバー：ウレタン合皮
消費電力：58W、1日約1.5～5.5円

- オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策 体位変換

- 簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ
- 安全・安心のための充実した設計
(安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5466-1 | 00054-000137 |
| サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ：13.5kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 91cm幅 ショート | 13-5468-1 | 00054-000137 |
| サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ：13kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 レギュラー | 13-5465-1 | 00054-000137 |
| サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ：12kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 83cm幅 ショート | 13-5467-1 | 00054-000137 |
| サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ：11.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 942 円 | (2割) 1,884 円 (3割) 2,826 円 |
| | | 月額レンタル料金 9,420 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付:171005 予防給付:671005

ベッド・
ベッド
付属品

こちあ利楽 flow (清拭)

パラマウントベッド

体重設定から体位変換、姿勢保持を全自動で行う床ずれ防止エアマットレス
自動体位変換機能付きエアマットレスを使用する上で、多くの方が心配する「ずれ」「転落」を予防。
独立した4つのエアセルで自動的に体位変換をおこなう「スモールフロー機能」や、
背あげたときの姿勢保持をサポートする「バックサポート機能」などを自動的に実行します。

中～
リスク保有者 圧切替型 非課税

リモコン

厚さ
17
cm 重さ
12.9
kg

特 長

電源コードを差し込むだけで、エアマットレスのかたさ調節も体位変換も全自動。

■ i-fitting(かたさ自動運転機能)

ご利用者が寝たときにエアセルから押し出される空気のと勢いから体重・姿勢・体形を推測し、状況に応じたかたさに自動で設定。電源コードを差し込むだけで、簡単にベストな状態で使用できます。

■ 優れた体圧分散性能(厚さ17cm)

最下層に底つき予防の4cmのウレタンを配置。これにより、エアセルをより一層やわらかくでき、体圧分散性の向上を実現。また、体重20kg～180kgの方に対応可能となりました。

■ バックサポート機能(背あげ姿勢保持)

背角度が約30°以上になると、4つのセルが同時に膨らみ、背あげたときの姿勢保持をサポートします。床ずれリスクの高い臀部を包み込むので、体圧分散性も向上!

■ 安全対策機能(寝位置センサー)

ベッドの背角度が約30°以上になったときや、ご利用者の身体が片側に寄ると、スモールフローセルの動作を自動で停止。転落リスクを軽減します。また、ご利用者の起き上がりや端座位も検知して、「しっかりモード」(マットレス全体の内圧を高める)が自動でONとなり、安定した立ち上がりや移乗のしやすさをサポートします。

独自の自動検知技術

i-fitting(かたさ自動運転機能)

体重連動自動調圧

体重に適した圧力にエアを調節する機能です。独自のセンシング技術で体重を検知し、20kgから180kgまでの範囲で自動判定します。検知した体重に応じてマットレスのかたさを18段階で調節します。

体形連動自動調圧

体形に適した圧力にエアを調節する機能です。姿勢の変化を判断して、内圧をコントロールし、マットレスのかたさに反映させます。円背や拘縮、骨突出などがある方の体形に応じて、沈み込みすぎないかたさに自動設定します。

背角度連動自動調圧

変化していく背あげ角度にリアルタイムで対応し、ベッドの背あげ角度に適した圧力にエアを調節する機能です。底つきを抑えながら、背あげが終了するまで全自動で動作します。

材質/エアセル: ポリウレタン100% トップカバー: ポリエステル70%、ポリウレタン30% (抗菌・難燃・防水・透湿) グライドシート生地: ポリエステル100% グライドシートウレタン: ポリウレタン100% (難燃) ボトムカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) ポンプカバー: ポリエステル90%、ポリウレタン10% (抗菌・難燃・防水) チューブ: 塩化ビニル100% (抗菌・難燃) カプリング: PC/PBT 樹脂 (難燃) 消費電力:20W

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 91cm幅 レギュラー | 13-5762-0 | 00170-001351 |
| サイズ: 幅91×全長192.8×厚さ17cm マット重さ: 12.9kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 942円 (2割) 1,884円 (3割) 2,826円 | 月額レンタル料金 9,420円 |

マイクロクライメイト ビッグセル アイス

ケープ

優れた体圧分散性能に加え、床ずれ発生の新たな外的要因である Microclimate「皮膚局所の温度・湿度」にも対応する次世代のエアマットレス。



利用シーン

- 経管栄養投与で背上げをする方
- 長時間の背上げのため、床ずれリスクが高い方
- 誤嚥性肺炎の予防で長時間背上げをする方
- 呼吸困難を軽減するために長時間背上げをする方



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 900タイプ CR-753 | 13-5754-1 | 00206-000141 |
| サイズ: 幅90×全長192×厚さ15cm マット重さ: 6.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 990円 (2割) 1,980円 (3割) 2,970円 | 月額レンタル料金 9,900円 |

材質/エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿・伸縮)、ペスシート: (側面・下面) ナイロンオックス、ポリウレタンメッシュ (すべり止め部) ポリウレタンフィルムラミネート加工布 ヘッドアップセンサ: ABS 樹脂 (ケース部) 換気ユニット: ABS 樹脂 (ケース部) 消費電力:8W

厚さ
15
cm 重さ
6.8
kg床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ラグーナ

ケーブル

自動で小さな体位変換を繰り返す



スモールチェンジ機能

15分毎に小さな体位変換を繰り返す
「スモールチェンジ機能」搭載。

非課税

厚さ
13.5
cm重さ
8.6
kg

●操作パネル

使いやすい操作パネルで全ての操作が簡単に行えます。





●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。

●ハイブリッド構造でムレを防止

「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、マットレス内の熱や湿気を排気します。



材質／カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防災）

●自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスの柔らかさと動きを最適な状態に自動調整します。




底づき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、底づきのリスクを防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 900タイプ レギュラー | 14-5603-0 | 00206-000103 |
| サイズ：幅90×全長192×厚さ13.5cm マット重さ：8.6kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 1,900円 (3割) 2,850円 | 月額レンタル料金 9,500円 |

スマイルシート

タイカ



Mサイズ

Lサイズ

パラシュート用の生地を使用している為、滑りが良く丈夫です。洗濯・清拭消毒できます。
Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面で活用できます。


使用例

1.敷き込み方



スマイルシートを二つ折りにして患者さんとマットレスの間に敷き込みます。

2.はずし方



ベッド全体にスマイルシートが広がるように引き出します。患者さんを支えながら、腰や太ももの隙間から交互に引っ張って抜きとります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Mサイズ オレンジ | 14-5509-1 | 00563-000051 |
| サイズ：幅145×長さ100cm 材質／ナイロン100% | | |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 200円 (3割) 300円 | 月額レンタル料金 1,000円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Lサイズ ブルー | 14-5510-1 | 00563-000052 |
| サイズ：幅145×長さ200cm 材質／ナイロン100% | | |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 304円 (3割) 456円 | 月額レンタル料金 1,520円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/体位変換器 介護給付:171006 予防給付:671006

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

セロリアタイプ まくら型・セロリBタイプ スネーク型

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器



セロリアタイプ まくら型



セロリBタイプ スネーク型

【体位変換例】



【体位保持例】



【体位変換例】



【体位保持例】




材質/カバー:綿、ポリエステル クッション材:オレフィン系エラストマー ※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| セロリアタイプ (MTYA) | 14-5505-1 | 00054-000112 |
| サイズ:幅68×奥行32cm 重さ:2.4kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 132 円 | (2割) 264 円 (3割) 396 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,320 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| セロリBタイプ (MTYB) | 14-5506-1 | 00054-000113 |
| サイズ:幅141×奥行23cm 重さ:3.1kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 206 円 | (2割) 412 円 (3割) 618 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,060 円 |

ナーセントEx (防水カバー付)

アイ・ソネックス



| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 重さ 2.13 kg | 重さ 1.61 kg | 重さ 1.09 kg | 重さ 2.25 kg |
| ロール200 | ロール150 | ロール100 | ワイド |


抜群のフィット感と復元性で最適なポジショニング姿勢を提供します。
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| ナーセントExロール200(防水カバー付) | 14-5576-1 | 00149-000034 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 204 円 | (2割) 408 円 (3割) 612 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ナーセントExロール150(防水カバー付) | 14-5577-1 | 00149-000035 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 204 円 | (2割) 408 円 (3割) 612 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ナーセントExロール100(防水カバー付) | 14-5578-1 | 00149-000036 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 156 円 | (2割) 312 円 (3割) 468 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,560 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ナーセントExワイド(防水カバー付) | 14-5579-1 | 00149-000037 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 204 円 | (2割) 408 円 (3割) 612 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,040 円 |

ナーセントパットA 3点セット

アイ・ソネックス

身体に簡単に差し込むことができ、介護する方の負担を軽減します。

重さ
1.75
kg

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|--------------------------|
| ナーセントパットA | 14-0401-1 | 00149-000012 |
| 材質/カバー:ポリエステル100%、裏面撥水加工、パット:高密度特殊ウレタン | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 206 円 | (2割) 412 円 (3割) 618 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,060 円 |

ベッド・
ベッド
付属品

体位変換器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報


ウェルピーHC

(材質) 中身:ウレタンフォーム・ナイロン 生地:ポリエステル100%

タイカ

持ち手を使って少ない力で体位変換することができます。
従来品よりも耐久性が高くへたりにくくなりました。


ジャンボタイプ




ウェーブタイプ




ブーメランタイプ (大)




ブーメランタイプ (小)



スティックタイプ (大)




スティックタイプ (小)



ピロータイプ



ミニ



※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| ジャンボタイプ | 14-5587-1 | 00563-000073 |
| サイズ: 幅73×長さ73cm 重さ: 2.4kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 198円 | (2割) 396円 (3割) 594円 |
| | | 月額レンタル料金 1,980円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ブーメランタイプ(大) | 14-5589-1 | 00563-000074 |
| サイズ: 幅50×長さ90cm 重さ: 1.3kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 156円 | (2割) 312円 (3割) 468円 |
| | | 月額レンタル料金 1,560円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スティックタイプ(大) | 14-5591-1 | 00563-000077 |
| サイズ: 幅20×長さ60cm 重さ: 0.45kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円 | (2割) 200円 (3割) 300円 |
| | | 月額レンタル料金 1,000円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ピロータイプ | 14-5593-1 | 00563-000080 |
| サイズ: 幅30×長さ80cm 重さ: 0.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 132円 | (2割) 264円 (3割) 396円 |
| | | 月額レンタル料金 1,320円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| ウェーブタイプ | 14-5588-1 | 00563-000076 |
| サイズ: 幅75×長さ65cm 重さ: 1.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 156円 | (2割) 312円 (3割) 468円 |
| | | 月額レンタル料金 1,560円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ブーメランタイプ(小) | 14-5590-1 | 00563-000075 |
| サイズ: 幅44×長さ74cm 重さ: 0.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 132円 | (2割) 264円 (3割) 396円 |
| | | 月額レンタル料金 1,320円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スティックタイプ(小) | 14-5592-1 | 00563-000078 |
| サイズ: 幅20×長さ40cm 重さ: 0.3kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 84円 | (2割) 168円 (3割) 252円 |
| | | 月額レンタル料金 840円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニ | 14-5594-1 | 00563-000079 |
| サイズ: 幅30×長さ50cm 重さ: 0.4kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 82円 | (2割) 164円 (3割) 246円 |
| | | 月額レンタル料金 820円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/体位変換器 介護給付:171006 予防給付:671006

ベッド・
ベッド
付属品**ウェルピーHC**

タイカ

**対象者**

次のような方にお勧めします。

- ・腕や足に関節拘縮がある方
- ・円背の方
- ・身体にねじれがある方
- ・痛みやしびれがあり体位変換が困難な方

ポジショニング例

30度側臥位



スティック (大) & スティック (小) & ミニ

腹臥位



ピロー & プーメラン (大)

円背がある人



ジャンボ

ベッドアップ



ウェーブ & プーメラン (小)

腕や足に拘縮がある人



ジャンボ & プーメラン (小) & ピロー & ウェーブ & スティック (大)

車椅子の場合 ●腕や背中に使って、リラックスしながら正しい姿勢を作ります。

プーメラン (大)



プーメラン (大)

※洗濯機で洗えて乾燥機での高温乾燥が可能です。(洗濯温水80℃、乾燥温度100℃)
 ※レンタルにつきましては各保険者様にお問合せください。

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

認知症老人徘徊感知機器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

センサー・受信機の選び方

ご利用者様にあったセンサーを選択ください

| | 床マット | ベッドマット | 超音波・赤外線 | 開閉 ※本カタログには掲載はございません。 |
|-----|---------------------------|---|----------------------------------|--|
| 報知 | 床マットを踏む | ベッドから起き上がる | センサーの照射範囲に入る | ドア等を開閉する |
| 設置例 | ベッドからの移動時の転倒予防に役立ちます。 | 突然起き上がって医療器具を外されてしまうといった、事故防止にも役立ちます。 | 設置しても目立つことがなく、使用範囲の制限がありません。 | ご利用者様の生活圏を制限せず、事故リスクのある範囲でセンサーを設置できます。 |

介助者に合った受信方法を選択ください

建物内

室内にいるご家族にも徘徊を通知

携帯型受信機を持ち込んだ場所で通知



特定の場所で通知

おじいちゃんが外に出てますよ！

建物外

メール等、電子端末へ通知

別居や外出時にもスマートフォンや携帯電話で受信

※介護保険対象外です。
※本カタログには掲載はございません。

メール等、電子端末へ通知



家族コール4 ポータブル

テクノスジャパン

4Aポータブル 床に足を着くと、ポータブル受信器で知らせます。

ひとり歩きが心配な人、仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているセンサーです。



通達距離
約100m
(見通し)



100



床センサーK

4Cポータブル 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

設置場所が自在に変えられるので、対象者の状況に合わせて、報知のタイミングを調整できます。



自在クランプ

固定スタンド

ポータブル受信器

通達距離
約100m
(見通し)

超音波・赤外線センサーK
(自在クランプ)超音波・赤外線センサーK
(固定スタンド)

ポータブル受信器2K

4Bポータブル 起き上がると、ポータブル受信器で知らせます。


上動きが速い、下肢の筋力が低下している等、最も早めの報知が必要な人。



通達距離
約100m
(見通し)



80



ベッドセンサーK

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|----------------------------|
| 4A・ポータブル | 01-0841-1 | 00318-000207 |
| ご利用者負担額 (1割) | 704円 | (2割) 1,408円 (3割) 2,112円 |
| | | 月額レンタル料金 7,040円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|----------------------------|
| 4B・ポータブル | 01-0842-1 | 00318-000209 |
| ご利用者負担額 (1割) | 704円 | (2割) 1,408円 (3割) 2,112円 |
| | | 月額レンタル料金 7,040円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------------|
| 4C・ポータブル(自在クランプ) | 01-0844-1 | 00318-000210 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 4C・ポータブル(固定スタンド) | 01-0843-1 | 00318-000210 |
| ご利用者負担額 (1割) | 704円 | (2割) 1,408円 (3割) 2,112円 |
| | | 月額レンタル料金 7,040円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード／認知症老人徘徊感知機器 介護給付：171011 予防給付：671011

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報

家族コール3

テクノスジャパン

3A メロディチャイム 床に足を着くと、メロディチャイムで知らせます。


ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。

**3B メロディチャイム** 起き上がると、メロディチャイムで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。

**3C メロディチャイム** 照射範囲に入ると、メロディチャイムで知らせます。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 3A・メロディチャイム | 01-0484-1 | 00318-000146 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 734 円 | (2割) 1,468 円 (3割) 2,202 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,340 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3B・メロディチャイム | 01-0485-1 | 00318-000147 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 734 円 | (2割) 1,468 円 (3割) 2,202 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,340 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3C・メロディチャイム(自在クランプ) | 01-0486-1 | 00318-000148 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 734 円 | (2割) 1,468 円 (3割) 2,202 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,340 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3C・メロディチャイム(固定スタンド) | 01-0487-1 | 00318-000148 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 734 円 | (2割) 1,468 円 (3割) 2,202 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,340 円 |


家族コール3 ポータブル

テクノスジャパン

大音量・広範囲・携帯据え置き両用受信器

3A ポータブル 床に足を着くと、ポータブル受信器で知らせます。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|------------------------------|
| 3A・ポータブル | 01-0715-1 | 00318-000184 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3B・ポータブル | 01-0716-1 | 00318-000185 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |

3A スマート 床に足を着くと、スマート K で知らせます。


ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。

**3B スマート** 起き上がると、スマート K で知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。

**3C スマート** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| 3A・スマート | 01-0488-1 | 00318-000150 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3B・スマート | 01-0489-1 | 00318-000151 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3C・スマート(自在クランプ) | 01-0490-1 | 00318-000152 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3C・スマート(固定スタンド) | 01-0491-1 | 00318-000152 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |

3B ポータブル 起き上がると、ポータブルで知らせます。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。

**3C ポータブル** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 3C・ポータブル(自在クランプ) | 01-0762-1 | 00318-000186 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 3C・ポータブル(固定スタンド) | 01-0717-1 | 00318-000186 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 704 円 | (2割) 1,408 円 (3割) 2,112 円 |
| 月額レンタル料金 | | 7,040 円 |

さまざまな生活シーンに対応する、 「福祉用具」をご用意しております。

手すりは、手や腕を乗せたり握ったりすることで、
体重を支えてバランスを確保するためのものです。
立ち上がりや歩行時はもちろん、寝返りや座位の保持、
姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。
手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方（押す／引く）などを
十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。

設置場所… 屋外 屋内 玄関 トイレ

使用目的… 段差解消 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持

布団での離床



よかレール サイドタイプ PJ01-AL

玄関


あがりかまちでの昇り降り



バディーⅠ L型サイドバー45



バディーⅠ L型サイドバー90

あがりかまち用
たちあっぷステップ台無し
CKE-01-1あがりかまち用
たちあっぷ
CKE-03

屋外

短い距離の歩行

たよレールSOTOE 片手すり連続
BZK-01W(N)


家屋周辺の段差解消

ケアスロープ
(スロープのページをご参照下さい。)

大きな段差の昇り降り

車椅子用電動昇降機
(移動用リフトのページをご参照下さい。)

リビングでの歩行



バディーⅠ + クロスバー

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品**寝 室**

ベッドでの離床



室内用自在手すりツインディ よかレール コーナータイプ PJ01-CS

トイレ

トイレでの立ち座り



洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

ルーツ スモールタイプ

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

洗面所


洗面所での立位保持



バディーI 立位保持パッド

廊 下

廊下での歩行



バディーI + クロスバー

リビング

ソファでの立ち座り



バディーI



サイドバー

椅子の立ち座り



よかレール センタータイプ PJ01-AS

歩行支援



よかレール ロングタイプ PJ01-BL

段差解消

エコ段差スロープN
(スロープのページを参照下さい。)

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ

基本セット
ベスポジ-e基本セット
ベスポジ-e耐水

基本セット 丸型・T型 屋内 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持

基本セット 丸型・T型 耐水 屋外 歩行 立位保持



基本セット ベスポジ-e

基本セット 丸型

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6847-1 | 00254-000052 |

基本セット T型

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6846-1 | 00254-000051 |

手すり部直径:4.5cm 天井ベース直径:20cm(丸型) 幅60×奥行12cm(T型)

| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 628 円 |
| (3割) | 942 円 |
| 月額レンタル 料金 | 3,140 円 |

基本セット ベスポジ-e 耐水

基本セット 丸型 耐水

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6845-1 | 00254-000053 |

基本セット T型 耐水

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6844-1 | 00254-000066 |

手すり部直径:4.5cm 天井ベース直径:20cm(丸型耐水) 幅60×奥行12cm(T型耐水)

| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 628 円 |
| (3割) | 942 円 |
| 月額レンタル 料金 | 3,140 円 |

ウェーブ型手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6924-1 | 00254-000130 |

ウェーブ型手すりロング

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6927-1 | 00254-000133 |

| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 208 円 |
| (3割) | 312 円 |
| 月額レンタル 料金 | 1,040 円 |

膝当て手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6921-1 | 00254-000127 |

肘置き手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6922-1 | 00254-000128 |

プッシュ手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6923-1 | 00254-000129 |


円型手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6925-1 | 00254-000131 |

角型手すり

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6926-1 | 00254-000132 |

| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 208 円 |
| (3割) | 312 円 |
| 月額レンタル 料金 | 1,040 円 |

ウェーブ型
手すりロングウェーブ型
手すり

膝当て手すり



肘置き手すり



プッシュ手すり



円型手すり



角型手すり



グリップアーム-e

サイズ

5P斜

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6928-1 | 00254-000142 |

サイズ

5P


| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6929-1 | 00254-000143 |

サイズ

3P

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6930-1 | 00254-000144 |

| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 208 円 |
| (3割) | 312 円 |
| 月額レンタル 料金 | 1,040 円 |



玄関アーム レギュラー

| 商品番号 | 商品コード |
|-----------|--------------|
| 27-6671-1 | 00254-000159 |

対応段差:0~40cm(無段階) 手すり部直径:3.5cm

| ご利用者 負担額 (1割) | 208 円 |
|------------------|---------|
| (2割) | 416 円 |
| (3割) | 624 円 |
| 月額レンタル 料金 | 2,080 円 |

セット内容

- ・特殊滑り止めシート 1点
- ・補助ベース 1点
- ・丸グリップ 2点
- ・玄関アーム 1点

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベスポジ-e b型手すりロング

DIPPERホクメイ




椅子や床からの立ち座り時に、縦グリップ部だけではなく、大きめのカーブ部を設けています。上下逆に設置し、床からの立ち上がりの補助にも使えます。

| 商品名 | 商品番号 | TAISコード |
|--------------|-----------|------------------------|
| b型手すりロング | 27-7858-1 | 00254-000368 |
| ご利用者負担額 (1割) | 104円 | (2割) 208円 (3割) 312円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040円 |

ベスポジ-e D型手すり

DIPPERホクメイ



椅子からの立ち座りに、正面または利き腕側(健側)に設置して、体を引っ張り上げるようにして使用します。


| 商品名 | 商品番号 | TAISコード |
|--------------|-----------|------------------------|
| D型手すり | 27-7859-1 | 00254-000369 |
| ご利用者負担額 (1割) | 104円 | (2割) 208円 (3割) 312円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040円 |

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ



基本セットに取り付けて使用する手すりのセットです。



| 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| システム伸縮手すり固定セット | 27-6970-1 | システム伸縮手すり固定セット | 27-6971-1 | システム伸縮手すり曲げセット | 27-6972-1 | システム伸縮手すり曲げセット | 27-6973-1 |
| サイズ 60~90cm | | サイズ 90~120cm | | サイズ 60~90cm | | サイズ 90~120cm | |
| 商品コード 00254-000169 | | 商品コード 00254-000170 | | 商品コード 00254-000171 | | 商品コード 00254-000172 | |
| ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | |
| (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | |
| 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 |
| システム木手すり取り外しセット | 27-6940-1 | システム木手すり取り外しセット | 27-6941-1 | システム木手すり取り外しセット | 27-6942-1 | システム木手すり跳ね上げセット | 27-6937-1 |
| サイズ 60cm | | サイズ 90cm | | サイズ 120cm | | サイズ 60cm | |
| 商品コード 00254-000116 | | 商品コード 00254-000065 | | 商品コード 00254-000120 | | 商品コード 00254-000115 | |
| ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | |
| (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | |
| 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 |
| システム木手すり跳ね上げセット | 27-6938-1 | システム木手すり跳ね上げセット | 27-6939-1 | システム木手すり固定セット | 27-6931-1 | システム木手すり固定セット | 27-6932-1 |
| サイズ 90cm | | サイズ 120cm | | サイズ 60cm | | サイズ 90cm | |
| 商品コード 00254-000064 | | 商品コード 00254-000119 | | 商品コード 00254-000113 | | 商品コード 00254-000062 | |
| ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | |
| (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | |
| 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 | 商品名 | 商品番号 |
| システム木手すり固定セット | 27-6933-1 | システム木手すり曲げセット | 27-6934-1 | システム木手すり曲げセット | 27-6935-1 | システム木手すり曲げセット | 27-6936-1 |
| サイズ 120cm | | サイズ 60cm | | サイズ 90cm | | サイズ 120cm | |
| 商品コード 00254-000117 | | 商品コード 00254-000114 | | 商品コード 00254-000063 | | 商品コード 00254-000118 | |
| ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | | ご利用者負担額(1割) 104円 | |
| (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | | (2割) 208円 (3割) 312円 | |
| 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | | 月額レンタル 1,040円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

手すり

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

バディーI/バディーI (Y)

モルテン

突っ張ることので高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり。



バディーI 十字型

バディーI (Y) 十字型



ベッドや布団での離床




室内での歩行



廊下での歩行

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------|-----------|------------------|
| バディーI 十字型 | 27-6323-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 7.5kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| バディーI I型 | 27-6562-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 7.1kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| バディーI 丸型 | 27-6561-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 308 円 | 月額レンタル料金 3,080 円 |
| (2割) | 616 円 | |
| (3割) | 924 円 | |

| | | | |
|-------------|--|----------|---------------------------------|
| 十字型ストッパー | 梁をしっかりとつかまえる安定感抜群の標準ストッパー。設置場所に制限がない場合に。 | 丸型ストッパー | 天井の隅(角)に寄せて設置する場合に。 |
| I型/新I型ストッパー | 壁際に寄せて設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。 | 丸型ストッパーS | 部屋の隅に設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。 |





浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------------|-----------|------------------|
| バディーI(Y) 十字型 | 27-7832-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 7.1kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| バディーI(Y) 新I型 | 27-7836-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.6kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| バディーI(Y) 丸型S | 27-7838-1 | 00054-000054 |
| 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 5.7kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 308 円 | 月額レンタル料金 3,080 円 |
| (2割) | 616 円 | |
| (3割) | 924 円 | |

サイドバー

モルテン

重さ
0.65
kg

ソファでの立ち上がり

立ち座りや寝返りをサポート

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|-----------|------------------|
| サイドバー | 27-6325-1 | 00054-000055 |
| サイズ: 幅 26 × 高さ 19.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 104 円 | 月額レンタル料金 1,040 円 |
| (2割) | 208 円 | |
| (3割) | 312 円 | |

丸型サイドバー

モルテン

重さ
1.5
kg

布団での離床

手すりがしっかり握れない人の立ち座りをサポート

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|------------------|
| 丸型サイドバー | 27-6364-1 | 00054-000064 |
| サイズ: 幅 15 × 高さ 28cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 104 円 | 月額レンタル料金 1,040 円 |
| (2割) | 208 円 | |
| (3割) | 312 円 | |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

L型サイドバー

モルテン

L型サイドバー90
段差の目安:10cm以下L型サイドバー45
段差の目安:10~36cm

玄関での昇り降り (L型90)




玄関での立ち座りに (L型45)

L型サイドバーは必ずバディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。
ただし本体がバディーI (Y) の場合は不要です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| L型サイドバー90 | 27-6365-1 | 00054-000065 |
| 段差:10cm 以下にぎり手直径:3.5cm 重さ:3.1kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 156 円 | (2割) 312 円 (3割) 468 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,560 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| L型サイドバー45 | 27-6366-1 | 00054-000066 |
| 段差:10~36cm にぎり手直径:3.5cm 重さ:3.5kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 156 円 | (2割) 312 円 (3割) 468 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,560 円 |

クロスバー 固定式/跳ね上げ式

モルテン



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 固定式 60cm | 27-6410-1 | 00054-000338 |
| 跳ね上げ式 60cm | 27-6407-1 | 00054-000332 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 (3割) 312 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 固定式 90cm | 27-6411-1 | 00054-000339 |
| 跳ね上げ式 90cm | 27-6408-1 | 00054-000333 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 (3割) 312 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040 円 |

何本つないでも、段差のない連結(高さが同一)が可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 固定式 1.2m | 27-6344-1 | 00054-000340 |
| 跳ね上げ式 1.2m | 27-6326-1 | 00054-000334 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 (3割) 312 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 固定式 1.6m | 27-6345-1 | 00054-000341 |
| 跳ね上げ式 1.6m | 27-6343-1 | 00054-000335 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 (3割) 312 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 固定式 2.0m | 27-6346-1 | 00054-000342 |
| 跳ね上げ式 2.0m | 27-6327-1 | 00054-000336 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 104 円 | (2割) 208 円 (3割) 312 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,040 円 |

クロスバー取り付けブラケット

モルテン



【設置条件】 ※安全上、連結できない組み合わせもあります。設置前に必ずご確認ください。

警告 クロスバーの跳ね上げ式を使用する場合は、ロック部(跳ね上げ側)がルート側になるように設置してください。また、ルート同士を連結する場合には、クロスバーの跳ね上げ式を使用しないでください。

警告 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど安全上の理由から使用できません。
① ルーツセンタータイプまたはスモールタイプが複数設置される場合
② 中央にルートセンタータイプまたはルートスモールタイプが設置される場合

垂直型手すり「バディー」と床置き型手すり「ルート」
生活シーンや生活動作に合わせた、さまざまな連結が可能です。


- クロスバーで手すりを連結します。(複数本の連結も可能)
- ルーツの連結にはクロスバー取り付けブラケットを使用します。

取り付け例

【バディーとルーツを連結】

手すりを設置したい場所の一部が
・梁(はり)がない、弱い、照明がある
・吹き抜けなどの天井の場合

【ルーツとルーツを連結】

手すりを設置したい場所の全てが
・梁(はり)がない、弱い、照明がある
・吹き抜けなどの天井の場合

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| クロスバー取り付けブラケット | 27-6870-1 | 00054-000228 |
| サイズ:幅5.5×高さ12×長さ13.5cm 重さ:0.2kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| | | 月額レンタル料金 - 円 |

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ルーツ (絞りグリップ)

モルテン

センタータイプ・サイドタイプ



屋内 立ち座り 立位保持

ロングタイプ

屋内 歩行

コーナータイプ

屋内 移乗



置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すりです。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------|
| センタータイプ | 27-6524-1 | 00054-000117 |
| ご利用者負担額 (1割) | 208 円 | (2割) 416 円 |
| | | (3割) 624 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| サイドタイプ | 27-6523-1 | 00054-000116 |
| にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 208 円 | (2割) 416 円 |
| | | (3割) 624 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------|
| コーナータイプ | 27-6559-1 | 00054-000132 |
| ご利用者負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 |
| | | (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ロングタイプ | 27-6560-1 | 00054-000133 |
| にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 208 円 | (2割) 416 円 |
| | | (3割) 624 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,080 円 |

室内用自在手すり ツインディ

パナソニックエイジフリー

屋内 立ち座り 移乗 立位保持



⚠ 予測できない行動をとる利用者 (認知症など) や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

左右の手すりが独立して角度調整 (60度~300度まで30度ピッチ) できる、1台2役の床置き手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------|
| 室内用自在手すり ツインディ | 27-6686-1 | 00980-000203 |
| 幅 63×奥行 78×高さ 70~85(6段階) cm 重さ: 約21.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 |
| | | (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

パナソニックエイジフリー

最上部手すりは、樹脂カバーで滑りにくく冬場も冷たくない仕様

安心して身体を預けられる
幅 42.5cm

- 面手すりと棒手すりの両方を備えることで、立ち上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサポートします。
- 折りたたみ可能な省スペース設計のため、活用が広がり、低い上がり框の立ち座りや歩き出しをサポートします。
- 布団での起き上がり、立ち上がり、ベッドでの起き上がり、立ち上がりをサポートします。



面だから安心して身体をあずけることができ、立ちやすい

安心して、歩き出しやすい

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|------------|------------------|
| スタンディ(PN-L80401C) | 27-6957-1 | 00980-000315 |
| サイズ:幅63×奥行78×高さ70~85(6段階)cm 面高さ35~50(6段階)cm 最大使用者体重:100kg 重さ:22.5kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 330 円 | 月額レンタル料金 3,300 円 |
| | (2割) 660 円 | |
| | (3割) 990 円 | |

歩行サポート手すり スムーディ 屋内用

パナソニックエイジフリー



手すりは中央設置も可能



⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

お家の中の移動をしやすく。廊下などのつたい歩きをサポート。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 歩行サポート手すり スムーディ 屋内用 | 27-7619-1 | 00980-000363 |
| 幅 60×奥行 90×高さ 70~85(7段階) cm 重さ:22kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 384 円 | 月額レンタル料金 3,840 円 |
| | (2割) 768 円 | |
| | (3割) 1,152 円 | |

自在手すり ツインディ 水廻り用

パナソニックエイジフリー



水廻り用プロテクター付き

自在手すり ツインディ
水廻り用プロテクター

⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

水廻り環境での転倒リスクの低減や一連の動作をサポート。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|------------------|
| 自在手すり ツインディ 水廻り用 | 27-7627-1 | 00980-000364 |
| 幅 58×奥行 58×手すり高さ 70~80(6段階) cm 重さ:17kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 624 円 | 月額レンタル料金 6,240 円 |
| | (2割) 1,248 円 | |
| | (3割) 1,872 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 自在手すり ツインディ 水廻り用プロテクター付き | 27-7629-1 | 00980-000365 |
| 幅 58×奥行 58×手すり高さ 70~80(6段階) cm 重さ:17.4kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 624 円 | 月額レンタル料金 6,240 円 |
| | (2割) 1,248 円 | |
| | (3割) 1,872 円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

手すり

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

安寿洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

アロン化成


重さ
9.8
kg

木製


トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

操作盤の長さが25cm以下の場合




操作盤の長さが25cm以上の場合



取り付け可能な洋式便器

① 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。

② (A) は床から20cmの高さの便器の最大幅



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| 木製ひじ掛けタイプ | 27-6625-1 | 00221-000450 |
| サイズ：幅66×奥行55cm ひじ掛け高さ：55～70cm ひじ掛け長さ：40cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 | (2割) 628 円 (3割) 942 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140 |

ルーツ スモールタイプ

モルテン

トイレ 立ち座り

重さ
14.3
kg手すり
60・65・70

両手すり

片手すり

重さ
12.0
kg立ち上がりしやすい
手すり位置トイレで立つ・座るの動作
簡単な清掃で
常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| スモールタイプ (片手すり仕様) | 27-6801-1 | 00054-000216 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スモールタイプ (両手すり仕様) | 27-6832-1 | 00054-000217 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 330 円 | (2割) 660 円 (3割) 990 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,300 円 |

洋式トイレ用スライド手すり (ステンレス)

パナソニックエイジフリー


トイレ 立ち座り
座位保持 移乗重さ
8.5
kg

脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| 洋式トイレ用スライド手すり (ステンレス) | 27-6633-1 | 00980-000191 |
| サイズ：幅65×奥行45cm ひじ掛け高さ：58～74cm (9段階) ひじ掛け長さ：33cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 | (2割) 628 円 (3割) 942 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140 円 |

安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

アロン化成

トイレ 立ち座り
座位保持 移乗重さ
8.0
kg

※設置可能トイレ／幅51.5cm以下、奥行54cm以下

ひじ掛けは冷たくなく、すべりにくいソフトな感触です。
ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| 安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ | 27-0302-1 | 00221-000054 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品

あがりかまち用たちあっぱ

矢崎化工

⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

玄関

歩行

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報



CKE-01-1 MB



CKE-03 MB



CKE-02-1 MB





CKE-04 MB

ステップ台無しの使用例



ステップ台付きの使用例



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| 両手すり CKE-01-1 MB | 27-6538-1 | 00055-000109 |
| 重さ: 32.8kg | | |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 | 月額レンタル料金 5,240 円 |
|------------------|-------|------------------------------|---------------------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| 片手すり CKE-02-1 MB | 27-6539-1 | 00055-000110 |
| 重さ: 26.9kg | | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 418 円 | (2割) 836 円 (3割) 1,254 円 | 月額レンタル料金 4,180 円 |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 両手すり CKE-03 MB | 27-6497-1 | 00055-000107 |
| 重さ: 31.8kg | | |

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 524 円 | (2割) 1,048 円 (3割) 1,572 円 | 月額レンタル料金 5,240 円 |
|------------------|-------|------------------------------|---------------------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| 片手すり CKE-04 MB | 27-6536-1 | 00055-000108 |
| 重さ: 26.4kg | | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 418 円 | (2割) 836 円 (3割) 1,254 円 | 月額レンタル料金 4,180 円 |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|

ステップバー框

タマツ

玄関

段差解消



ステップバー框 03 (踏み台付)



ステップバー框 02 (踏み台無し・専用安定板付)

使用例

手で握って使用 肘を乗せて使用 横向きで使用



- ◆ 踏み台で上がり框を乗り越えてできる高さに調節します。
- ◆ 手または肘で身体を支えてふらつきを防ぎ、安全に上り降ります。



頭の位置が手すりより前に出ることで、より安定した姿勢で利用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 03 (踏み台付) | 27-6825-1 | 00837-000015 |
| 本体重さ: 26kg (踏み台重さ: 10kg 含む) | | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 418 円 | (2割) 836 円 (3割) 1,254 円 | 月額レンタル料金 4,180 円 |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 02 (踏み台無し・専用安定板付) | 27-6673-1 | 00837-000010 |
| 本体重さ: 26kg (安定板重さ: 10kg 含む) | | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 418 円 | (2割) 836 円 (3割) 1,254 円 | 月額レンタル料金 4,180 円 |
|------------------|-------|----------------------------|---------------------|

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報


たちあっぷ540

矢崎化工

予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

玄関

歩行



しっかり握ることができる
ディンプルパイプ



掃出し窓での昇降支援に



掃出し窓での昇降支援に



土間での昇降支援に

錆に強く耐久性のよいステンレス製です。 ※ステップ台付は地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------------|
| 両手すりCKH-01 MGR | 27-6656-1 | 00055-000127 |
| にぎり手直径：3.4cm 重さ：34.7kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,020 円 | (2割) 2,040 円 (3割) 3,060 円 |
| 月額レンタル料金 | 10,200 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ステップ台1段付(両手すり) | 27-6662-1 | 00055-Z00010 |
| にぎり手直径：3.4cm ステップ台高さ：(L)9・11・13・15cm 重さ：40.7kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,020 円 | (2割) 2,040 円 (3割) 3,060 円 |
| 月額レンタル料金 | 10,200 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ステップ台2段付(両手すり) | 27-6663-1 | 00055-Z00009 |
| にぎり手直径：3.4cm ステップ台高さ：(L)9・11・13・15cm (H)21・25・29・33cm 重さ：50.3kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,020 円 | (2割) 2,040 円 (3割) 3,060 円 |
| 月額レンタル料金 | 10,200 円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------------|
| 片手すりCKH-02 MGR | 27-6657-1 | 00055-000128 |
| にぎり手直径：3.4cm 重さ：28.6kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 758 円 | (2割) 1,516 円 (3割) 2,274 円 |
| 月額レンタル料金 | 7,580 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ステップ台1段付(片手すり) | 27-6664-1 | 00055-Z00011 |
| にぎり手直径：3.4cm ステップ台高さ：(L)9・11・13・15cm 重さ：34.6kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 758 円 | (2割) 1,516 円 (3割) 2,274 円 |
| 月額レンタル料金 | 7,580 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ステップ台2段付(片手すり) | 27-6665-1 | 00055-Z00012 |
| にぎり手直径：3.4cm ステップ台高さ：(L)9・11・13・15cm (H)21・25・29・33cm 重さ：44.2kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 758 円 | (2割) 1,516 円 (3割) 2,274 円 |
| 月額レンタル料金 | 7,580 円 | |

たよレールSOTOE/たよレールSOTOE スリム型 使用例集

マツ六



ソトでも使える
置くだけ手すり。

- 屋内・屋外どちらでも使える据え置き式手すりです
- オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です
- 手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます
- ベースプレートはすべり止め加工付きです



手すりをプレート中心に設置すれば
段差の上り・下りどちらでも利き手
で使えます。

中央使い

もちろん
本体だけで
ポイント使いも
可能



端使い



ここがポイント！

手すり端部の「コブ」に手がかることで自然に動作が止まり、安全に次の動作へ移ることができます。




スリム型



●設置・連結時の注意事項●

- ・スリム型は単体でのご使用はできません。
- ・スリム型のみでの連結設置はしないでください。必ず標準型を1台含んで連結を行ってください。
- ・2連結の場合、スリム型手すりとなつたレールEKに角度を付けしないでください。
(片手すり・両手すり共通)
- ・3連結以上の片手すりの場合、端部のスリム型手すりとなつたレールEKに角度を付けしないでください。



床ずれ
防止用具

体位
变换器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

步行
補助杖

步行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ^o

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

手すり

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報




たよレールSOTOE

マツ六

屋内・屋外どちらでも使える
据置式手すりです。

⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋外 屋内 玄関 段差解消 歩行



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| 片手すり(BZK-01(N)) | 27-7387-1 | 01265-000248 |
| 幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約17.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 418円 | 月額レンタル料金 4,180円 |
| (2割) | 836円 | |
| (3割) | 1,254円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|-----------------|
| 両手すり(BZK-02(N)) | 27-7388-1 | 01265-000251 |
| 幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約20.6kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 524円 | 月額レンタル料金 5,240円 |
| (2割) | 1,048円 | |
| (3割) | 1,572円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 片手すりト型570~700(BZK-01S(N)) | 27-7389-1 | 01265-000250 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約19.3kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すりト型700~900(BZK-01S(N)) | 27-7390-1 | 01265-000250 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約19.5kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すりト型900~1200(BZK-01S(N)) | 27-7391-1 | 01265-000250 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約19.8kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すりト型1200~1600(BZK-01S(N)) | 27-8222-1 | 01265-000304 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約20.3kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 594円 | 月額レンタル料金 5,940円 |
| (2割) | 1,188円 | |
| (3割) | 1,782円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 両手すりト型570~700(BZK-02S(N)) | 27-7392-1 | 01265-000252 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約23.6kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すりト型700~900(BZK-02S(N)) | 27-7393-1 | 01265-000252 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約24.2kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すりト型900~1200(BZK-02S(N)) | 27-7394-1 | 01265-000252 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約24.6kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すりト型1200~1600(BZK-02S(N)) | 27-8223-1 | 01265-000306 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約25.6kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 792円 | 月額レンタル料金 7,920円 |
| (2割) | 1,584円 | |
| (3割) | 2,376円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 片手すり連続570~700(BZK-01W(N)) | 27-7395-1 | 01265-000249 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約37.1kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり連続700~900(BZK-01W(N)) | 27-7396-1 | 01265-000249 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約37.3kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり連続900~1200(BZK-01W(N)) | 27-7397-1 | 01265-000249 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約37.6kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 片手すり連続1200~1600(BZK-01W(N)) | 27-8224-1 | 01265-000310 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約38.1kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,012円 | 月額レンタル料金 10,120円 |
| (2割) | 2,024円 | |
| (3割) | 3,036円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 両手すり連続570~700(BZK-02W(N)) | 27-7398-1 | 01265-000253 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約44.2kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すり連続700~900(BZK-02W(N)) | 27-7399-1 | 01265-000253 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約44.6kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すり連続900~1200(BZK-02W(N)) | 27-7400-1 | 01265-000253 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約45.2kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 両手すり連続1200~1600(BZK-02W(N)) | 27-8225-1 | 01265-000311 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約46.2kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,316円 | 月額レンタル料金 13,160円 |
| (2割) | 2,632円 | |
| (3割) | 3,948円 | |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/手すり 介護給付:171007 予防給付:671007

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

たよれールSOTOE スリム型 ト型

マツ六



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| スリム型片手すりト型570~700(BZK-035(N)) | 27-7512-1 | 01265-000260 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約16.2kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型片手すりト型700~900(BZK-035(N)) | 27-7513-1 | 01265-000260 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約16.4kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型片手すりト型900~1200(BZK-035(N)) | 27-7514-1 | 01265-000260 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約16.7kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型片手すりト型1200~1600(BZK-035(N)) | 27-8226-1 | 01265-000307 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約17.2kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 594円 | (2割) 1,188円 (3割) 1,782円 |
| | | 月額レンタル料金 5,940円 |




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| スリム型両手すりト型570~700(BZK-045(N)) | 27-7515-1 | 01265-000262 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約20.1kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型両手すりト型700~900(BZK-045(N)) | 27-7516-1 | 01265-000262 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約20.5kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型両手すりト型900~1200(BZK-045(N)) | 27-7517-1 | 01265-000262 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約21.1kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| スリム型両手すりト型1200~1600(BZK-045(N)) | 27-8227-1 | 01265-000309 |
| 幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約22.1kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 792円 | (2割) 1,584円 (3割) 2,376円 |
| | | 月額レンタル料金 7,920円 |


たよれールSOTOE ロング型 ト型

マツ六

お出かけ安心、置くだけ手すりのロングタイプ




※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。
※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要です。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------------|
| ロング型 BZK-05(N) | 27-8525-1 | 01265-000316 |
| 幅80×奥行50×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約21.3kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 418円 | (2割) 836円 (3割) 1,254円 |
| | | 月額レンタル料金 4,180円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ロング型ト型570~700 BZK-055 | 27-8530-1 | 01265-000320 |
| 幅80×奥行50×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約22.8kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ロング型ト型700~900 BZK-055 | 27-8531-1 | 01265-000320 |
| 幅80×奥行50×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約23.0kg | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ロング型ト型900~1200 BZK-055 | 27-8532-1 | 01265-000320 |
| 幅80×奥行50×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約23.3kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 594円 | (2割) 1,188円 (3割) 1,782円 |
| | | 月額レンタル料金 5,940円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ロング型ト型1200~1600 BZK-055 | 27-8533-1 | 01265-000321 |
| 幅80×奥行50×高さ 75・80・85・90 cm 重さ: 約23.8kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 594円 | (2割) 1,188円 (3割) 1,782円 |
| | | 月額レンタル料金 5,940円 |

ルーツ アウトドア ロングタイプ MNTPOLG

モルテン



●屋外にも置ける抜群の耐久性

紫外線、熱、水、風、砂ほこりなど過酷な環境でも使用できます。

●水に濡れても滑りにくい特殊表面加工

ベース部は水に濡れても滑りにくい特殊な表面加工なので、安心して使用できます。

●ベランダ、玄関周りでの 短い距離の歩行をサポート

使う場所に合わせて手すり位置の変更が可能。手すり部をベースプレートの中央と端のどちらにでも取り付けられます。



ベランダでの短い距離の歩行

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| アウトドア ロング | 27-6805-1 | 00054-000218 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | (2割) 628円 (3割) 942円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140円 |

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報




歩行補助杖

杖の合わせ方

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」


腕

を垂直におろしたときの手首（とう骨もしくは尺骨茎状突起）の高さにグリップがくる長さ




腕

を垂直に下して立位をとっているときの大転子（だいてんし）までの長さ



足

の小指の外側 15cm、前方 15cm のところに突いたとき、ひじがかかるく曲がる（30° 程度）長さ



杖の役割

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」


1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、からだを支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。

支持面積



3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズム

イチ♪ ニ♪
患側の足 健側の足

三拍子のリズム

イチ♪ ニ♪ サン♪
杖 患側の足 健側の足

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

レ販
対象

格子BR



花柄NB



●着脱可能な樹脂製
グリップカバー付
持ち心地をよくする樹脂製グリップ
カバー（TPE）付きです。

●細型ネックタイプ
握りやすく、安定して使用できます。

超軽量400gの4点杖です。最低高60.5cmで、身長の高い方にも対応します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 格子BR | 24-5467-0 | 00576-000031 |
| 花柄NB | 24-5473-0 | 00576-000031 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 (3割) 300 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,000 円 |

非課税

重さ
約 400
g

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード／歩行補助杖 介護給付：171010 予防給付：671010

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

楽スマ スリーベース R-101ブラック

ケイ・ホスピア

レ販
対象

<特長>

●超軽量

重くなりがちな多点杖で一本杖と変わらない320gという超軽量を実現しました。嬉しい軽さで使いやすさも抜群です！

●新構造の3面先ゴム

新しく設計されたホームベース形状の先ゴムが面で地面を捉えるので、抜群の安定性を実現しました。

材質は滑りにくい合成ゴムを使用。さらに、摩耗しにくい新素材です。



接地面



ベース部

スリムネック
握りやすい
スリムネックタイプ日本製
SGマーク取得

非課税

重さ
320
g

超軽量で安定感抜群の3面式多点杖

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|----------------------------|
| R-101ブラック | 24-5662-0 | 00875-000013 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 (3割) 300 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,000 円 |

四点前後可動・固定式2ウェイスティック

ユーバ産業

レ販
対象

すずらん



可動・固定切り替えレバー

レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。



可動・固定2ウェイ機能


可動を切り替えて固定にすることで通常の4点杖としても使用可能。

斜めに杖をついても前後に可動するので、地面に密着しながらより安定した歩行ができます。切り替えレバーで固定にすれば四点杖として使用可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| TW-0128(ダークグレー) | 24-5625-0 | 01096-000055 |
| TW-0128(すずらん) | 24-5629-0 | 01096-000055 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 (3割) 300 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,000 円 |

カーボン四点可動式 スモールタイプ

島製作所

レ販
対象

支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点式。四点できちんと接地し、坂道などでも使用可能です。左右両用。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|--------------|----------------------------|
| カーボン柄グレー | 24-5510-0 | 00576-000033 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 100 円 | (2割) 200 円 (3割) 300 円 |
| | | 月額レンタル料金 1,000 円 |


非課税

重さ
440
g


歩行器

歩行器の使い方


固定型



交互式



キャスター付き



歩行車


馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて体を支えながら歩くことができます



四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます



税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

エール3

ご利用者の方々の、
しなやかで自由な毎日を応援する気持ちを込めて。
グリーンケアから「エール」をお届けします。

あんしん



べんり



かるやか

折りたたみ時に
背もたれも収納



ベッド・
ベッド
付属品

歩行器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

エール

日本ケアサプライ

安全・便利な機能をそろえたグリーンケアオリジナル歩行器

グリーン
ケア

折り
たたみ

室内 屋外

エール S

重さ
6.8
kg

エール M

重さ
7.3
kg



夕暮れ時にも安心な
反射板つき

折りたたみ時に活躍
ロック用フック

バスケットつきで
荷物が増えても安心

お出かけに便利な
杖立てつき

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| エール S (ボルドー) | 23-6174-1 | 00614-000019 |
| 折りたたみ時：幅 52.3 × 奥行 41.2 × 高さ 88.7 キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 30 × 奥行 20 × 高さ 16cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| エール M (シャルドネ) | 23-6175-1 | 00614-000020 |
| 折りたたみ時：幅 58.3 × 奥行 40.6 × 高さ 97.7 キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ：幅 30 × 奥行 20 × 高さ 16cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

ハッピーⅡ / ハッピーミニ

竹虎

在庫限定品



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| ハッピーⅡ (ブルー) | 23-5514-1 | 00110-000095 |
| 折りたたみ時：幅 55.5 × 奥行 43.5 × 高さ 93 ~ 102cm キャスター：約 7 インチ | | |
| カゴサイズ：幅 36 × 奥行 22 × 高さ 13cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------------|
| ハッピーミニ (パープルメタリック) | 23-5748-1 | 00110-000103 |
| ハッピーミニ (ミルクティーベージュ) | 23-5747-1 | 00110-000103 |
| 折りたたみ時：幅 50 × 奥行 39.5 × 高さ 85 ~ 93cm キャスター：約 7 インチ | | |
| カゴサイズ：幅 33 × 奥行 19 × 高さ 10cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 260 円 | (2割) 520 円 (3割) 780 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,600 円 |

トライリンク

アロン化成



大きく使えて、小さくしまえる。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------------|
| トライリンク | 23-6062-0 | 00221-000467 |
| 折りたたみ時：幅 22 × 奥行 61.5 × 高さ 76 ~ 86cm キャスター：約 8 インチ | | |
| 袋サイズ (約)：幅 33 × 奥行 15 × 高さ 25cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300 円 | (2割) 600 円 (3割) 900 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,000 円 |

リトルターン

アロン化成



ロータイプ

トール103タイプ

ハイタイプ



折り
たたみ

ロー

重さ
6.4
kg

ハイ

重さ
6.5
kg

トール
103

重さ
7.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| ロータイプ | 23-5967-1 | 00221-000457 |
| 折りたたみ時：幅 26 × 奥行 65 × 高さ 67 ~ 74.5cm 袋サイズ：幅 30 × 奥行 16.5 × 高さ 28cm キャスター：約 7.8 インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 | (2割) 628 円 (3割) 942 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイタイプ | 23-5966-1 | 00221-000456 |
| 折りたたみ時：幅 26 × 奥行 65 × 高さ 74 ~ 86cm 袋サイズ：幅 30 × 奥行 16.5 × 高さ 28cm キャスター：約 7.8 インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 | (2割) 628 円 (3割) 942 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| トール103タイプ | 23-6468-1 | 00221-000549 |
| 折りたたみ時：幅 26 × 奥行 65 × 高さ 88.5 ~ 103.5cm 袋サイズ：幅 33.5 × 奥行 16 × 高さ 28cm キャスター：約 7.8 インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314 円 | (2割) 628 円 (3割) 942 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,140 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

シンフォニーSPスリム

島製作所



横幅が小さいスリムな歩行器。狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------|-----------|--------------|
| シンフォニーSPスリム(花柄紺) | 23-6344-1 | 00576-000039 |
| シンフォニーSPスリム(オレンジ/BR) | 23-6345-1 | 00576-000039 |

折りたたみ時: 幅48×奥行33×高さ69cm 袋サイズ: 幅27×奥行15×高さ28cm (外寸) キャスター: 約5.7インチ

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 276円 | (2割) | 552円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 828円 | | 2,760円 |

シンフォニーSP

島製作所



片方のブレーキで両側のブレーキを制御出来ます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| シンフォニーSP (CLブラウン) | 52-0159-1 | 00576-000014 |
| シンフォニーSP (格子紺) | 52-0414-1 | 00576-000014 |

折りたたみ時: 幅50×奥行28.5×高さ86.5cm 袋サイズ: 幅30.5×奥行14.5×高さ26cm キャスター: 約5.7インチ

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | (2割) | 628円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 942円 | | 3,140円 |

ティコブリトルスリム WAW04

幸和製作所



小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| ティコブリトルスリム(ブラウン) | 23-6000-1 | 00030-000163 |
| ティコブリトルスリム(ネイビー) | 23-6001-1 | 00030-000163 |

折りたたみ時: 幅47×奥行35×高さ72cm 袋サイズ: 幅30×奥行12×高さ34cm キャスター: 6インチ

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | (2割) | 628円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 942円 | | 3,140円 |

ティコブリトル HS05

幸和製作所



ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| ティコブリトル (チェックブルー) | 23-5738-1 | 00030-000099 |
| ティコブリトル (ブラック) | 23-5739-1 | 00030-000099 |

折りたたみ時: 幅52×奥行40×高さ73cm キャスター: 前輪約7インチ、後輪約6インチ

| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|----------|--------|
| 袋サイズ: 幅32×奥行12×高さ26cm | | | | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | (2割) | 628円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 942円 | | 3,140円 |

ティコブリトルハイⅡ WAW15

幸和製作所



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行車です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------|-----------|--------------|
| ティコブリトルハイⅡ(チェックブラック) | 23-6145-1 | 00030-000173 |

折りたたみ時: 幅52×奥行37×高さ81.5cm キャスター: 約6インチ

| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|----------|--------|
| 袋サイズ: 幅32×奥行16×高さ33cm | | | | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | (2割) | 628円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 942円 | | 3,140円 |

ミケーレ WAG01

幸和製作所



軽量コンパクト設計。座面に合皮を使用したクラシカルなデザインの歩行器です。段差越えを楽にできるティッピング機能付き。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| ミケーレ(ネイビー) | 23-6235-1 | 00030-000175 |

折りたたみ時: 幅23.5×奥行64.5×高さ79cm キャスター: 前輪約7.8インチ 後輪約5.1インチ

| | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|----------|--------|
| 袋サイズ: 幅33×奥行14×高さ22cm | | | | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 330円 | (2割) | 660円 | 月額レンタル料金 | |
| | | (3割) | 990円 | | 3,300円 |

ベッド・
ベッド
付属品

歩行器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ミシェル WAW22

幸和製作所



女性のためのローレーター型歩行車。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------|--------------------|
| ミシェル (パープル) | 23-6470-1 | 00030-000194 |
| 折りたたみ時：幅 24 × 奥行 61.5 × 高さ 70cm キャスター：前輪 8 インチ 後輪 5.2 インチ 袋サイズ：幅 25.5 × 奥行 10 × 高さ 18cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 350円 | 月額レンタル料金 3,500円 |
| | (2割) 700円 | |
| | (3割) 1,050円 | |

サンティノ WAG02

幸和製作所



折りたたみコンパクトで安定感のあるフレーム構造。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-------------|--------------------|
| サンティノ (ネイビー) | 23-6375-1 | 00030-000189 |
| 折りたたみ時：全幅 21 × 奥行 30 × 全高 89.5cm キャスター：約 5.2 インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 350円 | 月額レンタル料金 3,500円 |
| | (2割) 700円 | |
| | (3割) 1,050円 | |

ヘルシーワンレジェール

ウィズワン



ハンドル操作からキャスター操作になり、操作性が簡単になりました。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------|
| ヘルシーワンレジェール (タータンレッド) | 23-6421-1 | 00063-000039 |
| 折りたたみ時：幅 27.5 × 奥行 32 × 高さ 79cm キャスター：直径 14.5cm 袋サイズ：(前袋) 幅 28.5 × 奥行 3 × 高さ 30cm、(後袋) 幅 28.5 × 奥行 9 × 高さ 28cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300円 | 月額レンタル料金 3,000円 |
| | (2割) 600円 | |
| | (3割) 900円 | |

ティコブリトルホーム WAW05


幸和製作所



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-------------|--------------------|
| ティコブリトルホーム | 23-6063-1 | 00030-000166 |
| 折りたたみ時：幅 47 × 奥行 41 × 高さ 71.5cm キャスター：約 6 インチ カゴサイズ：幅 30 × 奥行 20 × 高さ 19cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 366円 | 月額レンタル料金 3,660円 |
| | (2割) 732円 | |
| | (3割) 1,098円 | |

レッツゴー ウッドパターン/レッツゴーミニ シルバー

竹虎



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------|
| レッツゴー (ウッドパターン) | 23-5690-1 | 00110-000098 |
| 折りたたみ時：幅 54 × 奥行 22 × 高さ 90 ~ 99cm キャスター：約 6 インチ | | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| レッツゴーミニ (シルバー) | 23-5993-1 | 00110-000106 |
| 折りたたみ時：幅 50.5 × 奥行 24 × 高さ 81 ~ 89cm キャスター：約 6 インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 314円 | 月額レンタル料金 3,140円 |
| | (2割) 628円 | |
| | (3割) 942円 | |

くらしサポート歩行車 スムーディ室内用カジサポ

パナソニックエイジフリー



ご自宅での暮らしの安心と生活範囲をひろげます

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--------------------|
| スムーディ室内用カジサポ | 23-6888-1 | 00980-000441 |
| 折りたたみ時：幅 51 × 奥行 39 × 高さ 77 ~ 94cm キャスター：前輪 17cm 後輪 17cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 330円 | 月額レンタル料金 3,300円 |
| | (2割) 660円 | |
| | (3割) 990円 | |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/歩行器 介護給付:171009 予防給付:671009

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

シンフォニーバスケットSP クラシックガーデンNB

島製作所



前にも後ろにも座れる快適な歩行車

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------|-----------|--------------|
| シンフォニーバスケットSP クラシックガーデンNB | 23-6837-1 | 00576-000052 |

折りたたみ時: 幅 51 × 奥行 41 × 高さ 87cm キャスター: 約 5.7 インチ

袋サイズ: 幅 29.5 × 奥行 28.5 × 高さ 25.5cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|------|----------|
| 314円 | 628円 | 942円 | 3,140円 |

ショッピングターン

アロン化成



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------|-----------|--------------|
| ショッピングターン | 23-6077-0 | 00221-000507 |

折りたたみ時: 幅 28 × 奥行 73 × 高さ 72.5cm キャスター: 約 8 インチ

袋サイズ: 幅 34 × 奥行 18.5 × 高さ 26 cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|------|----------|
| 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |

くらしサポート歩行車 スムーディ買物用カウサポ

パナソニックエイジフリー



積載可能カゴ寸法: 奥行33cm～45cm 幅21cm～27cm
上記寸法を下回るカゴやカゴ以外の物を載せた場合、固定機能がないカゴ載せシートが閉じてしまい、載せた荷物が落下する等の事故に繋がる可能性がありますのでご注意ください。

散歩からショッピングまで地域での暮らしをひろげます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------|
| スムーディ買物用カウサポ | 23-6887-1 | 00980-000440 |

折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 44.5 × 高さ 81～98cm キャスター: 前輪18cm・後輪15cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|--------|----------|
| 386円 | 772円 | 1,158円 | 3,860円 |

シンフォニーラクーン

島製作所



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| シンフォニーラクーン (格子NB) | 23-6346-1 | 00576-000040 |

折りたたみ時: 幅 55 × 奥行 48 × 高さ 77cm 袋サイズ: 幅 30 × 奥行 31 × 高さ 19cm (外寸) キャスター: 7.1 インチ

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|------|----------|
| 306円 | 612円 | 918円 | 3,060円 |

テイコブリトルワゴン WAW07

幸和製作所



買い物に便利なカゴ乗せ機能付き歩行車。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------|
| テイコブリトルワゴン(ネイビー) | 23-6477-1 | 00030-000171 |


折りたたみ時: 幅 49.5 × 奥行 42.5 × 高さ 74cm キャスター: 6 インチ

袋サイズ: 幅 28 × 奥行 21 × 高さ 26cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|------|----------|
| 330円 | 660円 | 990円 | 3,300円 |

テイコブリトルワゴンミニ WAW21

幸和製作所



コンパクトなカゴのせ機能付き歩行車。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| テイコブリトルワゴンミニ(ネイビー) | 23-6471-1 | 00030-000190 |

折りたたみ時: 幅 45 × 奥行 41.5 × 高さ 72cm キャスター: 5.2 インチ

袋サイズ: 幅 26 × 奥行 21 × 高さ 22.5cm

| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|------------------|------|--------|----------|
| 356円 | 712円 | 1,068円 | 3,560円 |

ベッド・
ベッド
付属品

歩行器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ジスタ

幸和製作所

駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる、
新たなブレーキシステム

屋内 屋外

折り
たたみ重さ
5.9
kg

①グリップから手を離す ②グリップを握る ③ブレーキバーを握る



①グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります。
②グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります。
③その状態でブレーキバーを握ると制動ブレーキが作動します。



座面を出しているときは、
グリップやブレーキバー
に触れたり握ったりしても
駐車ブレーキが解除され
ない構造のため安心です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| ジスタ | 23-6949-1 | 00030-000241 |
| 折りたたみ時：幅48×奥行37×高さ78cm 袋サイズ：幅29×奥行19.5×高さ18cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 440 円 | (2割) 880 円 (3割) 1,320 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,400 円 |

歩行車ラビットライト WR-7-MG/WR-10-MG

ウェルパートナーズ

折り
たたみ重さ
8.5
kg

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| WR-7-MG | 23-6979-0 | 01009-000051 |
| 折りたたみ時：幅49×奥行41×高さ91cm キャスター：前輪・後輪7インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 384 円 | (2割) 768 円 (3割) 1,152 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,840 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| WR-10-MG | 23-6978-0 | 01009-000049 |
| 折りたたみ時：幅49×奥行41×高さ91cm キャスター：前輪10インチ・後輪7インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 384 円 | (2割) 768 円 (3割) 1,152 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,840 円 |

ラビット歩行補助車

ウェルパートナーズ


折り
たたみ重さ
9.8~10
kg

屋内 屋外

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| WA-2 | 23-5704-0 | 01009-000002 |
| 折りたたみ時：幅51×奥行47×高さ95cm 重さ：9.8kg キャスター：直径約7インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| WA-5 | 23-5749-0 | 01009-000004 |
| 折りたたみ時：幅54×奥行47×高さ95cm 重さ：10kg キャスター：直径約7インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,000 円 |

リトルターンZ/リトルターンZ 抑速付

アロン化成

折り
たたみ重さ
9.5
kg

屋内 屋外

重さ
11
kg

抑速付

最小旋回径が77.4cmと小さいため、家の狭い廊下でも小回りが利きます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------------|
| リトルターンZ | 23-6706-1 | 00221-000624 |
| 折りたたみ時：幅39×奥行62.5×高さ95~115cm キャスター：前輪約8インチ、後輪約6インチ | | |
| 袋サイズ：幅29×奥行12×高さ19cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 418 円 | (2割) 836 円 (3割) 1,254 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,180 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| リトルターンZ 抑速付 | 23-6758-1 | 00221-000626 |
| 折りたたみ時：幅39×奥行65×高さ95~115cm キャスター：前輪約8インチ、後輪約8インチ | | |
| 袋サイズ：幅29×奥行12×高さ19cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 440 円 | (2割) 880 円 (3割) 1,320 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,400 円 |

テイコブリトル F(WAW03)/RF(WAW02)

幸和製作所

折り
たたみ重さ
7.7
kg

屋内 屋外

重さ
9.7
kg

RF

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------------|
| テイコブリトルF | 23-5988-1 | 00030-000159 |
| 折りたたみ時：幅54×奥行43.5×高さ86.5cm キャスター：直径約7インチ | | |
| 袋サイズ：幅32×奥行16×高さ34cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 426 円 | (2割) 852 円 (3割) 1,278 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,260 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| テイコブリトルRF | 23-5989-1 | 00030-000158 |
| 折りたたみ時：幅54.5×奥行45×高さ86cm キャスター：前輪直径約7インチ、後輪直径約8インチ | | |
| 袋サイズ：幅32×奥行16×高さ34cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 470 円 | (2割) 940 円 (3割) 1,410 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,700 円 |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/歩行者 介護給付:171009 予防給付:671009

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ



移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

アルコー1G-T型

星光医療器製作所

非課税 折りたたみ 重さ 13.6 kg
屋内 屋外

狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。歩行速度調整可。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------------|
| アルコー1G-T型 | 23-5534-0 | 00125-000021 |
| 材質/スチール製、クロームメッキ 上部マット:ウレタン、人工合成カバー キャスター:直径11cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 380 円 | (2割) 760 円 (3割) 1,140 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,800 円 |

アルコー1S型

星光医療器製作所

非課税 折りたたみ 重さ 12.4 kg
屋内 屋外

簡単に折りたためる馬蹄型コンパクト歩行者。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| アルコー1S型 | 23-5527-0 | 00125-000011 |
| 折りたたみ時:全幅22×奥行57×全高104cm キャスター:直径11cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 380 円 | (2割) 760 円 (3割) 1,140 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,800 円 |

室内用歩行者 トレウォークスリム

日進医療器

非課税 折りたたみ 重さ 12.1 kg
屋内 屋外

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行者です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| トレウォークスリム | 23-5782-0 | 00175-000283 |
| キャスター:前輪約6インチ、後輪約4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 380 円 | (2割) 760 円 (3割) 1,140 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,800 円 |

アルコーSK型

星光医療器製作所

非課税 折りたたみ 重さ 12 kg
屋内 屋外

ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。歩行速度の調整が行える抵抗器付です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------------|
| アルコーSK型 | 23-5806-0 | 00125-000040 |
| キャスター:直径約4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 380 円 | (2割) 760 円 (3割) 1,140 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,800 円 |

アルコーSK型mini

星光医療器製作所

非課税 折りたたみ 重さ 11.8 kg
屋内 屋外

在宅等狭い環境でも使用しやすいサイズです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------------|
| アルコーSK型mini | 23-6379-0 | 00125-000087 |
| キャスター:約4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 380 円 | (2割) 760 円 (3割) 1,140 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,800 円 |

ベッド・
ベッド
付属品

歩行器

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

セーフティーアームウォーカー

イーストアイ

基本の固定型。持ち上げる動作を繰り返すことで手のリハビリにもなります。



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーは、㊦:スタンダードタイプ、
㊦:ハイトタイプ、㊦:ミニタイプ、㊦:SSタイプの
4サイズより選択できます。

屋内 屋外

屋内 屋外

屋内 屋外

屋内 屋外

販売
対象非課税
折り
たたみ重さ
2.8
kg
スタンダード重さ
3.0
kg
ハイ重さ
2.7
kg
ミニ重さ
2.5
kg
SS

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------------------------|---------------------|
| スタンダードタイプ | 23-5516-0 | 00465-000036 |
| 折りたたみ時: 幅56×奥行11×高さ68cm 重さ: 2.8kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイトタイプ | 23-5761-0 | 00465-000099 |
| 折りたたみ時: 幅58×奥行11×高さ77cm 重さ: 3.0kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニタイプ | 23-5506-0 | 00465-000037 |
| 折りたたみ時: 幅54×奥行10×高さ60.5cm 重さ: 2.7kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| SSタイプ | 23-5742-0 | 00465-000043 |
| 折りたたみ時: 幅45.5×奥行10.5×高さ60cm 重さ: 2.5kg ※室内専用です。 | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |

セーフティーアームウォーカー Cタイプ

イーストアイ

前輪は1方向に固定。少しずつゆっくりと歩行・方向転換をサポートします。



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーCタイプは、㊦:スタンダードタイプ、
㊦:ハイトタイプ、㊦:ミニタイプ、㊦:SSタイプの4サイズより
選択できます。

前輪

後輪


非課税
折り
たたみ重さ
3.1
kg
スタンダード重さ
3.3
kg
ハイ重さ
2.9
kg
ミニ重さ
2.7
kg
SS

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------------------------|---------------------|
| スタンダードタイプ | 23-5552-0 | 00465-000025 |
| 折りたたみ時: 幅60×奥行11×高さ73.5cm 重さ: 3.1kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイトタイプ | 23-5925-0 | 00465-000047 |
| 折りたたみ時: 幅61×奥行11×高さ82.5cm 重さ: 3.3kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニタイプ | 23-5507-0 | 00465-000040 |
| 折りたたみ時: 幅57×奥行10×高さ66cm 重さ: 2.9kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| SSタイプ | 23-5743-0 | 00465-000044 |
| 折りたたみ時: 幅49×奥行10.5×高さ65.5cm 重さ: 2.7kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |

セーフティーアームウォーカー Mタイプ

イーストアイ

前輪スイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。



単位: cm

※セーフティーアームウォーカーMタイプは、㊦:スタンダードタイプ、
㊦:ハイトタイプ、㊦:ミニタイプ、㊦:SSタイプの4サイズより
選択できます。

前輪

後輪

非課税
折り
たたみ重さ
3.5
kg
スタンダード重さ
3.7
kg
ハイ重さ
3.3
kg
ミニ重さ
3.1
kg
SS

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------------------------|---------------------|
| スタンダードタイプ | 23-5542-0 | 00465-000039 |
| 折りたたみ時: 幅63×奥行11×高さ76.5cm 重さ: 3.5kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイトタイプ | 23-5832-0 | 00465-000048 |
| 折りたたみ時: 幅64.5×奥行12×高さ85cm 重さ: 3.7kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニタイプ | 23-5508-0 | 00465-000041 |
| 折りたたみ時: 幅61×奥行10×高さ68cm 重さ: 3.3kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| SSタイプ | 23-5744-0 | 00465-000045 |
| 折りたたみ時: 幅52×奥行12.5×高さ68cm 重さ: 3.1kg キャスター: 3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 (2割) 400 円 (3割) 600 円 | 月額レンタル料金 2,000 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/歩行者 介護給付:171009 予防給付:671009

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

セーフティーアームウォーカー Lタイプ

イラストアイ



※セーフティーアームウォーカーLタイプは、②:スタンダードタイプ、
①:ハイタイプ、③:ミニタイプの3サイズより選択できます。

前輪

後輪

非課税
屋内折り
たたみ
屋外重さ
3.8
kg
スタンダード重さ
4.0
kg
ハイ重さ
3.7
kg
ミニ

スイングキャスターなので方向転換もスムーズです。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--------------|-----------------------|
| スタンダードタイプ | 23-5751-0 | 00465-000017 |
| 折りたたみ時:幅66×奥行11×高さ82.5cm 重さ:3.8kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイタイプ | 23-5931-0 | 00465-000100 |
| 折りたたみ時:幅67.5×奥行12×高さ91.5cm 重さ:4.0kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニタイプ | 23-5752-0 | 00465-000054 |
| 折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5cm 重さ:3.7kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |

セーフティーアームウォーカー Gタイプ

イラストアイ



※セーフティーアームウォーカーGタイプは、②:スタンダードタイプ、
①:ハイタイプ、③:ミニタイプの3サイズより選択できます。

前輪

後輪

非課税
屋内折り
たたみ
屋外重さ
4.8
kg
スタンダード重さ
5.0
kg
ハイ重さ
4.5
kg
ミニ

溝にはまりにくい幅広キャスター。6輪タイヤで安定した歩行をサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|-----------------------|
| スタンダードタイプ | 23-5551-0 | 00465-000038 |
| 折りたたみ時:幅64×奥行13.5×高さ82.5cm 重さ:4.8kg キャスター:4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイタイプ | 23-5930-0 | 00465-000046 |
| 折りたたみ時:幅66×奥行13.5×高さ91.5cm 重さ:5kg キャスター:4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ミニタイプ | 23-5505-0 | 00465-000027 |
| 折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75cm 重さ:4.5kg キャスター:4インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 |
| | | 月額レンタル料金 2,000 円 |

セーフティーアームUタイプウォーカー

イラストアイ



※折りたたむ場合はセンターパッドを取り外してください。
※センターパッドを取り付けた場合、本体は課税対象商品となります。

前腕保持歩行者。軽く、薄型に折りたたみ可。
ハンドルブレーキ付き。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--------------|-----------------------|
| 大型アームレストタイプ | 23-5907-0 | 00465-000056 |
| 折りたたみ時:幅68×奥行20×高さ96cm 重量:7.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300 円 | (2割) 600 円 (3割) 900 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,000 円 |
| センターパッド仕様 使用例 | | |
| センターパッド 取り付け時 | | |
| 折り たたみ 屋外 | | |
| 重さ 8.4 kg | | |

センターパッドをつけると上肢保持歩行者として使用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 大型アームレストタイプ(センターパッド仕様) | 23-5909-0 | 00465-000105 |
| 重量:8.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 410 円 | (2割) 820 円 (3割) 1,230 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,100 円 |

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖歩行
器車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報



歩行器

MgウォーカーⅡ型

田辺プレス

レ販
対象

<特長>

- 超軽量マグネシウム合金製の歩行補助具です。
- 脚部は太く、大きく、安定した構造です。
- 1cm刻みで高さ調節ができます。
- 横枠は折りたたみ可能で立て掛け収納ができます。

非課税 折りたたみ 重さ 1.8~1.9 kg 屋内 屋外



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|--|
| Sサイズ | 23-5846-0 | 01105-000011 |
| 折りたたみ時：幅 49 × 奥行約 10 × 高さ 63.5 ~ 78.5cm 重さ：1.8kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 月額レンタル料金 2,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| Mサイズ | 23-5845-0 | 01105-000030 |
| 折りたたみ時：幅 57.5 × 奥行約 9 × 高さ 70 ~ 85cm 重さ：1.9kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 月額レンタル料金 2,000 円 |

キャスター付きコンパクト歩行器 C2021CR

アクションジャパン

非課税 折りたたみ 重さ 3.3 kg 屋内 屋外



幅の小さなタイプですので、小柄な方や狭い空間でも使いやすいサイズです。後脚は荷重がかかるとストッパーが作動する安心設計。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--|
| C2021CR | 23-0520-0 | 00428-000018 |
| 折りたたみ時：幅 53 × 奥行 15 × 高さ 79 (最小) cm キャスター：3 インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 250 円 | (2割) 500 円 (3割) 750 円 月額レンタル料金 2,500 円 |

スイングキャスター付きコンパクト歩行器 C2021CMR

アクションジャパン

非課税 折りたたみ 重さ 3.8 kg 屋内 屋外



日本人の体格、日本の家屋に合わせたコンパクトタイプ。前輪が自在に動き、よりスムーズに移動できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--|
| C2021CMR | 23-0521-0 | 00428-000019 |
| 折りたたみ時：幅 57 × 奥行 21 × 高さ 79 (最小) cm キャスター：3 インチ | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 250 円 | (2割) 500 円 (3割) 750 円 月額レンタル料金 2,500 円 |

交互歩行器 C2023

アクションジャパン

在庫限定品

レ販
対象

非課税 折りたたみ 重さ 2.7 kg 屋内 屋外



歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。持ち上げる力の弱い方でも操作できます。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|--|
| C2023(ブロンズ) | 23-0511-0 | 00428-000015 |
| 折りたたみ時：幅 52 × 奥行 10 × 高さ 73 ~ 86cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 月額レンタル料金 2,000 円 |

立ち上がり歩行器 C2021W

アクションジャパン

在庫限定品

レ販
対象

非課税 折りたたみ 重さ 2.8 kg 屋内 屋外



いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。特に負荷のかかりやすい脚連結部を二重構造にしています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|--|
| C2021W | 23-5574-0 | 00428-000021 |
| 折りたたみ時：幅 58 × 奥行 12 × 高さ 78 ~ 91cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 200 円 | (2割) 400 円 (3割) 600 円 月額レンタル料金 2,000 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード／歩行器 介護給付：171009 予防給付：671009

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| 商品コード | メーカー名 | 商品名称 | 使用場所 | 使用時最大サイズ | | | | 座面高さ | グリップ内寸 | キャスト | 重さ |
|-----------|-----------|--|-------|----------|-------|------------|-----------|------|------------------------|--------------|------|
| | | | | 幅 | 奥行 | 高さ | 下段グリップ高さ | | | | |
| | | | | cm | cm | cm | cm | cm | cm | インチ | kg |
| 23-0520-0 | アクションジャパン | キャスト付きコンパクト歩行器C-2021-CR | 屋内 | 54 | 51 | 79～92 | - | - | 39 | 3 | 3.3 |
| 23-0521-0 | アクションジャパン | スイングキャスト付きコンパクト歩行器 | 屋内 | 60 | 54 | 79～92 | - | - | 39 | 3 | 3.8 |
| 23-0511-0 | アクションジャパン | 交互歩行器C-2023 | 屋内 | 54 | 46 | 73～86 | - | - | 45 | - | 2.7 |
| 23-5574-0 | アクションジャパン | 立ち上がり歩行器(C-2021-W) | 屋内 | 58 | 49 | 78～91 | - | - | 44 | - | 2.8 |
| 23-5534-0 | 星光医療器製作所 | アルコー1G-T型(抵抗器付) | 屋内 | 51.5 | 57 | 87.5～107.5 | - | - | 30 | 4 | 13.6 |
| 23-5782-0 | 日進医療器 | 室内用歩行車 トレウォークスリム | 屋内 | 55 | 59 | 85～105 | - | - | 34～36 | 6 | 12.1 |
| 23-0150-0 | 松永製作所 | ホップステップSM-40(ブレーキ付) | 屋内 | 55～65 | 72.5 | 86～120 | - | - | 33～43 | 4 | 14.4 |
| 23-0613-0 | 星光医療器製作所 | アルコーDXデラックス | 屋内 | 61 | 65 | 86.5～122.5 | - | - | 43 | 4 | 11.8 |
| 23-5516-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカー(SAWR) | 屋内外兼用 | 57 | 45 | 66.5～76.5 | 34～44 | - | 44 | - | 2.8 |
| 23-5761-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ(SAWHR) | 屋内外兼用 | 58.5 | 46 | 75.5～85.5 | 37～47 | - | 44 | - | 3 |
| 23-5506-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーミニ | 屋内外兼用 | 54 | 43 | 59～69 | 32～42 | - | 40 | - | 2.7 |
| 23-5742-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーSS(SAWSSR) | 屋内 | 47 | 39 | 59～69 | 32～42 | - | 33 | - | 2.5 |
| 23-5552-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーCタイプ(SAWCR) | 屋内 | 57 | 51 | 71.5～81.5 | 39～49 | - | 44 | 3 | 3.1 |
| 23-5925-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ(SAWCHR) | 屋内 | 58.5 | 51 | 80.5～90.5 | 42～52 | - | 44 | 3 | 3.3 |
| 23-5507-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーミニCタイプ | 屋内 | 55 | 48 | 64～74 | 36.5～46.5 | - | 40 | 3 | 2.9 |
| 23-5743-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーSSCタイプ(SAWCSSR) | 屋内 | 47 | 44 | 64～74 | 36.5～46.5 | - | 33 | 3 | 2.7 |
| 23-5542-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーMタイプ(SAWMR) | 屋内 | 62 | 54 | 73.5～83.5 | 41～51 | - | 44 | 3 | 3.5 |
| 23-5832-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ(SAWMHR) | 屋内 | 64 | 54 | 82.5～92.5 | 44～54 | - | 44 | 3 | 3.7 |
| 23-5508-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーミニMタイプ | 屋内 | 60 | 52 | 66～76 | 39～49 | - | 40 | 3 | 3.3 |
| 23-5744-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーSSMタイプ(SAWMSSR) | 屋内 | 52 | 48 | 66～76 | 39～49 | - | 33 | 3 | 3.1 |
| 23-5551-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーGタイプ(SAWGR) | 屋内外兼用 | 68 | 59 | 79.5～89.5 | 47～57 | - | 44 | 4 | 4.8 |
| 23-5930-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ(SAWGHR) | 屋内外兼用 | 69.5 | 59 | 88.5～98.5 | 50～60 | - | 44 | 4 | 5 |
| 23-5505-0 | イーストアイ | セーフティーアームウォーカーミニGタイプ(シルバー) | 屋内外兼用 | 65.5 | 57 | 72～82 | 44.5～54.5 | - | 40 | 4 | 4.5 |
| 23-5907-0 | イーストアイ | セーフティーアームUタイプウォーカー 大型アームレストタイプ(SAUJ) | 屋内 | 63～65 | 63～65 | 91～110 | 50～60 | - | ハンドル幅 54 アームレスト内幅40 | 前輪 7 後輪 5 | 7.4 |
| 23-5909-0 | イーストアイ | セーフティーアームUタイプウォーカー 大型アームレストタイプ(SAUJ) (センターパッド仕様) | 屋内 | 63～65 | 63～65 | 91～110 | 50～60 | - | ハンドル幅 54 アームレスト内幅40 | 前輪 7 後輪 5 | 8.4 |
| 23-6077-0 | アロン化成 | ショッピングターン | 屋内外兼用 | 53 | 73 | 72.5～90 | - | 47 | 37.5 | 8 | 6.1 |
| 23-6001-1 | 幸和製作所 | テイコプリトルスリム(WAW04)ネイビー | 屋外 | 47 | 58 | 64～91 | - | 48 | 33 | 6 | 4.5 |
| 23-6062-0 | アロン化成 | トライリンク | 屋外 | 56 | 61.5 | 76～86 | - | 51.5 | 38 | 8 | 7.1 |
| 23-5836-1 | 幸和製作所 | テイコプリトルハイト(H505H)チェックブラウン | 屋外 | 52 | 62.5 | 74～92 | - | 50 | 36 | 6 | 5.3 |
| 23-5738-1 | 幸和製作所 | テイコプリトル(H505)チェックブルー | 屋外 | 52 | 64 | 65～83 | - | 50 | 36 | 前輪 7 後輪 6 | 5 |
| 23-5739-1 | 幸和製作所 | テイコプリトル(H505)ブラック | 屋外 | 52 | 64 | 65～83 | - | 50 | 36 | 前輪 7 後輪 6 | 5 |
| 52-0159-1 | 島製作所 | シンフォニーSPCLブラウン | 屋内外兼用 | 50 | 56 | 78.5～88 | - | 41 | 43 | 6 | 5.9 |
| 23-5967-1 | アロン化成 | リトルターン ロータイプ | 屋内外兼用 | 48 | 65 | 67～74.5 | - | 47 | 34 | 8 | 6.4 |
| 23-5966-1 | アロン化成 | リトルターン ハイトタイプ | 屋内外兼用 | 48 | 65 | 74～86 | - | 47 | 34 | 8 | 6.5 |
| 23-5514-1 | 竹虎 | ハッピー2 ブルー | 屋内外兼用 | 55.5 | 62 | 78～87 | - | 50 | 39 | 7 | 7.7 |
| 23-5748-1 | 竹虎 | ハッピーミニ2(ハーフ折りたたみ) | 屋内外兼用 | 50 | 57.5 | 70～79 | - | 43 | 33 | 7 | 6.5 |
| 23-5747-1 | 竹虎 | ハッピーミニ2(フル折りたたみ) | 屋内外兼用 | 50 | 57.5 | 70～79 | - | 43 | 33 | 7 | 6.5 |
| 23-5519-1 | 竹虎 | エボリューションウォーカーPS | 屋内外兼用 | 61 | 67.5 | 74～83 | - | 43 | 42 | 8 | 7.7 |
| 23-5529-0 | ラックヘルスケア | ウォーキーS スローダウンブレーキ付 | 屋外 | 55 | 63.5 | 67.5～80 | - | 48 | 37 | 8 | 7.2 |
| 23-5530-0 | ラックヘルスケア | ウォーキーM スローダウンブレーキ付 | 屋外 | 61.5 | 65.5 | 76～89 | - | 53 | 43 | 8 | 7.4 |
| 23-5996-0 | ナブテスコ | コンパルリハモ(リッチクリーム) | 屋内外兼用 | 54.5 | 65 | 77～105 | - | 47.5 | 39 | 8 | 10.9 |
| 23-5885-0 | ナブテスコ | コンパル(シャンパンゴールド) | 屋内外兼用 | 54 | 70.5 | 78～100 | - | 48 | 39.5 | 8 | 8.9 |



チェックポイント

目的




- 車椅子でどこにいたい？
- 屋内で使う？屋外で使う？
- どのくらいの時間使用する？

状態像



- 身体との適合は？
- 心理的な適合は？
- 予算などの社会的適合は？

環境適合



- 部屋の広さ、行動範囲は？
- 通路の幅は十分ですか？
- 段差や階段はありますか？

動かし方で選ぶ

ご自分の両腕で動かせる方におすすめ（自走）



ケアフィットプラス(自走)



カルッタ CRT-1(自走)



ネクストコア 11B(自走)

ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ（自走）



ケアフィットウイング(自走)



ネクストコア・アジャスト(自走)



カルッタCRT-SG-9(自走)

介助で移動される方におすすめ（介助）



ケアフィットウイング(介助)



ケアフィットプラス(介助)



カルティマ 8(介助)

狭い室内で使用される方におすすめ



スキットシリーズ(介助)



スキット 6 輪タイプ(自走)

電動サポートが必要な方におすすめ



WHILL



アシストホイールライト

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード／車椅子 介護給付：171001 予防給付：671001／車椅子付属品 介護給付：171002 予防給付：671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

座ったときの姿勢で選ぶ

円背の方におすすめ



ケアフィットウイング



ケアフィットプラス



オアシスポジティブ

座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ



ケアフィットウイング



イージーフィット



グレイスコア・アジャスト

体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたい方におすすめ



TRC-3DX




くるーん



マイチルト・ミニ3D

ベッドへの移乗方法で選ぶ

立って移乗ができる方におすすめ



ケアフィットプラス(自走)




BAL-1(自走)



ふわりす(自走)

座ったままなら移乗できる方におすすめ



ケアフィットウイング



イージーフィット



ネクストコア・マルチ

ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ



TRC-3DX



ネットiem



マイチルト・ミニ3D

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

車椅子の機能と名称

背シート

背張り
調節ご利用者の体の状態
に合わせて背シートの
張りが調節できます。

リクライニング

背シートが後方に倒
れます。

介助用ブレーキレバー

介助用
ブレーキレバー介助用のブレー
キレバーが付い
ています。

ハンドリム

ティッピングレバー

タイヤ（後輪）

ノーパンク
タイヤ空気圧の低下や、空
気漏れの心配があり
ません。

キャスター（前輪）

ショック
レス
キャスター屋外などの凸凹のある
道でも振動が伝わ
りにくいキャスター
です。

ティルト

座シートと背シート
の角度はそのままに
後方に倒れます。

ハンドグリップ

グリップ
高さ調節介助者の手の位置に
合わせてグリップの
高さを調節できます。

アームサポート(ひじ当て)

ひじ当て
ウイングひじ当てがはね上
がり、移乗に便利です。ひじ当て
高さ調節ご利用者の体に合わ
せてひじ当ての高さ
が調整できます。

座シート

クッション

長時間座っていても
疲れにくく、床ずれ
防止効果もあります。

レッグサポート

フットサポート

スイング
アウトフット・レッグサ
ポートが外方折りた
たみ式で、移乗や片
足走行の時に便利
です。

重さの色分け

軽

重さ
0.00
kg13kg
未満

普通

重さ
0.00
kg13kg~18kg
以上 未満

重

重さ
0.00
kg18kg
以上

車椅子の機能

車椅子(自走)

- 自分で操作する
- 後輪が大きい
- ハンドリムがある



車椅子(介助)

- 介助者が操作してくれる
- 後輪が小さい
- コンパクト



ティルト・リクライニング式車椅子

- 座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる(ティルト)
- 背シートが後方に倒れる(リクライニング)
- 頭部までサポートし安定した座位姿勢を保つ



税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード／車椅子 介護給付：171001 予防給付：671001／車椅子付属品 介護給付：171002 予防給付：671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ケアフィットウイング

CARE FIT WING

クッション性に優れたシートと調整ベルトで小柄・円背の方も快適な乗りごっこ。ひじ当てがウイングすることにより、移乗介助をスムーズにしてくれます。



- ① ワンフィットベルト1本で、お好みの座り心地を
- ② 胸椎・腰椎サポートベルトで、心地よく体幹を保持
- ③ クッションのセパレート調整でより快適に!

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

カルッタ (自走) CRT-SG-9-CZ

ミキ

重さ
14.2
kgスライド延長
ブレーキワンタッチ式
ステップワンタッチ
キャスタウェーブ型
ハンドリム
(自走)反射板付き
樹脂ホイール
(介助)ハイポリマー
タイヤ (黒)※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まずスムーズに移乗ができるウイング・スイングアウト車いす。
座面高とシート幅の両方を調整できる多機能モデルです。

非課税

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレキバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| CRT-SG-9-CZ(ネイビー) | 21-7918-0 | 00122-000698 |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高68・73×全長92cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 650 円 | (2割) 1,300 円 (3割) 1,950 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,500 円 |

イージーフィット (自走) MEF-22/MEF-20

ミキ

重さ
15.5
kg重さ
15.2
kg

MEF-22 / 標準




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| MEF-22 | 21-6774-0 | 00122-000582 |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅34×全高64・66・68×全長77cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 (3割) 2,100 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| MEF-20 | 21-6776-0 | 00122-000581 |
| 前輪:5インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅34×全高61.5・63.5・65.5×全長75cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 (3割) 2,100 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,000 円 |

ケアフィットウイング (自走)

ミキ

重さ
16
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| ケアフィットウイング | 21-6821-0 | 00122-000584 |
| 前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅29×全高62・64.5・67×全長94cm クッション厚さ:前方8cm 後方6cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,000 円 |

| | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| グリーン ケア | 非課税 | |
| 介助用 フレキバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

グレイスコア アジャスト (自走) GRC-51B

松永製作所

重さ
17.1
kg更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム
通気性抜群のオリジナルシート

非課税


| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレキバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |



座面の高さ調整



肘掛け高さ調整

自走式
バージョン※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| GRC-51B | 21-7434-0 | 00066-000409 |
| 前輪:5インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高93×全長95cm クッション厚さ:5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 650 円 | (2割) 1,300 円 (3割) 1,950 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,500 円 |

2way (ツーウェイ) アームサポート

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

ネクストコア (自走) NEXT-11B
NEXT-11B HB

松永製作所

非課税

ハイブリッドタイヤ
(HBのみ)重さ
11.8
kg重さ
12.4
kgNEXT-11B HB
(ブルー)

NEXT-11B NEXT-11B HB

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| NEXT-11B(ブルー) | 21-5953-0 | 00066-000315 |
| NEXT-11B HB (ブルー) | 21-7013-0 | 00066-000358 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅29×全高65.5×全長93.5cm

| | | | | | |
|---------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者負担額 | (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,200円 | 4,000円 |

ネクストコアⅡ・マルチ (自走) NEXT2-31BE

松永製作所

非課税

重さ
14.7
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| NEXT2-31BE(ブルー) | 21-7853-0 | 00066-000429 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅29×全高69.5×全長95cm クッション厚さ:5cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,500円 | 5,000円 |

ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B
NEXT-51B HB

松永製作所

非課税

ハイブリッドタイヤ
(HBのみ)重さ
14.6
kg重さ
15.2
kgNEXT-51B HB
(ブルー)

NEXT-51B NEXT-51B HB

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| NEXT-51B(ブルー) | 21-6039-0 | 00066-000320 |
| NEXT-51B HB (ブルー) | 21-7019-0 | 00066-000362 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,800円 | |

ネクストコア・ミニモ (自走) NEXT-50B
NEXT-50B HB

松永製作所

非課税

ハイブリッドタイヤ
(HBのみ)重さ
14.3
kg
NEXT-50B重さ
14.9
kg
NEXT-50B HB

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| NEXT-50B (ブルー) | 21-6148-0 | 00066-000328 |

| | | | | | |
|-------------|------|-------|------|---------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 600 円 | (2割) | 1,200 円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,800 円 | 6,000 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|-----------|--------------|
| NEXT-50B HB (ブルー) | 21-7029-0 | 00066-000364 |


前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅28×全高63.5×全長94cm クッション厚さ:前方3cm 後方2cm

| | | | | | |
|-------------|------|-------|------|---------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 600 円 | (2割) | 1,200 円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,800 円 | |
| | | | | | 6,000 円 |

シン・ウルトラ(自走) NA-SU1 座幅40
鉄紺(テツコン)

日進医療器

非課税

エアリー仕様
(ノーパンクタイヤ)重さ
13.6
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------------|-----------|--------------|
| NA-SU1 座幅40 鉄紺(テツコン) | 21-7777-0 | 00175-000424 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅30×全高65×全長98cm

| | | | | | |
|---------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者負担額 | (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,500円 | |
| | | | | | 5,000円 |

シン・ウルトラ(自走多機能) NA-SU2W 座幅40
鉄紺(テツコン)

日進医療器

非課税

エアリー仕様
(ノーパンクタイヤ)重さ
14.6
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------|-----------|--------------|
| NA-SU2W 座幅40 鉄紺(テツコン) | 21-7779-0 | 00175-000426 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅30×全高65×全長97cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,800円 | 6,000円 |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

カルッタ (自走) CRT-1-CZ

ミキ

非課税


重さ
11.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-1-CZ(ネイビー) | 21-7107-0 | 00122-000609 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高67×全長92cm クッション厚さ: 3cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | | 5,000 円 |

カルッタ (自走) CRT-3-CZ(ネイビー)

ミキ

非課税


重さ
12.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-3-CZ(ネイビー) | 21-7368-0 | 00122-000638 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高67×全長92cm クッション厚さ: 3cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | | 6,000 円 |

カルッタ (自走) CRT-1

ミキ

非課税


重さ
9.7
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------------|
| CRT-1(ネイビー) | 21-6717-0 | 00122-000560 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高70.5×全長93cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| 月額レンタル料金 | | 4,000 円 |

カルッタ (自走) 多機能タイプ CRT-3

ミキ

非課税


重さ
11
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-3(ネイビー) | 21-6719-0 | 00122-000564 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけた場合93) cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | | 5,000 円 |

カルティマ (自走) CRT-5

ミキ

非課税


ワンハンドブレーキ
(特許出願済)重さ
9.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| CRT-5(ネイビー) | 21-6721-0 | 00122-000568 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高70.5×全長93cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | | 5,000 円 |

カルティマ (自走) 多機能タイプ CRT-7

ミキ

非課税

左右いずれか駐車ブレーキをかける
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」重さ
11.2
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-7(ネイビー) | 21-6723-0 | 00122-000572 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけた場合93) cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | | 6,000 円 |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品



販売品

情報

ふわりす(KF)シリーズ(自走) (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

重さ
9.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| KF22-40SB(すみれパープル) | 21-6217-0 | 00160-000241 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長93cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,200円 | |

ふわりす+(KFP)シリーズ(自走) (ソフトタイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

重さ
10.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------|
| KFP22-40SB(すみれパープル) | 21-6513-0 | 00160-000249 |


前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長71.5cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 550円 | (2割) | 1,100円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,650円 | |
| | | | | | 5,500円 |


BAL-R1(自走)

ミキ

非課税



ノーパンクタイヤ

重さ
12.3
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| BAL-R1 | 21-7726-0 | 00122-000678 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32.5×全高69.5×全長92cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 900円 | |
| | | | | | 3,000円 |


BAL-R3(自走)

ミキ

非課税



ノーパンクタイヤ

重さ
13.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------|-----------|--------------|
| BAL-R3 | 21-7728-0 | 00122-000680 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅34×全高69.5×全長72.5cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,200円 | |


とまっティ(自走) MBY-41B

ミキ

非課税

立ち上がると車椅子後方移動を
制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」

うっかり、ヒヤリ!の防止に...

重さ
16.6
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| MBY-41B(エメラルド) | 21-6191-0 | 00122-000528 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ:4cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,500円 | |


とまっティ(自走) MBY-41RB

ミキ

非課税

立ち上がると車椅子後方移動を
制御する装置が働く「ノンバックブレーキ付」

うっかり、ヒヤリ!の防止に...

重さ
18.2
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------------|
| MBY-41RB(エメラルド) | 21-7048-0 | 00122-000559 |

前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅35×全高63×全長74cm クッション厚さ:4cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,800円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

カルッタ (介助) CRT-SG-10-CZ

ミキ

重さ
13.7
kgスライド延長
ブレーキワンタッチ式
ステップワンタッチ
キャスタウェーブ型
ハンドリム
(自走)反射板付き
樹脂ホイール
(介助)ハイポリマー
タイヤ (黒)※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まずスムーズに移乗ができるウイング・スイングアウト車いす。
座面高とシート幅の両方を調整できる多機能モデルです。

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| CRT-SG-10-CZ(ネイビー) | 21-7919-0 | 00122-000699 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅27×全高68・73×全長83cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 650 円 | (2割) 1,300 円 (3割) 1,950 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,500 円 |


イージーフィット (介助) MEF-16/MEF-14

ミキ

重さ
14.2
kg重さ
14
kg

MEF-16 / 標準

MEF-16 MEF-14




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| MEF-16 | 21-6775-0 | 00122-000580 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅29×全高64・66・68×全長72.5cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 (3割) 2,100 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,000 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| MEF-14 | 21-6777-0 | 00122-000579 |
| 前輪:5インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅29×全高61.5・63.5・65.5×全長72.5cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 (3割) 2,100 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,000 円 |

ケアフィットウイング (介助)

ミキ

重さ
14.8
kg※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| ケアフィットウイング | 21-6822-0 | 00122-000585 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅26×全高62・64.5・67×全長91.5cm クッション厚さ:前方8cm後方6cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,000 円 |

| | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| グリーン ケア | 非課税 | |
| 介助用 フレキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

グレイスコア アジャスト (介助) GRC-61B

松永製作所

重さ
15.8
kg更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム
通気性抜群のオリジナルシート

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |




座面の高さ調整



肘掛け高さ調整



2way (ツーウェイ) アームサポート

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| GRC-61B | 21-7435-0 | 00066-000408 |
| 前輪:5インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅31×全高93×全長95cm クッション厚さ:5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 650 円 | (2割) 1,300 円 (3割) 1,950 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,500 円 |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ネクストコア (介助) NEXT-21B
NEXT-21B HB

松永製作所


非課税



ハイブリッドタイヤ (HBのみ)

重さ
10.8
kg
NEXT-21B重さ
11.4
kg
NEXT-21B HB

NEXT-21B HB (ブルー)




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|-------------------------|
| NEXT-21B(ブルー) | 21-5954-0 | 00066-000316 |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| 月額レンタル料金 | 4,000 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| NEXT-21B HB (ブルー) | 21-7014-0 | 00066-000359 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高65.5×全長93.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| 月額レンタル料金 | 4,000 円 | |

ネクストコアⅡ・マルチ (介助) NEXT2-41BE

松永製作所

非課税

重さ
13.7
kg

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------------|
| NEXT2-41BE(ブルー) | 21-7854-0 | 00066-000430 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅29×全高69.5×全長95cm クッション厚さ:5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |

ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B
NEXT-61B HB

松永製作所

非課税




ハイブリッドタイヤ (HBのみ)

重さ
13.6
kg
NEXT-61B重さ
14.2
kg
NEXT-61B HB

NEXT-61B HB (ブルー)

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|---------------------------|
| NEXT-61B (ブルー) | 21-6040-0 | 00066-000321 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | 6,000 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| NEXT-61B HB (ブルー) | 21-7020-0 | 00066-000363 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | 6,000 円 | |


ネクストコア・ミニモ (介助) NEXT-60B
NEXT-60B HB

松永製作所

非課税

重さ
13.6
kg
NEXT-60B重さ
14.2
kg
NEXT-60B HB

ハイブリッドタイヤ (HBのみ)



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|---------------------------|
| NEXT-60B (ブルー) | 21-6149-0 | 00066-000329 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高63.5×全長94cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | 6,000 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| NEXT-60B HB (ブルー) | 21-7030-0 | 00066-000365 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高63.5×全長94cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | 6,000 円 | |


シン・ウルトラ(介助) NAH-SU1 座幅40
鉄紺 (テツコン)

日進医療器

非課税



エアリー仕様 (ノーパンクタイヤ)

重さ
12.6
kg

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------------|
| NAH-SU1 座幅40 鉄紺 (テツコン) | 21-7778-0 | 00175-000425 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅26×全高65×全長89cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |


シン・ウルトラ(介助多機能) NAH-SU2W 座幅40
鉄紺 (テツコン)

日進医療器

非課税



エアリー仕様 (ノーパンクタイヤ)

重さ
13.4
kg

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|---------------------------|
| NAH-SU2W 座幅40 鉄紺 (テツコン) | 21-7780-0 | 00175-000427 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅26×全高65×全長88cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金 | 6,000 円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報


カルッタ (介助) CRT-2-CZ

ミキ

非課税



| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず重さ
9.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-2-CZ(ネイビー) | 21-7108-0 | 00122-000610 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高67×全長84cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |


カルッタ (介助) CRT-4-CZ (ネイビー)

ミキ

非課税



| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず重さ
11.2
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-4-CZ(ネイビー) | 21-7369-0 | 00122-000639 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高67×全長82cm クッション厚さ:3cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |


カルッタ (介助) CRT-2

ミキ

非課税



| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

重さ
9.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| CRT-2(ネイビー) | 21-6718-0 | 00122-000562 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| 月額レンタル料金 | 4,000 円 | |


カルッタ (介助) 多機能タイプ CRT-4

ミキ

非課税



| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

重さ
10.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| CRT-4(ネイビー) | 21-6720-0 | 00122-000566 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ | | |
| 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64 (フット・レッグサポートをつけたままの場合88) cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |


カルティマ (介助) CRT-6

ミキ

非課税

左右いずれか駐車ブレーキをかけると
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

重さ
9.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| CRT-6(ネイビー) | 21-6722-0 | 00122-000570 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |


カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8

ミキ

非課税

左右いずれか駐車ブレーキをかけると
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

| | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックレス キャスター | クッション |

重さ
10.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| CRT-8(ネイビー) | 21-6724-0 | 00122-000574 |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ | | |
| 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64 (フット・レッグサポートをつけたままの場合88) cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) 1,000 円 (3割) 1,500 円 |
| 月額レンタル料金 | 5,000 円 | |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8

非課税

ミキ 左右いずれか駐車ブレーキをかけると
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」重さ
10.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-8(ネイビー) | 21-6724-0 | 00122-000574 |


前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88)cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,500円 | |

カルティマ (介助) CRT-6

非課税

ミキ 左右いずれか駐車ブレーキをかけると
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」重さ
9.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-6(ネイビー) | 21-6722-0 | 00122-000570 |


前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---|------|-------|---|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 500 | 円 | (2割) | 1,000 | 円 | 月額レンタル料金 |
| | | | | (3割) | 1,500 | | |
| | | | | | | | 5,000 |

カルッタ (介助) 多機能タイプ CRT-4

非課税

ミキ

重さ
10.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-4(ネイビー) | 21-6720-0 | 00122-000566 |

前輪:6インチ 後輪:14インチ


折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88)cm

| | | | | |
|------------------|-------|------|---------|---------------------|
| ご利用者 負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | 月額レンタル料金 5,000 円 |
| | | (3割) | 1,500 円 | |

カルッタ (介助) CRT-2

非課税

ミキ

重さ
9.1
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-2(ネイビー) | 21-6718-0 | 00122-000562 |


前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---|------|-------|---|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 400 | 円 | (2割) | 800 | 円 | 月額レンタル料金 |
| | | | | (3割) | 1,200 | | |
| | | | | | | | 4,000 |

ふわりす+ (KFP) シリーズ (介助) (ソフトタイヤ仕様)

非課税

カワムラサイクル

重さ
10.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------------|
| KFP16-40SB(すみれパープル) | 21-6515-0 | 00160-000248 |


前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長62.5cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 550円 | (2割) | 1,100円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,650円 | |

ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)

非課税

カワムラサイクル

重さ
8.9
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| KF16-40SB(すみれパープル) | 21-6218-0 | 00160-000240 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長84cm

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 400円 | (2割) | 800円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 1,200円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

スキット2 (介助) SKT-2

ミキ

在庫限定品

重さ
12.7
kg

軽くて、コンパクト！持ち運びに便利な車椅子


全幅48cm、狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー車椅子、多機能タイプ。持ち運びや車への積み込みも便利です。



コンパクトに収納できます。

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレイクバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| SKT-2 | 21-5279-0 | 00122-000320 |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅21×全高69.5×全長65cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 600 円 | (2割) 1,200 円 (3割) 1,800 円 |
| | | 月額レンタル料金 6,000 円 |

ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレイクバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |

重さ
8.9
kg


| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| KF16-40SB(すみれパープル) | 21-6218-0 | 00160-000240 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅28×全高66×全長84cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,000 円 |

ふわりす+ (KFP) シリーズ (介助) (ソフトタイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレイクバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |

重さ
10.6
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| KFP16-40SB(すみれパープル) | 21-6515-0 | 00160-000248 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅28×全高66×全長62.5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 550 円 | (2割) 1,100 円 (3割) 1,650 円 |
| | | 月額レンタル料金 5,500 円 |

BAL-R2(介助)


ミキ

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレイクバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |



ノーバンクタイヤ

重さ
10.8
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|--------------------------|
| BAL-R2 | 21-7727-0 | 00122-000679 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅26.5×全高69.5×全長82.5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 300 円 | (2割) 600 円 (3割) 900 円 |
| | | 月額レンタル料金 3,000 円 |

BAL-R4(介助)


ミキ

非課税

| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用 フレイクバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーバンク タイヤ | ショックス キャスター | クッション |



ノーバンクタイヤ

重さ
12.3
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|----------------------------|
| BAL-R4 | 21-7729-0 | 00122-000681 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅26.5×全高72×全長66.5cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 400 円 | (2割) 800 円 (3割) 1,200 円 |
| | | 月額レンタル料金 4,000 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品

モダンシリーズ(介助) KMD-R12

カワムラサイクル

重さ
28
kg

リクライニング操作で発生する“背ずれ”を抑制



リクライニング時の背ずれを抑制した新ティルト&リクライニング車いす。

非課税

スラリク機構



新ティルト&リクライニング機構

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても背中がズレにくく、安定した座位が保てます。




リクライニング時も身体が安定

リクライニング動作に伴い、ランバー角度も可変。



足すべ抑制のエレベーター式フット・レッグサポート

自然な足の軌道を描く新しいエレベーター機構。しっかりと適切な状態で脚を支えることで、長時間座っていても疲れにくくなります。

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず
※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--------------|------------------|
| KMD-R12(チャコールグレー) | 21-7929-0 | 00160-000347 |
| 前輪:6インチ 後輪:12インチ 折りたたみ:全幅35×全高83×全長90cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 950 円 | 月額レンタル料金 9,500 円 |
| | (2割) 1,900 円 | |
| | (3割) 2,850 円 | |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2 リフトアップ無

松永製作所

重さ
25.5
kgリラックス(休憩姿勢)と
自立支援(活動姿勢)2つの共存


リラックス(休憩姿勢)ポジション

リクライニング角度
90°~125°

自立支援(活動姿勢)ポジション

上部胸椎サポートパッドで
不安定な姿勢をサポート背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能。
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。

非課税

マイチルト・コンパクトⅡ専用
スイングアウト&エレベーターユニット

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|------------------|
| MH-CR2(ネイビー) | 21-7548-0 | 00066-000411 |
| 前輪:5インチ後輪:12インチ ティルト角度:0°~30° リクライニング角度:90°~125° | | |
| 折りたたみ:全幅32.5×全高79.5×全長98cm 耐荷重:100kg クッション厚さ:6.5cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 850 円 | 月額レンタル料金 8,500 円 |
| | (2割) 1,700 円 | |
| | (3割) 2,550 円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| MH-CR2用スイングアウト& エレベーターユニット | 29-2218-1 | 00066-000353 |
| ご利用者負担額 (1割) | - 円 | 月額レンタル料金 - 円 |
| | (2割) - 円 | |
| | (3割) - 円 | |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE F02
スイングアウト&エレベーター・リフトアップ付

松永製作所

重さ
29
kg

4つの“しっかり”でアプローチ

- ①小柄な女性もしっかり奥まで座れる
座シート奥行35cmのショートサイズ
- ②膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる
直下構造のフットサポート
- ③円背の方の背中と背シートのすき間をしっかり埋める
背上部フレーム前折れ「ポジティブ機構」
- ④小柄な方の頭部もしっかりささえる
低い位置から傾く人まで自在に設定




スネークヘッドサポート

既存のヘッドサポートよりも低いポジションから設定ができ、上下・前後・左右まで自在に設定可能です。



リフトアップ機構

リフトアップキャスタを下げることで車輪が浮き、真横への移動や旋回が可能。ベッドへの乗降時や、狭い廊下での通行に便利です。



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|------------------|
| MH-SRL-SE F02(ブルー) | 21-6858-0 | 00066-000352 |
| 前輪:5インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° | | |
| リクライニング角度:90°~110° 耐荷重:100kg クッション厚さ:前6.5cm、後4cm | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 950 円 | 月額レンタル料金 9,500 円 |
| | (2割) 1,900 円 | |
| | (3割) 2,850 円 | |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

TRC-3DX/TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング

ミキ



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れる
ティルト機能に加え背シートの角度調整
も可能なリクライニング機能付き


重さ
24.5
kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| TRC-3DX | 21-6765-0 | 00122-000583 |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ ティルト角度：0°～20° リクライニング角度：90°～110° 折りたたみ：全幅36×全高67.5×全長80.5cm 耐荷重：100kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 800 円 | (2割) 1,600 円 (3割) 2,400 円 |
| | | 月額レンタル料金 8,000 円 |

TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング

重さ
4.4
kg
※1台分

エレベータィング時の脚長差によるズレが
起こりにくく、レッグサポートの位置と角
度調整ができることで、最適なサポートが
得られます。フットサポートは前後・左右・
角度調整が可能。

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|----------------------|
| TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング | 29-8380-1 | 00122-000436 |
| 左右別々に脚部の角度を無段階 (12～71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (±45度) | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| | | 月額レンタル料金 - 円 |

ぴったりフィットくるーん KPFK-12

カワムラサイクル

重さ
21.5
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に
加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き


【ぴったりフィット機構】

<国内特許取得済> バックサ
ポートを“倒す・起こす”の動作
を繰り返しても、お尻がズレに
く、安定した座位が保てます。



【スキニーズベルト】

背中の張り調節部に伸縮する部
分を設けました。
この部分の「スキマ」の空き方
を見ながらベルトの張りなおし
をすることで、従来より簡単に
調節することができます。

※前座高・後座高・ひじ高は
クッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| KPFK-12 | 21-6524-0 | 00160-000250 |
| 前輪：6インチ 後輪：12インチ 折りたたみ：全幅35×全高77×全長72cm クッション厚さ：7cm | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 900 円 | (2割) 1,800 円 (3割) 2,700 円 |
| | | 月額レンタル料金 9,000 円 |


スキット7 (介助) SKT-7

ミキ

在庫限定品

重さ
19
kg

介助用
フレイムバー
スイング
アウト
ノーバンク
タイヤ
ひじ当て
ウイング
背張り
調節
ジョックス
キャスター
グリップ
高さ調節
クッション
ティルト




| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| SKT-7 | 21-5722-0 | 00122-000433 |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ ティルト角度：0°～約30° 折りたたみ：全幅32×全高70×全長72cm 耐荷重：100kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 700 円 | (2割) 1,400 円 (3割) 2,100 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,000 円 |

エスコートフルリクライニング FR-11R

松永製作所

重さ
29
kg

介助用
フレイムバー
スイング
アウト
ノーバンク
タイヤ
ひじ当て
ウイング
背張り
調節
ジョックス
キャスター
グリップ
高さ調節
クッション
リクライニング



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| FR-11R | 21-5932-0 | 00066-000250 |
| 前輪：6インチ 後輪：12インチ リクライニング角度：100°～170° 耐荷重：75kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 800 円 | (2割) 1,600 円 (3割) 2,400 円 |
| | | 月額レンタル料金 8,000 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード／車椅子 介護給付：171001 予防給付：671001／車椅子付属品 介護給付：171002 予防給付：671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

延長用レバー MS-131

ミキ

※取り付けに関しては付属品
適合表をご参照ください。

長 短

ブレーキレバーの長さを延長することができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (長) | 29-5303-1 | 00122-000426 |

ブレーキレバーを10cm延長

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (短) | 29-5304-1 | 00122-000425 |

ブレーキレバーを5cm延長

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 延長用レバー (長) | 29-5303-1 | 00122-000426 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| 月額レンタル料金 | | 500 円 |

テーブル (大) 横差し前後スライド式

ミキ

重さ
2.5
kg※取り付けに関しては付属品
適合表をご参照ください。

※使用イメージ

横差し金具・受け金具
前後にスライドが可能です。

車椅子に座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------|
| テーブル(大) 横差し前後スライド式 | 29-0370-1 | 00122-000216 |

サイズ：幅60×奥行45×厚さ1.5cm 重さ：2.5kg

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------------|-----------|--------------------------|
| テーブル(大) 横差し前後スライド式 | 29-0370-1 | 00122-000216 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 94 円 | (2割) 188 円 (3割) 282 円 |
| 月額レンタル料金 | | 940 円 |

TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング

ミキ

重さ
4.4
kg

※1台分



エレベータィング時の脚長さによるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|-----------|--------------|
| TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング | 29-8380-1 | 00122-000436 |

左右別々に脚部の角度を無段階 (12〜71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (±45度)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|-----------|----------------------|
| TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング | 29-8380-1 | 00122-000436 |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| 月額レンタル料金 | | - 円 |

ブレーキ延長棒

※取り付けに関しては付属品
適合表をご参照ください。

日進医療器

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| + 18cm | 29-0213-1 | 00175-Z00024 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| 月額レンタル料金 | | 500 円 |

松永製作所

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| + 5 cm | 29-5110-1 | 00066-000298 |
| + 10 cm | 29-5111-1 | 00066-000298 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| 月額レンタル料金 | | 500 円 |

カワムラサイクル

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| + 10 cm | 29-7584-1 | 00160-000170 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| 月額レンタル料金 | | 500 円 |

スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ

重さ
2.0
kg

車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------|-----------|--------------|
| MS-0009 | 29-6760-1 | 00122-000461 |

対応可能な座幅 (カタログ値)：最小30/最大44cm ※1 一部特殊フレーム除く

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| MS-0009 | 29-6760-1 | 00122-000461 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 150 円 | (2割) 300 円 (3割) 450 円 |
| 月額レンタル料金 | | 1,500 円 |

マルチエルゴエレベータィング

ミキ

重さ
4.12
kg

※1台分

マルチエルゴエレベータィング
フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。重さ
3.9
kg

※1台分

エルゴエレベータィングⅡ
ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------------|-----------|--------------|
| マルチエルゴエレベータィング | 29-6338-1 | 00122-000436 |

左右別々に脚部の角度を無段階 (12〜71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (±45度)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------|
| マルチエルゴエレベータィング | 29-6338-1 | 00122-000436 |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| 月額レンタル料金 | | - 円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|-----------|--------------|
| エルゴエレベータィングⅡ | 29-6014-1 | 00122-000383 |

左右別々に脚部の角度を無段階 (12〜71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (90度〜120度)

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|----------------------|
| エルゴエレベータィングⅡ | 29-6014-1 | 00122-000383 |
| ご利用者 負担額 (1割) | - 円 | (2割) - 円 (3割) - 円 |
| 月額レンタル料金 | | - 円 |



車椅子・車椅子付属品

電動車いすを安全にご利用いただくために

電動車いすは、道路交通法上、**歩行者の扱い**となります。
道路上では、歩行者としての交通ルールやマナーを守りましょう。


電動車いす安全運転のすすめ



©2011
電動車いす安全普及協会
All rights reserved


歩道の通行

●道路では歩道を通行してください。
歩道のない道路では、道路の右側を通行してください。




道路の横断

●横断歩道や信号のない道路では、見通しの良いところで左右の安全を確認の上横断してください。
斜め横断は非常に危険です。



安全の確保

●交通量の多い道路や道路状況のよくない場所、悪天候などの条件下では走行を避けるか、必ず介助者が同行し、安全を確保してください。



点検してください

●日常点検
●定期点検
●バッテリーの残量を確認してください。
●アクセルとブレーキの効き目を確認してください。

車体の大きさの基準

●道路交通法では、車体が次の寸法に収まるよう規定されています。
(全長:120cm 全幅:70cm 全高:120cm)
付属品取付時は、超過していないか今一度ご確認ください。

速度基準

●時速6Km以内の走行が規定されています。

WHILL Model CK2

WHILL



重さ
約52
kg
(バッテリー含む)

誰でも簡単に運転できる操作性と、行く場所を選ばない小回り性能、パワフルな走行性で安心して出かけられます。

非課税

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 介助用 ブレーキレバー | ひじ当て ウイング | ひじ当て 高さ調節 |
| スイング アウト | 背張り 調節 | グリップ 高さ調節 |
| ノーパンク タイヤ | ショック キャスター | クッション |



特別に開発された前輪と高出力のモーターで、最大5cmの段差乗り越えが可能。




左右のモーターを適切に制御することで、横に横断した道でもまっすぐ走ることができます。



電動カートでは入れない場所でも、小回り機能でぐくぐく移動。



でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。長時間走ってもストレスを感じません。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|-------------------|
| WHILL Model CK2 | 25-5992-0 | 01520-000028 |
| 前輪: 10.1 インチ 後輪: 10.4 インチ 連続走行距離: 約 18km 最高前進速度: 6km/h | | |
| 満充電までの最大所要時間: 5 時間 重さ (バッテリー含): 約 52kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 2,600 円 | (3割) 5,200 円 |
| | | 月額レンタル料金 26,000 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

マイピア BT40S

アテックス

在庫限定品

非課税

介助用
ブレーキレバー

ひじ当て
ウイング

ひじ当て
高さ調節

スイング
アウト

背張り
調節

グリップ
高さ調節


ノーパンク
タイヤ

ジョグレス
キャスター

クッション



重さ
107
kg
(バッテリー含む)



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| BT40S | 25-5910-0 | 00228-000014 |
| 前輪:3.00-4 後輪:3.50-5 | | |
| 連続走行距離:約29km 最高前進速度:6km/h | | |
| 満充電までの最大所要時間:12時間 重さ(バッテリー含):107kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2,000 円 | (2割) 4,000 円 (3割) 6,000 円 |
| | | 月額レンタル料金 20,000 円 |

マイピアオプション

アテックス

マイピア・マイメイト共通オプション



介護保険対象外購入品




| 商品名 | 商品番号 |
|--------------------|-----------|
| 車体カバー | 85-5910-1 |
| メーカー希望 小売価格(税込) | 8,800 円 |

※全て単品の価格です

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|--------------------------|
| フロントバスケット(S)セット | 29-5977-1 | 00228-000016 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| | | 月額レンタル料金 500 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| リヤバッグセット | 29-5978-1 | 00228-000015 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| | | 月額レンタル料金 500 円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| 杖立て(S)セット | 29-5979-1 | 00228-000017 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 50 円 | (2割) 100 円 (3割) 150 円 |
| | | 月額レンタル料金 500 円 |

アシストホイール®
こんな場面で!急勾配の
スロープで...力が
弱い方に...

- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車椅子と同様の簡単操作



アシストホイールライト

ナブテスコ


在庫限定品



重さ
18.4
kg
(バッテリー含む)

気軽に利用できる“電動アシスト車椅子”です

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車椅子と同様に操作するだけです。

非課税

介助用
ブレーキレバー

ひじ当て
ウイング

ひじ当て
高さ調節

スイング
アウト

背張り
調節


グリップ
高さ調節

ノーパンク
タイヤ

ジョグレス
キャスター

クッション

シート
ベルト



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| アシストホイールライト | 25-5945-0 | 00025-000023 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 連続走行距離:約7km 登坂角度:10° 耐荷重:75kg | | |
| 折りたたみ:全幅33.5×全高68×全長106cm 満充電までの最大所要時間:130分 | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 900 円 | (2割) 1,800 円 (3割) 2,700 円 |
| | | 月額レンタル料金 9,000 円 |

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具

アウルCARE

加地

※写真は付属カバーを外した状態です。

「座る」を変える体圧・流動分散。

EXGEL®

衝撃を吸収する弾力性

圧力を分散する柔軟性

ズレに寄り添う流動性

体位
変換器

フラットタイプ

アウルCARE 40F

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い
スタンダードタイプ


- 自力での座位保持が可能な方
- 足こぎされる方
- 低床の車椅子をお使いの方

アウルCARE 60F

適度な厚みで体圧分散性を持つ
多用途タイプ

- 自力での座位保持が可能な方
- 薄いクッションでは不安な方
- 厚いクッションは使いにくい方

アウルCARE 75F

坐骨部の深い沈み込み量を確保した
減圧重視タイプ

- 自力での座位保持が可能な方
- 坐骨部の骨突出が顕著な方
- 沈み込みで減圧が必要な方

手すり

歩行
補助杖

歩行器

コンタータイプ

アウルCARE 70C

アンカー形状により前ずれを防ぐ
姿勢保持タイプ

- 自力での座位保持がやや困難な方
- 前ずれしてしまう方
- 移乗の負担を和らげたい方

アウルCARE 80C

3D形状で最大限の薄さを実現した
汎用性の高い姿勢保持タイプ

- 自力での座位保持が困難な方
- 骨盤や大腿部の支持が必要な方
- 座位が安定せず長時間座れない方

アウルCARE 100C

起伏の強い3D形状で沈み込みのある
ハイスpek的な姿勢保持タイプ

- 自力での座位保持が困難な方
- 坐骨部の減圧が必要な方
- 下肢に麻痺や緊張などがある方

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革
カバー：ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| アウルCARE 40F | 29-2500-1 | 00540-000067 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ4（坐骨部4/大腿部3.5）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 220 円 | （2割） 440 円 （3割） 660 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,200 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウルCARE 60F | 29-2559-1 | 00540-000068 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ6（坐骨部6/大腿部5.5）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 220 円 | （2割） 440 円 （3割） 660 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,200 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウルCARE 75F | 29-2560-1 | 00540-000069 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ7.5（坐骨部7.5/大腿部7）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 250 円 | （2割） 500 円 （3割） 750 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,500 円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| アウルCARE 70C | 29-2561-1 | 00540-000070 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ7（坐骨部4.6/大腿部6.5）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 250 円 | （2割） 500 円 （3割） 750 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,500 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウルCARE 80C | 29-2562-1 | 00540-000071 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ8（坐骨部3.5/大腿部5）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 280 円 | （2割） 560 円 （3割） 840 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,800 円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| アウルCARE 100C | 29-2563-1 | 00540-000072 |
| サイズ：幅40×奥行40×厚さ10（坐骨部5.5/大腿部7）cm | | |
| ご利用者 負担額（1割） | 280 円 | （2割） 560 円 （3割） 840 円 |
| 月額レンタル料金 | 2,800 円 | |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

タカノクッションMOLA

タカノ

大腿部
コンタータイプ 7.5
フラットタイプ 6坐骨部
コンタータイプ 5
フラットタイプ 5.5

※写真はフラットタイプ


防水で拭拭でお手入れできる
インナーカバーもっちり
ラテックス姿勢がしっかり安定する
モールドウレタンムレにくい
アウトターカバー高さ
7.5
cm重さ
約1.1
kg高さ
6
cm重さ
約0.98
kg

※坐骨部5cm

※坐骨部5.5cm

コンタータイプ


フラットタイプ

滑らかな骨盤保持形状で高いサポート力(座位保持)と体圧分散を
長時間保持する座り心地の良いクッション

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------|
| コンター40幅 | 29-2564-1 | 00297-000120 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 (3割) 600円 |
| 月額レンタル料金 | 2,000円 | |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| フラット40幅 | 29-2565-1 | 00297-000121 |
| 材質/本体: ウレタンフォーム、ラテックスフォーム インナーカバー: ポリウレタン、ポリエステル アウトターカバー: (表)ポリエステル (裏)滑り止め加工付きPVC | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 (3割) 600円 |
| 月額レンタル料金 | 2,000円 | |

ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL

グローバル産業


高さ
5.0
cm重さ
0.85
kg

優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| ブレイラハイブリッド・ケアシート | 29-6226-1 | 01149-000014 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 (3割) 450円 |
| 月額レンタル料金 | 1,500円 | |

シー波斯


モルテン

高さ
5~7
cm重さ
1.3
kgからだのずり落ちを 방지、お尻への圧迫を軽減します。
通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|-----------|------------------------|
| シー波斯 | 29-0350-1 | 00054-000030 |
| ご利用者 負担額 (1割) | 150円 | (2割) 300円 (3割) 450円 |
| 月額レンタル料金 | 1,500円 | |



アルファプラフクッション 撥水・防水カバータイプ

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた
高機能車椅子用クッションです。

構 造

手入れ簡単なカバー

インナーカバーで中のウレタン
フォームを保護しています。撥水カバー(撥水・防水カバー
タイプのみ)専用カバーは撥水
性が高く、失禁などによる汚
染を防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------|
| 撥水・防水カバータイプ | 29-8599-1 | 00563-000124 |
| 材質/本体: ポリウレタンフォーム カバー: 天面・側面/(表)ポリエステル (裏)ポリウレタン 底面/(表)ポリ塩化ビニル (裏)テトロン、レーヨン | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 200円 | (2割) 400円 (3割) 600円 |
| 月額レンタル料金 | 2,000円 | |




車椅子・車椅子付属品

床ずれ
防止用具


デュオジェルクッション

ケープ

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。




U字構造



左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節に集中する圧力を解放します。左右の体圧分布の偏りがなく、バランスよく身体を支え、優れた体圧分散効果が得られます。

専用カバー



伸縮性に優れた素材を使用し、張力を回避。内部のジェルやウレタンフォーム本来の効果を発揮させます。透湿性もあるので、ムレなどによる湿潤も予防します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------|-----------|--------------|
| デュオジェルクッション | 29-5922-1 | 00206-000048 |

材質／本体：シリコンジェル＋ウレタンフォーム

カバー：上面 ポリエステル100%（防水・伸縮）下面 ターボリン布（すべり止め加工・防水・防災）

| | | | | | |
|-------------|------|-------|------|-------|----------|
| ご利用者 負担額 | (1割) | 150 円 | (2割) | 300 円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 450 円 | 1,500 円 |

体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

リフレックス(40×40)

ユーキ・トレーディング



空気自動バルブ

座っただけで空気が抜けて適圧になるとバルブが閉じる。

エアタイプのクッションなのに、面倒なバルブ調節の必要なし。ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、座位の安定を提供します。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------|-----------|--------------|
| リフレックス(40×40) | 29-6534-1 | 00468-000034 |

材質／本体：ウレタンフォーム、ポリエステル カバー：ナイロン

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|----------|
| ご利用者負担額 | (1割) | 100円 | (2割) | 200円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 300円 | 1,000円 |

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

アウルサポート バッククッション/シートクッション

加地

エクスジェルが圧迫軽減。座位バランスをサポートする背&座クッションです。

重さ
1.4
kg重さ
1.2
kg

バッククッション



体幹から体側部にかけて、エクスジェルがやさしく包み込み、しっかりホールド。



腰パッド、背パッドの位置を調整することで様々な体格や座位に対応。

シートクッション



骨盤後傾による尾骨部から仙骨部にかけたの接触・圧迫を逃がす構造。



最も圧力のかかる坐骨部をエクスジェルが効果的に減圧。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| バッククッション | 29-6192-1 | 00540-000015 |

材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、ナイロン100%、発泡ポリエチレン

カバー：ポリエステル100%、ウレタンフォーム

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|----------|
| ご利用者負担額 | (1割) | 150円 | (2割) | 300円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 450円 | 1,500円 |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|----------|-----------|--------------|
| シートクッション | 29-6193-1 | 00540-000016 |

材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム、クロロプレンゴム、ナイロン100%

カバー：ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|----------|
| ご利用者負担額 | (1割) | 150円 | (2割) | 300円 | 月額レンタル料金 |
| | | | (3割) | 450円 | 1,500円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

サイドサポートクッションSブラック SS-2

ウェルパートナーズ


重さ
1.2
kg

車椅子で横倒れしてしまう方におすすめ、クッションが横倒れを防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------------------------|--------------------|
| SS-2 | 29-9059-1 | 01009-000031 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 240円 (3割) 360円 | 月額レンタル料金 1,200円 |

サイドサポートクッションSブラック SS-1

ウェルパートナーズ


重さ
1
kg

車椅子で横倒れしてしまう方におすすめ、クッションが横倒れを防ぎます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------------------------|--------------------|
| SS-1 | 29-8833-1 | 01009-000030 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 240円 (3割) 360円 | 月額レンタル料金 1,200円 |

バッククッション (ハイ・ロー) BAC-01/02-BK

加地「座る」を変える体圧“流動”分散。

重さ
約0.5
kg
ロー
重さ
約1.1
kg
ハイ

ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------|------------------------|--------------------|
| ロータイプ | 29-7141-1 | 00540-000034 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 220円 (3割) 330円 | 月額レンタル料金 1,100円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| ハイタイプ | 29-7142-1 | 00540-000035 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 300円 (3割) 450円 | 月額レンタル料金 1,500円 |

材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、カバー: ポリエステル100%

FC-フィット(背・腰)

アイ・ソネックス

厚さ
1
cm
重さ
0.53
kg
FC-フィット(背)
ロングパット2ヶ付
厚さ
0.5
cm
重さ
0.45
kg
FC-フィット(腰)FC-フィット(背)
使用例

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付 | 29-6158-1 | 00149-000023 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 200円 (3割) 300円 | 月額レンタル料金 1,000円 |
| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
| FC-フィット(腰) | 29-6168-1 | 00149-000022 |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 100円 (3割) 150円 | 月額レンタル料金 500円 |

ベッド・
ベッド
付属品



車椅子・車椅子付属品

車椅子付属品適合表

| タイプ | 商品 コード | 商品 名 称 | 付 属 品 適 合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|
| | | | 29-5303-1 | 29-5304-1 | 29-0213-1 | 29-5110-1 | 29-5111-1 | 29-7584-1 | 29-5999-1 | 29-8333-1 | 29-8337-1 | 29-0150-1 | 29-8545-1 | 29-6000-1 | 29-6001-1 | 29-5918-1 | 29-8392-1 | 29-6057-1 | 29-8338-1 | 29-8339-1 | 29-6338-1 | 29-8380-1 | 29-6014-1 | 29-7951-1 | 29-5959-1 | 29-0370-1 | 29-6760-1 | 29-7916-1 | 29-9671-1 | |
| | | | 延長用 レバー MS-131 (黄) | 延長用 レバー MS-131 (黄) | ブレーキ 延長棒 +18cm | ブレーキ 延長棒 +5cm | ブレーキ 延長棒 +10cm | ブレーキ 延長棒 +10cm | 杖入れ MS-132 | 杖置き KY40276 | 杖入れ (大) X-WC92- 010 | 杖入れ (小) PO-09C | CRT用 杖入れ MS- 0022 | 杖置き 入れ (2本用) MS-133 | 四点杖 入れ MS-139 | ボンベ架 MS-134 | CRT用 ボンベ架 MS- 0027 | 延長 ティッピ ングバー MS-138 | NEXT専用 膝の保護 X-WC91- 001 | NEXT専用 転倒防止 キャスター 付 | TR用 マルチ エルゴ エレベ- ー ティン グ 1台分 | TRC30用 マルチ エルゴ エレベ- ー ティン グ | エルゴ エレベ- ー ティン グ Ⅱ | TR用 マルチ エルゴ エレベ- ー ティン グ (片側) | ワン タッチ シート MS-111 | テーブル MS-151 | スマート ヘッド サポート MS- 0009 | ヘッド レスト MS-172 | エレベ- ー ティン グ PTH-EL-1 | |
| | | | ミキ | ミキ | 日清 医療器 | 松永 製作所 | 松永 製作所 | カフムラ サイクル | ミキ | カフムラ サイクル | 松永 製作所 | 松永 製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | 松永 製作所 | 松永 製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ |
| 自 走 | 21-6821-0 | ケアフィットウイング (自走) | | | | | | ○ | | | | | | | ○ ※ 1,2 | | ○ | | | | ○ ※ 8 | | | | | | ○ | | | |
| | 21-6183-0 | ケアフィットプラス (自走) | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ ※ 1,3 | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| | 21-5953-0 | ネクストコア (自走) NEXT-11B HB/11B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 21-6041-0 | ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B HB/31B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ ※ 4 | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 21-6039-0 | ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B HB/51B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ ※ 4 | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 21-7853-0 | ネクストコアⅡ・マルチ (自走) NEXT2-31BE (ブルー) | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 21-7434-0 | グレイスコアアジャスト (自走) GRC-51B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 21-6774-0 | イージーフィット (自走) MEF-22 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| | 21-6776-0 | イージーフィット (自走) MEF-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | |
| | 21-6217-0 | ふわりす (KF) シリーズ (自走) (エア軽量タイヤ仕様) | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6513-0 | ふわりす+ (自走) (ソフトタイヤ仕様) | | | | | ○ ※ 7 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-5755-0 | BAL-1 (自走) | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| | 21-5863-0 | BAL-3 (自走) | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ ※ 1,2 | | ○ | | | ○ ※ 6 | | ○ ※ 6 | | | ○ | ○ | | | | |
| | 21-7726-0 | BAL-R1 (自走) | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ ※ 1 | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 21-7728-0 | BAL-R3 (自走) | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ ※ 1,2 | | ○ | | | ○ ※ 10 | | | ○ ※ 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 21-6717-0 | カルッタ (自走) CRT-1 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-7918-0 | カルッタ (自走) CRT-SG-9-CZ | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ ※ 9 | | | ○ ※ 9 | ○ | | | ○ | | | |
| 21-6721-0 | カルティマ (自走) CRT-5 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-6723-0 | カルティマ (自走) CRT-7 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ ※ 9 | | | | | | | | | | | |
| 21-6191-0 | とまっティ (自走) MBY-41B | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 21-7048-0 | とまっティ (自走) MBY-41RB | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ ※ 1,2 | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 21-5637-0 | スキット4 (自走) SKT-4 | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ ※ 1,2 | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 6 輪 車 | 21-5678-0 | スキット (自走) SKT-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |

- ※ 1 … 取付けには「延長ティッピングバー MS 138」の併用が必要となります。
※ 2 … 取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。
※ 3 … 取付け時にボンベ架付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。
※ 4 … 後方への転倒のおそれがある場合は転倒防止の取り付けをおすすめします。
※ 5 … 延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色 (黄) となりますが、取付けは可能です。
※ 6 … 2019 年 1 月以降の車体は、マルチエルゴエレベーターティンギが適合となります。
※ 7 … 脚部 SW 時に当たります。
※ 8 … 座高が一番高い設定のみで取付けが可能です。
※ 9 … ステップと床との隙間が 5cm 以上になるように調整してください。
※ 10 … 2024 年 2 月以前の車体には適合しません。

情報

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・
ベッド
付属品

車椅子付属品適合表

| タイプ | 商品コード | 商品名称 | 付 属 品 適 合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----|
| | | | 29-5303-1 | 29-5304-1 | 29-0213-1 | 29-5110-1 | 29-5111-1 | 29-7584-1 | 29-5999-1 | 29-8333-1 | 29-8337-1 | 29-0150-1 | 29-8545-1 | 29-6000-1 | 29-6001-1 | 29-5918-1 | 29-8392-1 | 29-6057-1 | 29-8338-1 | 29-8339-1 | 29-6338-1 | 29-8380-1 | 29-6014-1 | 29-7951-1 | 29-5959-1 | 29-0370-1 | 29-6760-1 | 29-7916-1 | 29-9671-1 | |
| | | | 延長用 レバー MS-131 (長) | 延長用 レバー MS-131 (短) | ブレーキ 延長棒 +18cm | ブレーキ 延長棒 +5cm | ブレーキ 延長棒 +10cm | ブレーキ 延長棒 +10cm | 杖入れ MS-132 | 杖置き KY40276 | 杖入れ (大) X-WC92- 010 | 杖入れ (小) PO-09C | CRT用 杖入れ MS- 0022 | 杖入れ (2本用) MS-133 | 四角杖 入れ MS-139 | ボンベ架 MS-134 | CRT用 ボンベ架 MS- 0027 | 延長 ティッピ ンバー MS-138 | NEXT専用 膝関節保 護防止付 X-WC91- 001 | NEXT専用 膝関節保 護防止付 | TR用 マルチ エルゴ エレベ ーティン グ1台分 | TRC3DX用 マルチ エルゴ エレベ ーティン グⅡ | エルゴ エレベ ーティン グⅢ (片側) | TR用 マルチ エルゴ エレベ ーティン グ(片側) | ワン タッチ シート ベルト MS-111 | テーブル MS-151 | スマート ヘッド サポート MS- 0009 | ヘッド レスト MS-172 | エレベ ーティン グPTH-EL-1 | |
| | | | ミキ | ミキ | 日産 医療器 | 松永 製作所 | 松永 製作所 | カフムラ サイクル | ミキ | カフムラ サイクル | 松永 製作所 | 松永 製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | 松永 製作所 | 松永 製作所 | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ | ミキ |
| 介護 | 21-6822-0 | ケアフィットウイング (介護) | | | | | | ○ | | | | | ○ | | ※ 1,2 | | ○ | | | | ○※ 8 | | | | | | ○ | | | |
| | 21-6385-0 | ケアフィットプラス (介護) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | ※ 1,3 | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| | 21-5954-0 | ネクストコア (介護) NEXT-21B HB/21B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 21-6042-0 | ネクストコア・マルチ (介護) NEXT-41B HB/41B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | | | | | |
| | 21-6040-0 | ネクストコア・アジャスト (介護) NEXT-61B HB/61B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ ※4 | ○ | | | | | | | | | | |
| | 21-7854-0 | ネクストコアⅡ・マルチ (介護) NEXT2-41BE (ブルー) | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 21-7435-0 | グレイスコア・アジャスト (介護) GRC-61B | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 21-6775-0 | イージーフィット (介護) MEF-16 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| | 21-6777-0 | イージーフィット (介護) MEF-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| | 21-6218-0 | ふわりす (KF) シリーズ (介護) (エア軽量タイヤ仕様) | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6515-0 | ふわりす+ (介護) (ソフトタイヤ仕様) | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-5756-0 | BAL-2 (介護) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| | 21-5864-0 | BAL-4 (介護) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | ○ ※1,2 | | ○ | | | ○ ※6 | | ○ ※6 | | | | ○ | ○ | | |
| | 21-7727-0 | BAL-R2 (介護) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ ※1 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 21-7729-0 | BAL-R4 (介護) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ ※1,2 | | ○ | | | ○ ※10 | | | ○ ※10 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 21-6718-0 | カルッタ (介護) CRT-2 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-7919-0 | カルッタ (介護) CRT-SG-10-CZ | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ ※9 | | | ○ ※9 | ○ | | ○ | | | |
| | 21-6722-0 | カルティマ (介護) CRT-6 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6724-0 | カルティマ (介護) CRT-8 (ハイポリマータイヤ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ ※9 | | | | | | | | | |
| 21-5296-0 | スキット1 (介護) SKT-1 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 21-5279-0 | スキット2 (介護) SKT-2 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | |
| テイル・リクライニング | 21-6858-0 | マイチルト・ミニ 3D スイングアウトエレベーター・ リフトアップ付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6765-0 | TRC-3DX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | 21-5724-0 | オアシスポジティブ (介護) OS-12TRSP (スイングアウト&エレベーター付) | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6524-0 | びったり フィットくるーん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21-6007-0 | ネッティ em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-7342-0 | ラクレスト 介護ブレーキ付 (PR-2000B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 電動シートの | 25-5945-0 | アシストホイールライト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報



スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。



スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

| 段差の高さ スロープの長さ | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 60cm | 70cm |
|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65cm | | | | | | | | | | | | |
| 70cm | | | | | | | | | | | | |
| 85cm | | | | | | | | | | | | |
| 87.5cm | | | | | | | | | | | | |
| 100cm | | | | | | | | | | | | |
| 120cm | | | | | | | | | | | | |
| 125cm | | | | | | | | | | | | |
| 135cm | | | | | | | | | | | | |
| 150cm | | | | | | | | | | | | |
| 165cm | | | | | | | | | | | | |
| 175cm | | | | | | | | | | | | |
| 200cm | | | | | | | | | | | | |
| 205cm | | | | | | | | | | | | |
| 240cm | | | | | | | | | | | | |
| 245cm | | | | | | | | | | | | |
| 255cm | | | | | | | | | | | | |
| 285cm | | | | | | | | | | | | |

押してくれる人が
限界の角度



傾斜角度 10～15°未満


自分で進む

誰かが押してくれる

でも5°は
きつい～!

傾斜角度 5°未満

傾斜角度 10°未満




税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・
ベッド
付属品**ケアスロープ**

ケアメディックス

材質:FRP+アルミ

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| 商品名 | A(cm) | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|---------|-------|--------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| CS-65 | 65 | 約3 | 28-0979-1 | 00093-000015 | 418 円 | 836円 | 1,254円 | 4,180円 |
| CS-100 | 100 | 約5 | 28-0980-1 | 00093-000016 | 484 円 | 968円 | 1,452円 | 4,840円 |
| CS-120 | 120 | 約6 | 28-0981-1 | 00093-000017 | 524 円 | 1,048円 | 1,572円 | 5,240円 |
| CS-150 | 150 | 約8 | 28-0982-1 | 00093-000018 | 628 円 | 1,256円 | 1,884円 | 6,280円 |
| CS-175 | 175 | 約9 | 28-0983-1 | 00093-000019 | 628 円 | 1,256円 | 1,884円 | 6,280円 |
| CS-200 | 200 | 約10 | 28-0984-1 | 00093-000020 | 734 円 | 1,468円 | 2,202円 | 7,340円 |
| CS-240C | 240 | 約12 | 28-1015-1 | 00093-000021 | 890 円 | 1,780円 | 2,670円 | 8,900円 |
| CS-285C | 285 | 約15 | 28-1092-1 | 00093-000038 | 1,080 円 | 2,160円 | 3,240円 | 10,800円 |

STEP 1

- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度 8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上


ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




- ・ 下部部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。

- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4

- ・ 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。



ケアスロープJ

ケアメディックス

※全長、重さはジョイント台含む

※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm

※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い最長約6mの長尺スロープになります。
- ジョイント台を使ってスロープをつなぎ合わせるタイプなので、軽ワゴンでも運搬可能です。
- アルミ製脱輪防止エッジ(高さ2.5cm[CS-285Cのみ3.5cm])の採用により、衝撃に強く、丈夫で安心です。



下端側ケアスロープ

+

ケアスロープJ用ジョイント台



+

上端側ケアスロープ

=

ケアスロープJ

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

適応段差目安表

| 上端側スロープ 適応段差(スロープ傾斜角度) ※太字は最大適応段差 | | CS-150 | CS-175 | CS-200 | CS-240C | CS-285C |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 38cm(8°) | 41cm(8°) | 44cm(8°) | 50cm(8°) | 56cm(8°) |
| 下端側スロープ ジョイント台高さ(スロープ傾斜角度) | | 53cm(12°) | 58cm(12°) | 63cm(12°) | 71cm(12°) | 81cm(12°) |
| | | CS-150 | CSJ-300 | CSJ-325 | CSJ-350 | CSJ-435 |
| | | CS-175 | CSJ-325 | CSJ-350W | CSJ-375 | CSJ-460 |
| | | CS-200 | CSJ-350 | CSJ-375 | CSJ-400 | CSJ-485 |
| | | CS-240C | CSJ-390 | CSJ-415 | CSJ-440 | CSJ-525 |
| | | CS-285C | CSJ-435 | CSJ-460 | CSJ-485 | CSJ-570 |

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

| 商品名 | スロープ全長 | 重さ(kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|----------|--------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| CSJ-300 | 313 | 約28 | 28-1064-1 | 00093-000022 | 1,540円 | 3,080円 | 4,620円 | 15,400円 |
| CSJ-325 | 338 | 約29 | 28-1065-1 | 00093-000023 | 1,594円 | 3,188円 | 4,782円 | 15,940円 |
| CSJ-350W | 363 | 約30 | 28-1100-1 | 00093-000044 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-350 | 363 | 約30 | 28-1066-1 | 00093-000024 | 1,644円 | 3,288円 | 4,932円 | 16,440円 |
| CSJ-375 | 388 | 約31 | 28-1101-1 | 00093-000045 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-390 | 403 | 約32 | 28-1067-1 | 00093-000025 | 1,802円 | 3,604円 | 5,406円 | 18,020円 |
| CSJ-400 | 413 | 約32 | 28-1103-1 | 00093-000048 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-415 | 428 | 約33 | 28-1102-1 | 00093-000046 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-435 | 448 | 約35 | 28-1137-1 | 00093-000043 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-440 | 453 | 約34 | 28-1104-1 | 00093-000049 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-460 | 473 | 約36 | 28-1138-1 | 00093-000047 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-480 | 493 | 約36 | 28-1105-1 | 00093-000051 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-485 | 498 | 約37 | 28-1139-1 | 00093-000050 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-525 | 538 | 約39 | 28-1140-1 | 00093-000052 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| CSJ-570 | 583 | 約42 | 28-1141-1 | 00093-000053 | -円 | -円 | -円 | -円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・
ベッド
付属品

エコ段差スロープN

マツ六

レ販
対象置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!

76

| 商品名 | 高さ (cm) | 奥行き (cm) | 重さ (kg) | 商品番号 | 商品コード | ご利用者負担額(1割) | ご利用者負担額(2割) | ご利用者負担額(3割) | 月額レンタル料金 |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 10N | 1 | 4 | 0.2 | 28-1030-1 | 01265-000120 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 14N | 1.4 | 6 | 0.3 | 28-1016-1 | 01265-000095 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 20N | 2 | 8 | 0.6 | 28-1017-1 | 01265-000096 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 25N | 2.5 | 10 | 1 | 28-1018-1 | 01265-000097 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 30N | 3 | 12 | 1.3 | 28-1019-1 | 01265-000098 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 35N | 3.5 | 14 | 1.9 | 28-1026-1 | 01265-000116 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 40N | 4 | 16 | 2.3 | 28-1027-1 | 01265-000117 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 45N | 4.5 | 18 | 2.9 | 28-1028-1 | 01265-000118 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 50N | 5 | 20 | 3.6 | 28-1029-1 | 01265-000119 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 55N | 5.5 | 22 | 4.7 | 28-1031-1 | 01265-000121 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |
| 60N | 6 | 24 | 5.7 | 28-1032-1 | 01265-000122 | 50 円 | 100 円 | 150 円 | 500 円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報


安心のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工


車椅子や歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。

安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様

勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

車椅子での段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報



移動用リフト・つり具

移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

<設置場所>

屋外

屋内

浴室

移動用リフトの種類と特長

自立



全介助


屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。

車椅子に乗ったまでの移動に



UD-320
※写真はUD-320CS



テクノリフター
※写真は045SS

居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

床や椅子からの立ち座りに



エコライト

ベッドからの離床や室内での移動に



Hug L1-01



マイティライトⅢ



つるべBセット

浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

浴槽への出入りに



バスリフト

浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべF2Rセット

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。


※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

車椅子用電動昇降機 UD-320CS

屋外

いうら

ロールカーテンや停電時の非常降下スイッチ、いたずら防止のキースイッチなど安全面には細心の注意を払っています。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。


- ①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
- ②出入り口の開口寸法：72cm 以上
- ③壁から出入り口までの寸法：16cm 以上
- ④敷地幅の寸法：149.5cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。



直進進入



| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|------------------------|------------------------|--|
| UD-320CS | 22-5867-1 | 00084-000093 |
| 全長（スロープを下げたとき）：145.5cm | | 全幅：93cm |
| 全高：111.5～172cm | テーブル内寸：幅68×長さ114cm | |
| 昇降範囲：5.5～65cm | スロープ：幅68.5×長さ27.5cm | |
| ブリッジ：幅68.5cm×長さ27.5cm | 昇降時間：50Hz＝52秒／60Hz＝43秒 | |
| 重さ：75kg | 耐荷重：150kg | スロープ角度：10度 |
| | | 使用電源：AC100V |
| ご利用者 負担額（1割） | 2,094円 | 月間レンタル料金 (2割) 4,188円 (3割) 6,282円 |
| | | 20,940円 |


車椅子用電動昇降機 UD-320CL

屋外

いうら



建物の構造に合わせて、L字乗り込みができます。
平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。

- ①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
- ②出入り口の開口寸法：72cm 以上
- ③壁から出入り口までの寸法：16cm 以上
- ④敷地幅の寸法：130cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。
土の上には直接設置しないでください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|---|
| UD-320CL | 22-5864-1 | 00084-000094 |
| テーブル内寸:幅73.5×長さ114cm 昇降範囲:5.5~65cm スロープ:幅99×長さ35cm | | |
| ブリッジ:幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒 | | |
| 重さ:79kg | 耐荷重:150kg | スロープ角度:6度 使用電源:AC100V |
| ご利用者 負担額 (1割) | 2,094 円 | (2割) 4,188 円 (3割) 6,282 円 月額レンタル料金 20,940 円 |

床ずれ
防止用具

体位
变换器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

步行
補助杖

步行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

移動用リフト・つり具

床ずれ
防止用具

移動用リフト リーチ

モルテン

体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報



電源不要でフットポンプについているペダルを踏むとテーブルが昇降します。



スロープが置けないスペースにも設置できるコンパクトサイズです。



使用条件：段差移動

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|------------------|
| ショートタイプ | 22-5931-1 | 00054-000170 |
| サイズ：全幅 100・107・114×奥行 110cm テーブルサイズ：全幅 76・83・90×奥行 110×高さ 8～40cm | | |
| 重さ：62kg 最大上昇荷重：100kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 942 円 | 月額レンタル料金 9,420 円 |
| | (2割) 1,884 円 | |
| | (3割) 2,826 円 | |

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--------------|------------------|
| ロングタイプ | 22-5932-1 | 00054-000171 |
| サイズ：全幅 100・107・114×奥行 125cm テーブルサイズ：全幅 76・83・90×奥行 125×高さ 8～40cm | | |
| 重さ：65kg 最大上昇荷重：100kg | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 942 円 | 月額レンタル料金 9,420 円 |
| | (2割) 1,884 円 | |
| | (3割) 2,826 円 | |

段差解消機 アルコー6000型

星光医療器製作所

在庫限定品



使用条件：段差移動



座席回転時の挟み込みや衝突など、外部から荷物が掛かると回転が止まります。また、下降時も足など挟み込むと停止し、自動的に上昇する安全構造です。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--------------|-------------------|
| アルコー6000型 | 22-5928-1 | 00125-000056 |
| サイズ：幅 56×奥行 66.6×高さ 80～122cm 座面高さ：44～86cm | | |
| 重さ：33kg 耐荷重：100kg 電源：AC100V | | |
| ご利用者負担額 (1割) | 1,224 円 | 月額レンタル料金 12,240 円 |
| | (2割) 2,448 円 | |
| | (3割) 3,672 円 | |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付:171012 予防給付:671012


ベッド・
ベッド
付属品**移乗サポートロボット Hug L1-01**

FUJI

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。

Hug
移乗サポートロボット ハグ

屋内 非課税

**準備・操作が簡単**使いたいときに
サッと準備
どなたでも簡単操作**コンパクト**軽量化実現!
狭い場所でも使える
スリムなボディ
移動もらくらく**安心・安全**Hugが体を
しっかりとサポート
100kgの方まで
軽々移乗**①Hugに寄りかかる**Hug を近付け身体
を寄せます。スリ
ングシートなどは不要
なため、準備に時間
がかかりません。**②上体を起こす**簡単リモコン操作で
Hugがやさしく、抱
えあげます。
100kgの方でも安心
して利用できます。**③便座に座る**お手洗いや車椅子
へゆっくりと安全に
座ることができます。
脱衣介助も簡
単に行えます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|--|----------------------------|
| Hug L1-01 | 22-6065-0 | 01666-000002 |
| サイズ:全長88×全幅55×全高85~120cm 重さ:30kg 最大使用者体重100kg | | |
| バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電圧:DC24V 充電時間:8時間 最大使用回数:100回(使用環境による) | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 4,188円 (3割) 6,282円 | 月額レンタル料金 20,940円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニ ライフ&オート

コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター
(前輪Wキャスター)で、小回りに優れ
ています。前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。
手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|--|----------------------------|
| マイティライトⅢ | 22-5888-0 | 00139-000027 |
| 前脚高さ:6.1cm 重さ:34.5kg バッテリー:電源AC100Vで充電 | | |
| 前輪:3.5cm (Wキャスター式) 後輪:7.5cm (ブレーキ付) 耐荷重:160Kg | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | (2割) 3,000円 (3割) 4,500円 | 月額レンタル料金 15,000円 |

使用できるベッド: **ケア優** **ミオレットフォーユー** **楽匠Z** **楽匠S** **ラフィオ**

※1 要ハイトスペーサー
※2 超低床仕様不可

ベッド・
ベッド
付属品

移動用リフト・つり具

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報

つるべー Bセット (寝室用)

屋内 非課税

モリトー

在庫限定品



使用できる ベッド

※1 ケア優 彩 ※1 ミオレット フォーユー ※1 楽匠 S ※2 ラフィオ ※3 楽匠 Z

※1 要ハイトスパーサー
※2 超低床仕様不可
※3 要楽匠Z専用パッド

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 85cm | 22-5720-0 | 00229-000005 |
| 本体重さ: 51.3kg | 電装品重さ: 5.1kg | 電源: AC100V 耐荷重: 100kg |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 3,672 円 (3割) 5,508 円 | 月額レンタル料金 18,360 円 |

マイティライトⅢ用つり具

介護保険対象購入品

ミクニ ライフ&オート

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。



スリングローバック・スタンダード

| サイズ | 商品番号 |
|-----|-----------|
| S | 43-5640-1 |

適応身長: 155cm未満 耐荷重: 100kg

| サイズ | 商品番号 |
|-----|-----------|
| M | 43-5629-1 |

適応身長: 155cm以上 耐荷重: 100kg

メーカー希望
小売価格(税込) 48,400 円

ハイバック4点式

| 商品番号 |
|------|
|------|

43-5592-1

適応身長: 140cm以上 耐荷重: 100kg


メーカー希望
小売価格(税込) 68,200 円

つるべー F1セット (浴室用)

浴室 非課税

モリトー

在庫限定品



身体機能: 座位困難

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 70cm | 22-5722-0 | 00229-000002 |
| 85cm | 22-5723-0 | 00229-000002 |
| 本体重さ: (アーム70cm)21.2kg、(アーム85cm)21.6kg | 電装品重さ: 5.1kg | 電源: AC100V 耐荷重: 100kg |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 7,140 円 (3割) 10,710 円 | 月額レンタル料金 35,700 円 |

つるべー用つり具

介護保険対象購入品

モリトー

エヴァスリング
ハーフ

| サイズ | 商品番号 |
|---------------|-----------|
| ハーフ(中) EVE210 | 43-5511-1 |

耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格(税込) 46,200 円エヴァスリング
フル

| サイズ | 商品番号 |
|--------------|-----------|
| フル(中) EVE240 | 43-5528-1 |

耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格(税込) 57,200 円入浴用シート パオ
メッシュブルー (ハーフサイズ)

| 商品番号 |
|-----------|
| 43-5507-1 |


耐荷重: 140kg

メーカー希望
小売価格(税込) 46,200 円

バスリフト EWB101RR


TOTO

使用条件: 端座位可



電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| EWB101RR | 22-0701-1 | 00187-000111 |
| ご利用可能体重: 35~100kg | 充電時間: 50分(1回の充電で約10往復) | バッテリー: DC12V 重さ: 20kg |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 2,932 円 (3割) 4,398 円 | 月額レンタル料金 14,660 円 |



浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| EWB101RR アームレスト乗越えキット付 | 22-0702-1 | 00187-000223 |
| ご利用可能体重: 35~100kg | 充電時間: 50分(1回の充電で約10往復) | バッテリー: DC12V 重さ: 20.8kg |
| ご利用者負担額 (1割) | (2割) 2,944 円 (3割) 4,416 円 | 月額レンタル料金 14,720 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付: 171012 予防給付: 671012

ベッド・
ベッド
付属品

スリングシートの使用法

車椅子への着座

1 膝を押す = ブレーキを掛ける

- ①車椅子のブレーキを掛けます。
- ②着座直前に、深く座れる位置まで両膝を背中側に押しながらスイッチを操作してください。

2 ティルト・リクライニングの角度を合わせる

- ①車椅子のブレーキを掛けます。
- ②対象者の吊り姿勢(角度)に合わせて、ティルト・リクライニングを調整します。
- ③深く座れる位置を確認して、スイッチ操作してください。1に同じ。

3 キャスターアップする = ブレーキを解除

- ①車椅子のブレーキを解除し、前方(後方)よりキャスターをアップします。
- ②スイッチを操作して下降させます。この時、対象者の重さを感じながら徐々に車椅子をもどします。

1



2




画像提供元: 株式会社 モリトー

転倒防止をしてください。

3-①



3-②



レッグサポートが取り外せる場合は、外してください。

指のはさみに注意してください。車椅子の構造により、困難な場合があります。

ベッド上での使用



エヴァ ハーフタイプ



エヴァ フルタイプ

※ 1 エヴァハーフを使用される場合は、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。エヴァフル、パオメッシュブルーフルは状況により、ベッド操作や首や肩を支えて操作してください。

●ベッドからの移乗

1



ストラップをハンガーに固定し、膝を曲げてリフトを上昇させます。(※ 1)

2



頭部の角度が快適になるように、頭部ストラップの長さを調整し、ヒジや肩を前方に出して、圧迫を取り除き、ゆったりした姿勢をとります。

●ベッドへの移乗

1



最初つま先を適所にガイドします。(※ 1)

2



臀部がベッドに着く前に、ベッド上の最適な位置を確認し、降下してください。

3



スリングが取り外せる位置までリフトを降下させます。



パオメッシュブルー

※ 2 状況により、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。肩の圧迫や膝裏のしわがあれば取り除いてください。

※ 3 注意: パオメッシュブルーフルは車椅子上での着脱はできません。

●ベッドからの移乗

1



ストラップをハンガーに固定し、リフトを上昇させます。(※ 2)

●ベッドへの移乗

1



着座する前に足の位置を調整します。

2



ハンガーを持ってスリングを外してください。(顔等に当たる場合があります)

3



ネックパットのバックルを外します。

4



側臥位になります。(写真は介助者と反対向き)バックルが体幹に当たらないようにし、体の下に差し込みます。(※ 3)

5



臥位姿勢にし、頭を持ち上げネックパッドを外します。体位変換し、スリングを抜き取ります。

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

移動用リフト・つり具

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品


情報

独立宣言プリモ・ブラックレザー DSPRII

コムラ製作所



使用条件：立ち上がり



屋内

22kgの軽量モデルです。また、静かな昇降音のモーター、柔らかな座面のクッションを採用しています。アームレストは跳ね上げ式で、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| DSPRII | 22-5891-1 | 00088-000016 |
| サイズ：幅 56 × 奥行 82.5 × 高さ 85.5cm 座面高さ：15 ~ 53.5cm | | |
| 重さ：22kg 耐荷重：100kg 使用電源：AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 770 円 | (2割) 1,540 円 (3割) 2,310 円 |
| | | 月額レンタル料金 7,700 円 |

独立宣言エコライト DSERA


コムラ製作所



使用条件：立ち上がり



肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。



屋内

昇降座椅子のスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| DSERA | 22-5744-1 | 00088-000012 |
| 重さ：36kg 耐荷重：100kg 使用電源：AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 968 円 | (2割) 1,936 円 (3割) 2,904 円 |
| | | 月額レンタル料金 9,680 円 |

電動昇降座椅子独立宣言ツイスト

コムラ製作所

在庫限定品



使用条件：立ち上がり



屋内

起立・着座がしやすい、座椅子の電動昇降機能と回転機能付。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| DSTPA | 22-5735-1 | 00088-000014 |
| サイズ：幅 64.5 × 奥行 82.5 × 高さ 94cm 座面高さ：16 ~ 57cm | | |
| 重さ：46kg 耐荷重：80kg 使用電源：AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 1,258 円 | (2割) 2,516 円 (3割) 3,774 円 |
| | | 月額レンタル料金 12,580 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/移動用リフト 介護給付: 171012 予防給付: 671012

ベッド・
ベッド
付属品**独立宣言ローザ・コンパクトシート DSR5-C**

コムラ製作所

屋内



使用条件: 立ち上がり



上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5～61cmまで高さ調節可能。
アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|--|-----------|------------------------------|
| DSRS-C | 22-5833-1 | 00088-000022 |
| サイズ: 幅 55 × 奥行 81 × 高さ 97.5cm 座面高さ: 1.5 ~ 61cm | | |
| 重さ: 42kg 耐荷重: 80kg (座面) 使用電源: AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 1,428 円 | (2割) 2,856 円 (3割) 4,284 円 |
| | | 月額レンタル料金 14,280 円 |

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖**独立宣言暖らん DSDAR**

コムラ製作所

屋内



使用条件: 立ち上がり



座椅子の昇降と座椅子のスライド機能が特徴です。座板が16.5cm前方へ移動する
電動スライド機能により、こたつへの出入りが楽にできます。座板横についているレ
バーを操作することで背もたれを95°～120°にリクライニングさせることができます。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| DSDAR | 22-5821-1 | 00088-000021 |
| サイズ: 幅64～58×奥行99.5～116×高さ97cm 座面高さ: 16～57cm | | |
| リクライニング角度: 95°～120° 重さ: 58kg | | |
| 耐荷重: 80kg 使用電源: AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 1,632 円 | (2割) 3,264 円 (3割) 4,896 円 |
| | | 月額レンタル料金 16,320 円 |

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具**独立宣言リクライニング DSREC**

コムラ製作所

屋内



使用条件: 立ち上がり



電動リクライニング機構



電動チルト機構

背もたれが後ろに傾斜する電動リクライニング機構と背もたれと座板と一緒に
傾斜する電動チルト機構が備わっています。

| 商品名 | 商品番号 | 商品コード |
|---|-----------|------------------------------|
| DSREC | 22-5706-1 | 00088-000015 |
| サイズ: 幅 66 × 奥行 101.5 × 高さ 95.5cm 座面高さ: 16 ~ 57.5cm | | |
| リクライニング角度: 105°～135° ティルト稼働範囲: 30° 重さ: 45kg 耐荷重: 100kg 使用電源: AC100V | | |
| ご利用者 負担額 (1割) | 1,428 円 | (2割) 2,856 円 (3割) 4,284 円 |
| | | 月額レンタル料金 14,280 円 |

介護保険
購入
対象品

販売品

情報


ベッド・
ベッド
付属品

介護保険購入対象品

床ずれ
防止用具

安寿 ポータブルトイレ FX-30 らくゾウくん

アロン化成

アース
ブラウン
ミストブルー体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|----------|-------|---------|--------------------------|
| 標準便座 | 約9L | 約13.0kg | 防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト便座 | | 約13.0kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約13.5kg | 防臭消耗品 |
| 標準・快適脱臭 | | 約13.5kg | 消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約13.5kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約14.0kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |


歩行
補助杖

家具調トイレセレクトR


アロン化成



セレクトRノーマル



セレクトRコンパクト



歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具


| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|--------------|-------------------|----------------|
| 標準便座 | 35-6895-1 アースブラウン | 40,150 円 |
| | 35-6896-1 ミストブルー | |
| ソフト便座 | 35-6897-1 アースブラウン | 46,750 円 |
| | 35-6898-1 ミストブルー | |
| 暖房便座 | 35-6899-1 アースブラウン | 57,750 円 |
| | 35-6900-1 ミストブルー | |
| 標準・ 快適脱臭 | 35-6905-1 アースブラウン | 66,000 円 |
| | 35-6906-1 ミストブルー | |
| ソフト・ 快適脱臭 | 35-6907-1 アースブラウン | 73,700 円 |
| | 35-6908-1 ミストブルー | |
| 暖房・ 快適脱臭 | 35-6909-1 アースブラウン | 82,500 円 |
| | 35-6910-1 ミストブルー | |

| | 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|-------|----------|-----------|----------------|
| ノーマル | 標準便座 | 35-6736-1 | 78,100 円 |
| | ソフト便座 | 35-6737-1 | 84,700 円 |
| | 暖房便座 | 35-6738-1 | 95,700 円 |
| | 標準・快適脱臭 | 35-6739-1 | 103,950 円 |
| | ソフト・快適脱臭 | 35-6740-1 | 111,650 円 |
| | 暖房・快適脱臭 | 35-6741-1 | 120,450 円 |
| | 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
| コンパクト | 標準便座 | 35-6753-1 | 56,100 円 |
| | ソフト便座 | 35-6754-1 | 62,700 円 |
| | 暖房便座 | 35-6755-1 | 73,700 円 |
| | 標準・快適脱臭 | 35-6756-1 | 81,950 円 |
| | ソフト・快適脱臭 | 35-6757-1 | 89,650 円 |
| | 暖房・快適脱臭 | 35-6758-1 | 98,450 円 |

介護保険
購入
対象品

家具調トイレ セレクトR はねあげ

アロン化成

はね上げ式ひ
じ掛けで移乗
に便利。

Point

ワンタッチでロック解除、
スムーズな動作が行えます。

| | バケツ容量 | 重さ | 付属品 |
|----------|-------|---------|--------------------------|
| 標準便座 | 約9L | 約19.3kg | 防臭消耗品、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト便座 | | 約19.3kg | 防臭消耗品 |
| 暖房便座 | | 約20.0kg | 防臭消耗品 |
| 標準・快適脱臭 | | 約19.9kg | 消臭剤フォームタイプ1本、KN吸着便座シート1枚 |
| ソフト・快適脱臭 | | 約19.9kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |
| 暖房・快適脱臭 | | 約20.6kg | 消臭剤フォームタイプ1本 |


販売品

情報

| 便座タイプ | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------|-----------|----------------|
| 標準便座 | 35-6759-1 | 92,950 円 |
| ソフト便座 | 35-6760-1 | 99,550 円 |
| 暖房便座 | 35-6761-1 | 110,550 円 |
| 標準・快適脱臭 | 35-6762-1 | 118,800 円 |
| ソフト・快適脱臭 | 35-6763-1 | 126,500 円 |
| 暖房・快適脱臭 | 35-6764-1 | 135,300 円 |

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:cm****安寿 楽しく開閉シャワーベンチ (もちぷる)**

アロン化成



楽しくアシストキャスターで、
狭い浴室環境でも楽に
開閉しやすいシャワーベンチ。



もちり触感

やわらかさ
30%UP!**Sフィット**

| | |
|--------|--|
| 折りたたみ時 | 幅46×奥行16(開閉ロック時)22(開閉 ロック解除時)×高さ83.5~96.5cm |
| 座面 | 幅42×奥行33cm |
| 重さ | 約4.8kg |

商品番号

41-7719-1 ブラウン


メーカー希望小売価格(税込)

45,100 円

軽量浴槽台あしぴたジャスト 8-12/12-20/20-30

アロン化成

浴槽台で最軽量クラス。
握りやすい持ち手で、
出し入れを楽にできます。



■浴槽内専用

| | 重さ(8-12) | 重さ(12-20) | 重さ(20-30) |
|-----|----------|-----------|-----------|
| 標準 | 2.2kg | 2.3kg | 2.5kg |
| ソフト | 2.5kg | 2.5kg | 2.8kg |

8-12
レッド12-20
ブルー20-30
グリーン(ソフト)


| 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41-7736-1 レッド | 標準 26,400 円 | 41-7552-1 レッド | 標準 26,400 円 | 41-7739-1 レッド | 標準 26,400 円 |
| 41-7737-1 ブルー | | 41-7553-1 ブルー | | 41-7740-1 ブルー | |
| 41-7738-1 グリーン | | 41-7574-1 グリーン | | 41-7741-1 グリーン | |
| 41-7742-1 レッド | | 41-7554-1 レッド | | 41-7745-1 レッド | |
| 41-7743-1 ブルー | ソフト 28,600 円 | 41-7555-1 ブルー | ソフト 28,600 円 | 41-7746-1 ブルー | ソフト 28,600 円 |
| 41-7744-1 グリーン | | 41-7545-1 グリーン | | 41-7747-1 グリーン | |

安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

FSフィット

コンパクトで
狭い浴室でも
場所をとりません。



| | |
|--------|--------------------|
| 折りたたみ時 | 幅46×奥行15×高さ80~91cm |
| 座面 | 幅41×奥行33cm |
| 重さ | 約4kg |

商品番号

41-7085-1 レッド

41-7086-1 ブルー

41-7087-1 グリーン

メーカー希望小売価格(税込)

38,500 円



レッド




ブルー



グリーン

FS

座った姿勢の保持が
できない方や
浴槽への移乗を楽に
行いたい方に。



| | |
|--------|--------------------|
| 折りたたみ時 | 幅51×奥行15×高さ82~93cm |
| 座面 | 幅45×奥行33cm |
| 重さ | 約4kg |

商品番号

41-7080-1 レッド

41-7081-1 ブルー

41-7082-1 グリーン

メーカー希望小売価格(税込)

38,500 円

安全・安心な構造**軽い**業界
最軽量**安寿 高さ調節付浴槽手すり**

UST-130N/UST-200N

アロン化成

またぎ動作のしやすさを重視した
ループ形状のグリップです。



ブルー

| | |
|-------------|---|
| 取付け可能な浴槽の壁厚 | (130N)4.5~13cm (200N)11.5~20cm |
| サイズ | 幅18×奥行(130N)29~38 (200N)36~43×高さ42cm |
| 浴槽上面へ手すり高さ | 11・14・17・20・23・26cm (6段階) |

UST-130N
レッドUST-200N
グリーン

| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|----------|----------------|----------------|
| UST-130N | 41-6948-1 レッド | 39,600 円 |
| | 41-6949-1 ブルー | |
| | 41-7362-1 グリーン | |
| UST-200N | 41-6950-1 レッド | 40,700 円 |
| | 41-6951-1 ブルー | |
| | 41-7363-1 グリーン | |

ユニットバス対応浴槽手すり

UST-130UB レギュラー/ショート

アロン化成

今まで取り付けのできなかった
ユニットバスに対応。



レッド

| | |
|-------------|---|
| 取付け可能な浴槽の壁厚 | 4.5~13cm |
| サイズ | 幅21×奥行30.5~36.5×高さ (UST130UB)49.5~80.5cm/ (UST130UBショート)41.5~64.5cm |
| 浴槽上面へ手すり高さ | 11・14・17・20cm (4段階) |

UST-130UB
レギュラー
グリーンUST-130UB
ショート
ブルー

| 商品名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税込) |
|--------------------|----------------|----------------|
| UST-130UB レギュラー | 41-7471-1 レッド | 41,800 円 |
| | 41-7472-1 ブルー | |
| | 41-7473-1 グリーン | |
| UST-130UB ショート | 41-7526-1 レッド | 41,800 円 |
| | 41-7527-1 ブルー | |
| | 41-7528-1 グリーン | |

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
※別途配送料がかかる場合があります。
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

販売品

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

トロミダイヤSP

三菱商事ライフサイエンス

飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうことがありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のトロみづけにもご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいのが特徴です。



500g

軽減税率対象品

| 商品名 | 商品番号 |
|------------------------|-----------|
| トロミダイヤSP 500g×10袋 | 85-9073-1 |
| 原材料：デキストリン（国内製造）、増粘多糖類 | |
| 保存方法：直射日光避け、常温保存 | |

メーカー希望
小売価格

オープン価格

| 商品名 | 商品番号 |
|------------------------|-----------|
| トロミダイヤSP 2kg×4袋 | 85-9072-1 |
| 原材料：デキストリン（国内製造）、増粘多糖類 | |
| 保存方法：直射日光避け、常温保存 | |


メーカー希望
小売価格

オープン価格

ご使用方法

①基本方法

コップに入れた飲料をスプーンでかきまぜながら、トロミダイヤSPを一気に加えます。



②おすすめ方法

乾いたコップにトロミダイヤSPを先に量りとり、後で飲料を一気に加えます。



ご使用例



お茶



味噌汁



牛乳

●トロミダイヤSPの各種硬さ別使用量（各種飲料100gへの使用量）

| 飲料の種類 | | 使用量の基準 | | |
|--------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 必要となる添加量（g） | | |
| | | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ |
| 飲料の種類 | 飲料温度 | 50-150mPa・s | 150-300mPa・s | 300-500mPa・s |
| | | スプーンを傾けるとずっと流れ落ちる | スプーンを傾けるととろとろと流れる | スプーンを傾けても形状がある程度保たれ流れにくい |
| 水 | 20℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| お茶 | 45℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| 100%果汁 | 20℃ | 1.0g | 1.5g | 2.3g |
| 牛乳 | 20℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |
| 味噌汁 | 45℃ | 1.0g | 1.7g | 2.5g |

※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

●トロミダイヤSP栄養成分表（100g当たり推定量）

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| エネルギー | 306Kcal | ナトリウム | 1,300mg |
| たんぱく質 | 0.5g | （食塩相当量） | 3.3g |
| 脂質 | 0.1g未満 | カリウム | 250mg |
| 炭水化物 | 88.4g | カルシウム | 41mg |
| — 糖質 | 25.0g | | |
| — 食物繊維 | 63.4g | | |

使い捨て プラスチック手袋

リブドゥコーポレーション

オムツ交換時の必須アイテム。作業がしやすいびったりフィットタイプで、耐久性にも優れています。左右兼用なので、ムダなくお使いいただけます。



| 商品名 | サイズ | 商品番号 | 袋入数 | ケース入数 | メーカー希望小売価格（税込） |
|-----|-----|-----------|-------|-------|----------------|
| 粉付き | S | 39-6461-1 | 100枚入 | 20箱入 | オープン価格 |
| | M | 39-6463-1 | | | |
| | L | 39-6465-1 | | | |
| 粉なし | S | 39-6467-1 | 100枚入 | 20箱入 | オープン価格 |
| | M | 39-6469-1 | | | |
| | L | 39-6471-1 | | | |

製品サイズ：(S)23×8.5cm (M)23×9.5cm (L)23×10.5cm

素材：塩化ビニール樹脂（フタル酸系可塑性）

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

あゆみシューズ

徳武産業

皆様のたくさんの「声」で生まれる「あゆみ」
お客様の足元を守るため、様々な工夫をしています

足の悩みは人それぞれ。お悩みに合わせての靴選び。

特長 1

あゆみカーブでつまずきにくい

年とともに変わる歩行の変化を考え、つま先は適度な反り返りでつまずきを防止します

あゆみカーブは
やさしさの角度で
つまずきを防止します



特長 2

軽 量

軽量でありながら安心の履き心地です

特長 5

靴の内側でも調整できる

中敷を取り外したり挿入することで微調整ができます

特長 3

かかとをしっかり支える

カップインソールが足をやさしく包み、かかと部のカウンターがしっかり支えます

特長 4

調整しやすい

足の状態に合わせてベルトやひもで調整が可能です

マジックベルトで
簡単調整



※画像はダブルマジックⅢです



カップインソール

サイズ表

室内用

| | |
|----|-----------|
| S | 20.5～21.5 |
| M | 22.0～23.0 |
| L | 23.5～24.5 |
| LL | 25.0～26.0 |
| 3L | 26.5～27.5 |

施設用

| | |
|----|-----------------|
| SS | 20.0～20.5(7.7) |
| S | 21.0～21.5(7.9) |
| M | 22.0～22.5(8.2) |
| L | 23.0～23.5(8.5) |
| LL | 24.0～24.5(8.8) |
| 3L | 25.0～25.5(9.1) |
| 4L | 26.0～26.5(9.4) |
| 5L | 27.0～27.5(9.7) |
| 6L | 28.0～28.5(10.0) |

※単位:cm ※ () 内は足幅

施設用

軽くて履き心地良く1日中
履いていても疲れにくい

室内用

足をふんわり包み込むように…
お家の中でも安心、快適です

外出用

さりげなく履けて、
お出かけをサポートします

それぞれの
目的に
合わせて



商品名

瞬感スポット

ゆったり簡単スリッポン

スットフレッシュ

かかとスポット

コンフォートⅢ

ハイフィット

サイズ

S～5L

S～5L

S～3L

S～3L

S～5L

S～3L

メーカー希望小売価格 (両足) 7,590～ 円

(両足) 7,590～ 円

(両足) 3,520～ 円

(両足) 4,400～ 円

(両足) 9,680～ 円

(両足) 9,680～ 円

外反母趾など
の足ゆびに
変形・痛みが
ある方など…



商品名

ウィングストレッチ

ダブルマジックⅢニット

エスパド

スリットベルト

ケアフルⅢ

ダブルマジックⅢ合皮

サイズ

S～3L

S～3L

S～3L

M～LL

S～5L

S～6L

メーカー希望小売価格 (両足) 7,590～ 円

(両足) 7,590～ 円

(両足) 3,520～ 円

(両足) 3,520～ 円

(両足) 9,680～ 円

(両足) 8,800～ 円

むくみ、腫れ、
甲高・幅広の
方に…



商品名

ダブルマジックⅢ

つま先ひろびろサポート

オールスポット

ワイドベルトワッフル

ダブルマジックⅢ合皮ワイドサイズ

コンフォートⅢワイドサイズ

サイズ

SS～6L

S～5L

S～3L

M～3L

S～6L

S～5L

メーカー希望小売価格 (両足) 7,590～ 円

(両足) 9,130～ 円

(両足) 3,960～ 円

(両足) 4,400～ 円

(両足) 10,560～ 円

(両足) 11,440～ 円

下肢装具の
方にも…



商品名

ダブルマジックⅢワイドサイズ

Re-Life メッシュ01

早快マジックオープン

オープンフィット

ケアフルⅢワイドサイズ

Re-Life サポート02

サイズ

S～6L

M～6L

S～3L

M～3L

S～5L

M～6L

メーカー希望小売価格 (両足) 9,350～ 円

(両足) 10,780～ 円

(両足) 2,420～ 円

(両足) 3,960～ 円

(両足) 11,440～ 円

(両足) 10,780～ 円

※掲載商品は一例となります。

<税込価格>

特別 企画 住宅改修

製作：(株)ケアビジネスサポートシステム

介護保険で住宅改修に適用される特定6項目

- 1 手すりの取り付け
- 2 段差の解消
- 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 4 引き戸等への扉の取替え
- 5 洋式便器等への便器の取替え
- 6 その他(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)

[介護保険の場合]

支給される
限度額は **200,000円****事前申請** が必要です

ご注意

- ① 補助金が適用される工事と補助金が適用されない工事があるので注意が必要です。
- ② 適用される工事費用の1割(所得により負担割合が変更される場合もあります。)を、対象者が負担する必要があります。
- ③ 支給限度額以内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます。

詳しくは、ご担当のケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターにご相談ください。

バリアフリーを考える

お困りの場所は どこですか？

1日の生活の中で、
「場所(ゾーン)別」にいろいろな介護シーンから考えてみましょう！



ゾーン

お困りの場所はどこですか??

1

居室·寢室

過ごしやすい環境づくり に配慮しましょう！

気分転換、熱中症予防、二オイ対策なども大切

清拭おしぼりも温められる
電子レンジ

防炎カーテン

ルームエアコン
(間接風)

見やすい温湿度計

大きな文字の
カレンダー

水分補給用の
冷蔵庫

ティッシュ

介護保険の書類

掃除がしやすいキャスター付きベッド

大きめのこみ

端座位利用の リハビリテーブル

床材の変更 が介護の質を飛躍的に向上させることもあります。

①介護リフトやベッドの移動 ②車椅子操作性の向上 ③掃除のしやすさ→清潔の保ちやすさ

フローリング

洗える畳

消臭機能付き推奨

福祉用具等の配置 は、移動の利便性、介護の軽減から重要な検討事項です。

外の景色やテレビなど視覚や意識の変化もあるようにして、認知症予防をはかることも重要です！

転落予防

出入口に近い

両サイドから介護


便器を見せない

生活の中心になるところだから、 居心地と機能性に気づかいを。

閉じこもりがちにならないようにすることと、見守れることも重要です。

尊厳（プライバシー）の確保に配慮しましょう！

衝立（ついたて）やカーテンの活用



呼出し装置の活用





コンセントの増設 は防火対策

福祉用具は電気製品が多い！

- 介護ベッド
- 特殊尿器
- エアーマット
- 移動リフト
- ネブライザー
- 吸引器
- 徘徊感知器


スッキリ！




たこ足配線は火災の原因
ともなります。

トイレ・浴室 が近いのは便利！ 押入れを利用するユニットタイプ


押入れトイレユニット



通常の押入れ



押入れシャワーユニット



ゾーン

お困りの場所はどこですか??


2

廊下・階段

歩行移動の場合




主に屋内で車椅子を使用する場合



廊下に面した部屋の入口拡張

屋内6輪車椅子





屋内の移動には、思いがけない危険がいっぱい。 転倒防止などの安全性を確保。

移動しやすい環境づくりは、リハビリや運動機能の向上にも効果的です。

階段の手すり


階段の手すりは、両側に設置するのが理想的です。
しかし、幅員や費用の面で難しく、片側だけに設置する場合は、
降りる時を優先して、降りる際の利き手側に設置するのが基本です。

ここが
ポイント



階段のすべり止め


コーナータイプ



蓄光式



幅広タイプ



階段の昇降機 2階や3階を使う頻度が多い場合

階段昇降機

上階では乗降りの安全のため、折りたたむとコンパクトになります。



ホームエレベーター・押入れエレベーター




ゾーン

お困りの場所はどこですか??


3

トイレ

扉対策(出入り・介助軽減)と、便器の洋式化



狭いトイレでも、出入り口を広げる事で
大幅に動作や介助が改善されることもあります。



トイレ動作(立ち座り)


手すり



補高便座




電動昇降便座




トイレ介助

温水洗浄便座

世紀の発明品は、
介護の分野でも大活躍！



洋式便器に使えるキャリー



手すり

移動→下着の着脱→方向転換→
立ち座りに役立ちます。




かがむ、まわる、脱ぐ、座る、拭く、立つなど 狭い空間なのにたくさんの動作が必要な場所。

動作補助や介助軽減に、リフォームによる簡便性の向上と用具導入の視点も大切です。


空間・スペース（介助スペースと車椅子スペース）

必要な介助スペース




車椅子スペース

手動車椅子の場合




φ=150cm以上

電動車椅子の場合




φ=180cm以上



その他、トイレ介護の便利グッズ

呼び鈴・ブザー

待つ側、待たせる側、
どちらにも優しい



ワンハンドカッター



シートクリーナー




シャワー水栓

尿瓶やバケツ等が洗える
シャワー水栓は便利モノ



据付け手すり



トイレ暖房



- 省スペース
- 照明と連動
- 暖房のON/OFF

天井照明一体型ヒーター

足元多機能ヒーター

- 急速暖房
- 強力消臭
- 自動運転



ゾーン


お困りの場所はどこですか??

4


縁側・ベランダ・庭・ガレージ

玄関以外からの出入りを考えたほうが効果的な場合もあります。

車椅子用電動昇降機




ホイス式リフト





ベランダや縁側のご利用

バリアフリー(ノンレール)サッシ




大きな取っ手

大きなクレスト




バリアフリーフラットレール




お庭などでの屋外活動

アニマルセラピー・運動療法





園芸療法



介護の環境整備や バリアフリー・リフォームでは見逃されがちな場所。

QOLや人の尊厳から検討することで、身近で生活の潤いなどが楽しめる場と変わります。




ゾーン

お困りの場所はどこですか??

5

LDK


寝室から離れた生活のご提案




電動リクライニング/起立補助椅子




家族との団らんのご提案




高床式畳ユニット(大収納タイプ)



コタツや座卓ご利用でのご提案



電動昇降リクライニング/回転座椅子



くつろぎや家族、友人との語らいなど、 気がねのない生活が在宅療養の良い点。

料理やその補助で自立心を保持したり、楽しい食事が低栄養対策になることにも期待できます。

料理する


車椅子対応のキッチン(流し台)は調理時の作業性を良くするため、
天板が高くならないようにシンクが浅い仕様になっています。
それでも高さがあり料理しにくい場合は、
車椅子テーブル等で対応可能にすることも考えましょう。

高いところのスイッチは
手元にあると便利！




レンジフード・照明

切 運転 弱/中/強 照明 切/入




座れる歩行器が料理を楽しむ

料理や洗い物などの立ち作業、煮込み物の待ち時間など、
座位姿勢で安心した作業ができたり、
休憩できるキッチンツールとして利用できる、
座れる歩行器もあります。



食事を楽しむ！(低栄養を防ぎましょう！)

自助具やとろみ調整剤などで
食事の自立支援




ゾーン

お困りの場所はどこですか??


6

洗面・脱衣室

家族みんなで使える昇降洗面台




口腔ケアの器具もいろいろあります




洗濯

作業の負担軽減

車椅子の方にも使用しやすい
ななめドラム洗濯乾燥機ひじ掛け
跳ね上げ式車椅子

ドラム洗濯機の上部空間の活用




すき間にはキャスター付きのラックが便利です。

三大介護(食事・入浴・排泄)と呼ばれる 「台所・浴室・トイレ」への動線にあたる非常に重要なゾーン。

衛生面や口腔ケア、介助の軽減など、生活と介護の質向上を目指す工夫をしてみましょう。

ヒートショック対策 ヒートショックによる年間死者数は交通事故による死者の約4倍※




※出典：東京都健康長寿医療センター研究所の調査

脱衣


座面付き歩行器やイスを使う



ベンチを使う



壁をなくして動きやすく 車椅子での移動や介助が楽になります。




ゾーン
7

お困りの場所はどこですか??

浴室

入浴時の介助スペースが狭い場合やシャワーキャリー等を使用する場合は
浴室の扉が課題になることがあります。


〈改修前〉



〈改修後〉




オフセット手すり





湯船には、腰をかけてから入るのが安全！


移乗台やバスボード活用




入浴用電動昇降リフトの活用

手元で操作できる
スイッチ付きシャワー

節水になり、入浴介助にも活躍。

片手でもソープや
シャンプーが出せる容器


片麻痺の方や介助シーンでも便利！

移乗台と
入浴用リフトとの併用例


いつまでも清潔でいたい、 安全で安心して快適なお風呂の利用を続けたい。

入浴シーンは危険性も高く、リフォームだけでなく便利な福祉用具活用も考えましょう。

バランス釜改修(浴槽・給湯器)



ホイス式リフトを活用した入浴介助



入浴スリングシートのいろいろ



2ピースベルトタイプ



ハーフバックタイプ



フルバックタイプ



吊りざぶタイプ



シャワーキャリー
分離タイプ



ゾーン

お困りの場所はどこですか??

8


玄関まわり

扉対策(幅員と操作性)


独自で開けられる

通れる

3枚引戸



親子ドア





玄関の扉段差をフラットにする際は、グレーチング増設も検討しましょう。


かまち対策

ベンチなどで腰かけて

框が高いご自宅の場合は、踏み台と手すりで



マット類の すべり止め防止ネット



折りたたみ式の 壁付けベンチ




靴や防災用品を収納できるイス




行ってきます。ただいま。が
あたり前にできる普遍性を保持したいところ。

「家の顔」とも言われる場所では、困ったことや不安な表情が出ないようにしましょう。

かまち片側スロープ対応





かまち片側昇降リフト対応




玄関収納

車椅子専用収納


玄関の外側に「物置」を置いて玄関収納の改善を考えた事例




屋内で車椅子使用時のタイヤの汚れ対策



玄関わきに水栓を設置して、
洗えるようにする。



車椅子スタンド等の工夫



室内使用時に使える
タイヤカバー



ゾーン

お困りの場所はどこですか??

9

アプローチ

外出・帰宅をスムーズに！

雨対策

夜間対策


人感センサーによる自動照明。
(人通りが多いところでは不向きな
場合もあります。)

待機場所対策

敷地内に車椅子1台分(150cm以上)の
フラットな場所を設けられると
理想的です。

門扉の引き戸事例


車椅子の方でもらくに
開閉ができるタイプ



デッキとスロープのアプローチ事例




掃き出しからデッキとスロープで
出入りする仕様に

行こうってさー



地域社会と関係性を結ぶ 大切な「架け橋」としての視点から再検討。

内にも外にも、雨の日や一人の時でも「渡りやすい橋」として在宅生活の可能性が広がります。






住宅改修の事例【屋内】編

写真提供:マツ六(株)


廊下

収納扉の前を
遮断機式ブラケットを使って
手すりを
連続させました。

BEFORE



AFTER



トイレ

立ち座りの動作の為、
し字型手すりを
設置しました。

BEFORE




AFTER




浴室

浴槽出入用の手すりを
設置しました。

BEFORE



AFTER



住宅改修の事例


【屋外】編

写真提供: マツ六(株)


玄関

手すりを付けて
玄関土間～
上がりかまち～
廊下の動きをサポートします。

BEFORE



AFTER



アプローチ

①

玄関前アプローチに
手すりを設置しました。

BEFORE



AFTER



アプローチ

②

家につながる階段に
手すりを設置しました。

BEFORE



AFTER



福祉用具と住宅改修の活用



福祉用具専門相談員 に相談しましょう！

高齢者の状態は変化します。
福祉用具のレンタル品を活用することで、
住宅改修の効果をより高めることができます。

介護保険で**レンタル**が適用される特定福祉用具13種目

車椅子



車椅子付属品



特殊寝台



特殊寝台付属品




体位変換器



床ずれ防止用具



手すり




スロープ



歩行器



歩行補助杖




徘徊感知器




自動排泄処理装置



移動用リフト

介護保険で**購入**が適用される特定福祉用具6種目

腰掛便座 (ポータブルトイレ)




入浴補助用具




移動用リフトのつり具の部分



自動排泄処理装置の交換可能部品



簡易浴槽



排泄予測支援機器

お気軽にご相談ください！

バリアフリー工事についてのご相談やお見積もりはもちろん、
各種の補助金申請にあたっての書類の作成・提出など、
お気軽にご相談ください。



補助金情報

介護保険(住宅改修)(福祉用具)

補装具給付

日常生活用具給付

障害者住宅改修助成事業

高齢者住宅改修助成補助金

その他

実績・経験による専門情報

疾病や病状に対応するご提案

専門家としての施工技術情報

実績を通じての効果的なご提案

設備品・製品情報

新製品情報

新機能情報

キャンペーンなどお得情報

リサイクル品情報

補助金にかかわる書類作成と提出等のお手伝い

申請～支給までのご説明

役所等への届け出の代行

スケジュールの立案、ほか

複雑な書類作成の代行

- 申請書の作成
- 理由書の作成
- 承諾書の作成
- 計画図面の作成
- お見積書の作成
- 請負工事契約書作成
- 工事内訳書の作成
- 証明写真の作成
- 改修完了届
- 受領委任対応
- 領収書
- ……など

ケアマネジャーと関係機関とで連携し、適切な対応をします。



福祉用具の選択制について

選択制の概要や利用する場合のプロセスについてご紹介します。

選択制導入の経緯

貸与（レンタル）福祉用具のご利用状況をみると、主に可動部がなく利用後のメンテナンスもほぼ不要な福祉用具について、貸与期間の長期化にともないレンタル価格の累計額が販売価格を上回ってしまうケースがしばしば発生していることが明らかになっています。

そこで、2024年4月の介護報酬改定にあたり、ご利用者の負担軽減等も考慮し、該当する福祉用具について専門家の意見を交えながら貸与か販売かを選択できる体制（選択制）が新たに導入されました。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入（省令・告示・通知改正）

利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。


第239回 社会保障審議会介護給付費分科会「【資料1】令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

選択制の対象となる福祉用具

以下の3つの福祉用具が選択制の対象となります。

固定用スロープ

小さい段差の解消に使用し、
頻繁な持ち運びを要しないもの（固定型）



※可搬型は対象外

歩行器

4脚全て杖先ゴム等の形状のもの



※歩行車は対象外

単点杖

杖

多点杖

ロフトランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖



※松葉杖は対象外



固定用スロープなど、購入を選択された場合に複数個の使用が必要となる場合は、福祉用具専門相談員もその必要性を十分に検討した上でご利用者に提案することが求められています。

選択制を利用する場合のプロセス

貸与 or 販売 検討・選定

選択制に該当する福祉用具の利用にあたっては、ご利用者自身で福祉用具貸与（レンタル）または特定福祉用具販売（購入）のいずれかを選択できることについて、福祉用具専門相談員がご利用者に十分説明することが義務付けられました。

さらに、福祉用具専門相談員は該当する福祉用具の選択に際し、ご利用者に必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況等をふまえた提案を行うことも義務付けられています。

福祉用具専門相談員

該当する福祉用具について、ご利用者に貸与・販売を選択できることを説明。選択にあたっての必要な情報の提供やメリット・デメリットも説明します。医師や専門職の意見、ご利用者の身体状況をふまえた提案を行います。



ご利用者

福祉用具専門相談員の説明・提案をもとに、対象となる福祉用具についてレンタルまたは販売（購入）を**ご利用者が選択します**。

貸与を選択

ご利用者が貸与（レンタル）を選択された場合、福祉用具専門相談員は「福祉用具の適時・適切な利用やご利用者の安全の確保」といった観点から、貸与開始後「**6ヶ月以内に少なくとも一度**」モニタリングを実施し、レンタル継続の必要性を検討することが義務付けられました。

また、モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などをふまえ、利用開始から6ヶ月以降においても、必要に応じ貸与継続の必要性について検討を行います。

利用開始後6ヶ月以内に少なくとも一度、**貸与継続の必要性を図るためにモニタリングを実施**。結果は居宅介護支援事業所へ報告する。

貸与開始後
6ヶ月以内
※6ヶ月以降は努力義務。

モニタリング
の実施（義務）

貸与継続

貸与継続には医師の意見書等が必要となります。

販売を選択

ご利用者が福祉用具販売（購入）を選択された場合、福祉用具専門相談員は**特定福祉用具販売計画を作成**し、以下のサービスを実施することが義務付けられました（**②③**は努力義務）。

①特定福祉用具販売計画作成後、計画に定めた**目標の達成状況を確認**する。

②ご利用者から要請があれば、購入された福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導や修理（メンテナンス）等を行うよう努める。

※メンテナンスに要する費用は個々の契約に準じる。

③商品不具合時の連絡先をご利用者に情報提供する。

販売
を選択



■在宅サービスの利用限度額

| 要介護・ 要支援 区分 | 想定される状態 | 居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等 | | | |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 支給 限度額 (月額) | ご利用者 1割負担額 (月額) | ご利用者 2割負担額 (月額) | ご利用者 3割負担額 (月額) |
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

- 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。
- 平成30年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
- 限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。


■自己負担額の上限額 (高額介護サービス費)

| 区 分 | 負担の上限額 (月額) |
|---|------------------------------|
| 課税所得690万円 (年収約1,160万円) 以上 | 140,100円 (世帯) |
| 課税所得380万円 (年収約770万円) ～ 課税所得690万円 (年収約1,160万円) 未満 | 93,000円 (世帯) |
| 市町村民税課税～課税所得380万円 (年収約770万円) 未満 | 44,400円 (世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円 (世帯) |
| 前年の公的年金等収入金額 + その他の合計所得金額の 合計が80万円以下の方等 | 24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円 (世帯) |

出典：厚生労働省ホームページ (<https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf>)

- 支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。
- また所得の低い方は、その上限が減額されます。
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。

レンタル福祉用具ご提供の流れ



緊急時の対応

● 事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取扱店までご連絡ください。

購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

- 腰掛便座
- 入浴補助用具・簡易浴槽
- 住宅改修用品
- 介護保険対象外販売品
- 選択制対象商品

レンタル終了とお引取り

● レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。

● レンタルの契約書で定める期限までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。

● レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

■福祉用具貸与

＜福祉用具の貸し出しに関する要件＞

| 種 目 | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|--|------------------------|--------|--------|--------|------|
| 手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品・車椅子（自走用標準型・介助用標準型）・車椅子付属品・床ずれ防止用具・体位変換器 | ×例外あり※ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 普通型電動車椅子 | ×例外あり※ | ○ | ○ | ○ | × |
| 認知症老人徘徊感知機器 | ×例外あり※ | ○ | ○ | ○ | × |
| 移動用リフト（吊り具の部分を除く） | ×例外あり※ | ×例外あり※ | ○ | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | （尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く） | ×例外あり※ | ×例外あり※ | ×例外あり※ | ○ |
| | （尿のみを自動的に吸引する機能のもの） | ×例外あり※ | ○ | ○ | ○ |

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。

■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

＜例外給付に関する要件＞

福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。

●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当する者は、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。

| 福祉用具の 種目 | 福祉用具が使用できる状態像 (平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ) | 認定基本調査の結果 |
|--|--|---|
| 車椅子・ 車椅子付属品 | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に歩行が困難な者 ② 日常生活範囲における移動の支援が 特に必要と認められる者 | ① 認定調査において歩行が「できない」 ② ー |
| 特殊寝台・ 特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に起き上がりが困難な者 ② 日常的に寝返りが困難な者 | ① 認定調査において起き上がりが「できない」 ② 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 床ずれ防止用具・ 体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 認知症老人 徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 ① 意思の伝達、介護者への反応、 記憶・理解のいずれかに支障がある者 ② 移動において全介助を必要としない者 | ① 下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意思の伝達が「他者にできる」 以外 ・認定調査において認知機能(3群の 3-2～3-7)のいずれかが「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+ 3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の 症状がある旨が記載されている場合 ② 認定調査において移動が「全介助」以外 |
| 移動用リフト (つり具の部分 を除く) | 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に立ち上がりが困難な者 (注：昇降座椅子以外) ② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者 ③ 生活環境において段差の解消が必要と 認められる者(段差解消機のみ) | ① 認定調査において立ち上がりが「できない」 ② 認定調査において移乗が「一部介助」 又は「全介助」 ③ ー |
| 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引 する機能のものを除く) | 次のいずれにも該当する者 ① 排便が全介助を必要とする者 ② 移乗が全介助を必要とする者 | ① 認定調査において排便が「全介助」 ② 認定調査において移乗が「全介助」 |

注：昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「豊からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。（H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより）

■個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。

また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

ベッド・
ベッド
付属品



情報

床ずれ
防止用具

介護給付費早見表 令和6年4月施行版（抜粋）

見方

本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。
数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

〔区分支給限度額〕

1 か月あたりの上限額

| 区分 | 利用限度額（単位） |
|-------|-----------|
| 要支援 1 | 5,032 |
| 要支援 2 | 10,531 |
| 要介護 1 | 16,765 |
| 要介護 2 | 19,705 |
| 要介護 3 | 27,048 |
| 要介護 4 | 30,938 |
| 要介護 5 | 36,217 |

※一定以上の所得の第 1 号被保険者は 2 割または 3 割負担となります。

〔訪問介護〕1 回につき

| 所要時間 | 身体介護 | 生活援助 |
|----------------|------|------|
| 20 分未満 | 163 | — |
| 20 分～ 30 分未満 | 244 | — |
| 20 分～ 45 分未満 | — | 179 |
| 45 分以上 | — | 220 |
| 30 分～ 1 時間未満 | 387 | |
| 1 時間～ 1.5 時間未満 | 567 | |
| 1.5 時間～ 2 時間未満 | 649 | |
| 2 時間～ 2.5 時間未満 | 731 | |
| 2.5 時間～ 3 時間未満 | 813 | |
| 3 時間～ 3.5 時間未満 | 895 | |
| 3.5 時間～ 4 時間未満 | 977 | |

●通院等乗降車助

●初回加算

| | | | |
|--------|----|--------|-----|
| 1 回につき | 97 | 1 月につき | 200 |
|--------|----|--------|-----|

●早朝・夜間の場合

●深夜の場合

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 1 回につき | 25%加算 | 深夜の場合 | 50%加算 |
|--------|-------|-------|-------|

●生活機能向上連携加算 1 月につき

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 加算（Ⅰ） | 100 | 加算（Ⅱ） | 200 |
|-------|-----|-------|-----|

〔訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護〕1 回につき

| 訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
|--------------|------------|
| 1,266（1,139） | 856（770） |

※（ ）内は「全身浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合」

●初回加算

| | |
|--------|-----|
| 1 月につき | 200 |
|--------|-----|

〔訪問リハビリ / 介護予防訪問リハビリ〕1 回につき

| | | | |
|--------|-----|----------|-----|
| 訪問リハビリ | 308 | 予防訪問リハビリ | 298 |
|--------|-----|----------|-----|

●リハビリテーションマネジメント加算（介護予防なし）

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 1 月につき | （イ） | 180 | （ロ） | 213 |
| | 事業所の医師が説明、利用者の同意を得た場合 | | | 270 |

〔訪問看護 / 介護予防訪問看護〕1 回につき

| | 所要時間 | 訪問看護 ステーション | 病院または 診療所 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 訪問看護 | 30 分未満 | 471 | 399 |
| | 30 分～ 1 時間未満 | 823 | 574 |
| | 1 時間～ 1.5 時間未満 | 1,128 | 844 |
| | OT・PT・ST の場合 | 294 | — |
| 介護予防 訪問看護 | 30 分未満 | 451 | 382 |
| | 30 分～ 1 時間未満 | 794 | 553 |
| | 1 時間～ 1.5 時間未満 | 1,090 | 814 |
| | OT・PT・ST の場合 | 284 | — |

●緊急時（介護予防）訪問看護加算 1 月につき

| | 訪問看護ステーション | 病院または診療所 |
|-------|------------|----------|
| 加算（Ⅰ） | 600 | 325 |
| 加算（Ⅱ） | 574 | 315 |

●特別管理加算 1 月につき

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 加算（Ⅰ） | 500 | 加算（Ⅱ） | 250 |
|-------|-----|-------|-----|

〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕1 月につき

| | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（一体型） | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | （Ⅰ）訪問看護サービスを行わない場合 | | （Ⅱ）訪問看護サービスを行う場合 | |
| | 基本単位 | 通所サービス 利用時の調整 （1 日につき） | 基本単位 | 通所サービス 利用時の調整 （1 日につき） |
| 要介護 1 | 5,446 | — 62 | 7,946 | — 91 |
| 要介護 2 | 9,720 | — 111 | 12,413 | — 141 |
| 要介護 3 | 16,140 | — 184 | 18,948 | — 216 |
| 要介護 4 | 20,417 | — 233 | 23,358 | — 266 |
| 要介護 5 | 24,692 | — 281 | 28,298 | — 322 |
| | 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費Ⅱ（連携型） | | | |
| | 基本単位 | | 通所サービス利用時の調整 （1 日につき） | |
| 要介護 1 | 5,446 | | — 62 | |
| 要介護 2 | 9,720 | | — 111 | |
| 要介護 3 | 16,140 | | — 184 | |
| 要介護 4 | 20,417 | | — 233 | |
| 要介護 5 | 24,692 | | — 281 | |

●初回加算

| | |
|--------|----|
| 1 日につき | 30 |
|--------|----|

●緊急時訪問看護加算 1 月につき（Ⅰ）（Ⅱ）のみ適用

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| （Ⅰ） | 325 | （Ⅱ） | 315 |
|-----|-----|-----|-----|

●総合マネジメント体制強化加算 1 月につき

| | | | |
|-----|-------|-----|-----|
| （Ⅰ） | 1,200 | （Ⅱ） | 800 |
|-----|-------|-----|-----|

●生活機能向上連携加算 1 月につき

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| （Ⅰ） | 100 | （Ⅱ） | 200 |
|-----|-----|-----|-----|

●認知症専門ケア加算 1 月につき

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| （Ⅰ） | 90 | （Ⅱ） | 120 |
|-----|----|-----|-----|

〔通所介護〕1 回につき

| | 通常規模型 | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 | 8～9 時間未満 |
| 要介護 1 | 370 | 388 | 570 | 584 | 658 | 669 |
| 要介護 2 | 423 | 444 | 673 | 689 | 777 | 791 |
| 要介護 3 | 479 | 502 | 777 | 796 | 900 | 915 |
| 要介護 4 | 533 | 560 | 880 | 901 | 1,023 | 1,041 |
| 要介護 5 | 588 | 617 | 984 | 1,008 | 1,148 | 1,168 |
| | 大規模型Ⅰ | | | | | |
| | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 | 8～9 時間未満 |
| 要介護 1 | 358 | 376 | 544 | 564 | 629 | 647 |
| 要介護 2 | 409 | 430 | 643 | 667 | 744 | 765 |
| 要介護 3 | 462 | 486 | 743 | 770 | 861 | 885 |
| 要介護 4 | 513 | 541 | 840 | 871 | 980 | 1,007 |
| 要介護 5 | 568 | 597 | 940 | 974 | 1,097 | 1,127 |
| | 大規模型Ⅱ | | | | | |
| | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 | 8～9 時間未満 |
| 要介護 1 | 345 | 362 | 525 | 543 | 607 | 623 |
| 要介護 2 | 395 | 414 | 620 | 641 | 716 | 737 |
| 要介護 3 | 446 | 468 | 715 | 740 | 830 | 852 |
| 要介護 4 | 495 | 521 | 812 | 839 | 946 | 970 |
| 要介護 5 | 549 | 575 | 907 | 939 | 1,059 | 1,086 |

※通常規模型：前年度の月平均利用延人員数が 300 人超

※大規模型Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が 750 人超／大規模型Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

●個別機能訓練加算（Ⅰ）1 日につき（Ⅱ）1 月につき

| | | | | | |
|--------|----|--------|----|-------|----|
| 加算（Ⅰ）イ | 56 | 加算（Ⅰ）ロ | 76 | 加算（Ⅱ） | 20 |
|--------|----|--------|----|-------|----|

●認知症加算

| | |
|--------|----|
| 1 日につき | 60 |
|--------|----|

●入浴介助加算 1 日につき

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| 加算（Ⅰ） | 40 | 加算（Ⅱ） | 55 |
|-------|----|-------|----|

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

〔通所リハビリテーション〕1回につき

| | 通常規模の事業所 | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2 時間未満 | 2～3 時間未満 | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 |
| 要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
| 要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
| 要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
| 要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
| 要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |
| | 大規模事業所 | | | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2 時間未満 | 2～3 時間未満 | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 |
| 要介護1 | 357 | 372 | 470 | 525 | 584 | 675 | 714 |
| 要介護2 | 388 | 427 | 547 | 611 | 692 | 802 | 847 |
| 要介護3 | 415 | 482 | 623 | 696 | 800 | 926 | 983 |
| 要介護4 | 445 | 536 | 719 | 805 | 929 | 1,077 | 1,140 |
| 要介護5 | 475 | 591 | 816 | 912 | 1,053 | 1,224 | 1,300 |
| | 大規模事業所※ | | | | | | |
| | 病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院 | | | | | | |
| | 1～2 時間未満 | 2～3 時間未満 | 3～4 時間未満 | 4～5 時間未満 | 5～6 時間未満 | 6～7 時間未満 | 7～8 時間未満 |
| 要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
| 要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
| 要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
| 要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
| 要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |

※大規模型事業所のうち次の要件を満たす事業所に適用。①リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80％超 ②利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上。

〔介護予防通所リハビリテーション〕1月につき

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 要支援1 | 2,268 | 要支援2 | 4,228 |
|------|-------|------|-------|

●リハビリテーションマネジメント加算（介護予防なし）

| リハビリテーションマネジメント | 6月以内 | 6月超え |
|-----------------|------|------|
| 加算（イ） 1月につき | 560 | 240 |
| 加算（ロ） 1月につき | 593 | 273 |
| 加算（ハ） 1月につき | 793 | 473 |

●栄養改善加算 月2回限度 1回につき（介護予防は1月につき）

| | |
|--------|-----|
| 栄養改善加算 | 200 |
|--------|-----|

●科学的介護推進体制加算 1月につき

| | |
|-------------|----|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
|-------------|----|

■地域区分ごとの報酬単価

| サービス分類 | 人件費比率 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護 | 70% | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |
| 訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護／短期入所生活介護 | 55% | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10円 |
| 通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医療院／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護／地域密着型通所介護 | 45% | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |

※居宅療養管理指導、福祉用具貸与は地域区分に関係なく一律単位10円。 ※介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは上記分類に含む。

■年齢早見表（令和7年現在）

| 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
|-------------|------|----|-----|
| 大正14 | 1925 | 丑 | 100 |
| 大正15 昭和元 | 1926 | 寅 | 99 |
| 2 | 1927 | 卯 | 98 |
| 3 | 1928 | 辰 | 97 |
| 4 | 1929 | 巳 | 96 |
| 5 | 1930 | 午 | 95 |
| 6 | 1931 | 未 | 94 |
| 7 | 1932 | 申 | 93 |
| 8 | 1933 | 酉 | 92 |

| 年号 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
|-----|------|----|----|
| 昭和9 | 1934 | 戌 | 91 |
| 10 | 1935 | 亥 | 90 |
| 11 | 1936 | 子 | 89 |
| 12 | 1937 | 丑 | 88 |
| 13 | 1938 | 寅 | 87 |
| 14 | 1939 | 卯 | 86 |
| 15 | 1940 | 辰 | 85 |
| 16 | 1941 | 巳 | 84 |
| 17 | 1942 | 午 | 83 |

〔認知症対応型共同生活介護〕1日につき

| | 認知症対応型共同生活介護費 | | 短期利用認知症対応型共同生活介護費 ※ | |
|------|---------------|-----|---------------------|-----|
| | （Ⅰ） | （Ⅱ） | （Ⅰ） | （Ⅱ） |
| 要介護1 | 765 | 753 | 793 | 781 |
| 要介護2 | 801 | 788 | 829 | 817 |
| 要介護3 | 824 | 812 | 854 | 841 |
| 要介護4 | 841 | 828 | 870 | 858 |
| 要介護5 | 859 | 845 | 887 | 874 |

※短期利用は、区分支給限度基準額に含まれる。

〔短期入所生活介護〕1日につき

| 略称 | 短期入所生活介護 | | | |
|------|---------------|-----------|-------|-----------|
| | 単独短生Ⅰ | | 併設短生Ⅱ | |
| 種類 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）多床室 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）多床室 |
| 要介護1 | 645 | 645 | 603 | 603 |
| 要介護2 | 715 | 715 | 672 | 672 |
| 要介護3 | 787 | 787 | 745 | 745 |
| 要介護4 | 856 | 856 | 815 | 815 |
| 要介護5 | 926 | 926 | 884 | 884 |
| 略称 | ユニット型短期入所生活介護 | | | |
| | 単ユ短生Ⅰ | | 併ユ短生Ⅱ | |
| 種類 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）個室的多床室 | （Ⅰ）個室 | （Ⅱ）個室的多床室 |
| 要介護1 | 746 | 746 | 704 | 704 |
| 要介護2 | 815 | 815 | 772 | 772 |
| 要介護3 | 891 | 891 | 847 | 847 |
| 要介護4 | 959 | 959 | 918 | 918 |
| 要介護5 | 1,028 | 1,028 | 987 | 987 |

〔居宅療養管理指導／予防居宅療養管理指導〕※単一建物居住者1人の場合

| 略称 | 限度回数 | 居住者1名 |
|----------|-------|-------|
| 医師Ⅰ（Ⅰ） | 月2回まで | 515 |
| 医師Ⅱ（Ⅰ） | 月2回まで | 299 |
| 歯科医師Ⅰ（Ⅰ） | 月2回まで | 517 |
| 薬剤師ⅠⅠ（Ⅰ） | 月2回まで | 566 |
| 薬剤師Ⅱ（Ⅰ） | 月4回まで | 518 |
| 薬剤師Ⅱ（Ⅳ）※ | 月4回まで | 46 |
| 管理栄養士Ⅰ | 月2回まで | 545 |
| 管理栄養士Ⅱ | 月2回まで | 525 |
| 歯科衛生士Ⅰ | 月4回まで | 362 |

※情報通信機器利用の場合。

●薬学的管理指導加算

| | |
|-------|-----|
| 1回につき | 100 |
|-------|-----|

※医師・薬剤師が行う時につきのみ算定可能。

グリーンケア サービスネットワーク

清潔・安心・信頼の福祉用具は、 グリーンケアから。

10月1日
福祉用具の日

グリーンケアの福祉用具は、全国97ヶ所に広がる
日本ケアサプライの営業拠点から供給されています。


安全・清潔な福祉用具の提供に留まらず、
さまざまな後方支援策により、
まごころを込めたサービスを提供します。

※グリーンケアとは、日本ケアサプライが取り扱う高品質な福祉用具のレンタルサービスと、
各種サポートをご提供するオリジナルブランドです。



SPA-230004-J

この印刷物は、カーボンゼロプリント
工場で印刷しています。



見やすいユニバーサルデザインフォントを「表紙・中面の一部を除く」
採用しています。

詳しい情報は

<https://www.caresupply.co.jp/>



わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。

福祉用具レンタル・介護用品販売・住宅改修

(株)ケアリンク

〒421-0422 牧之原市静波1563

TEL:0548-22-0675 FAX:0548-23-9085